

# 北京春达科技供应日本Nacalai实验室生化试剂

产品名称	北京春达科技供应日本Nacalai实验室生化试剂
公司名称	北京春达科技有限公司
价格	10000.00/瓶
规格参数	品牌:Nacalai
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7155房间
联系电话	86-01088696728 13520296478

## 产品详情

北京春达科技供应日本nacalai蛋白印迹（western blotting）和酶联免疫（elisa）信号增强剂hikari类产品，欢迎来电咨询：010-68651060/88696728，info@springup.com.cn, www.springup.com.cn

### 订购信息

品名 储存 货号 规格

western blotting和elisa信号放大剂hikari

试剂盒含：一抗溶液 a02267-41 50 ml /套

二抗溶液b 4 02270-81 250ml/套

western blotting和elisa信号放大剂hikari溶液a 4 02373-54 20ml

western blotting和elisa信号放大剂hikari溶液b 4 02375-34 20ml

免疫标记信号增强剂hikari

### 订购信息

品名 储存 货号 规格

免疫标记信号增强剂hikari试用套装 冷藏 02363-71 1套（5ml/套）

免疫标记信号增强剂hikari溶液a 冷藏 02373-54 20ml

免疫标记信号增强剂hikari溶液b 冷藏 02375-34 20ml

表位标签抗体

抗gfp (大鼠 igg2a) , 单抗 (gf090r)

克隆号 : gf090r

亚型 : igg2a(大鼠)

产品形态 : 液体

免疫原 : his—gfp (全长) 融合蛋白

抗体应用 : 免疫组织化学 1:1000-1:2000

蛋白印迹 1:1000-1:2000

酶联免疫 : 1:2000-1:20000

抗gfp (小鼠 igg1- ) , 单抗 (gf200)

克隆号 : gf200

亚型 : igg1- (小鼠)

产品形态 : 液体

免疫原 : his—gfp (全长) 融合蛋白

抗体应用 : 蛋白印迹 1:1000-1:2000

酶联免疫 1:2000-1:20000

抗c-myc (小鼠 igg1- ) , 单抗 (mc045)

克隆号 : mc045

亚型 : igg1-

产品形态 : 液体

免疫原 : c-myc合成肽[eqkliseedl]

抗体应用：蛋白印迹 1:1000-1:2000

免疫沉淀 1:400-1:1000

免疫细胞化学 1:400-1:1000

酶联免疫 1:2000-1:20000

抗6 × his (小鼠 igg1a- )，单抗 (hi192)

克隆号：hi192

亚型：igg1- (小鼠)

产品形态：液体

免疫原：6 × his合成肽[hhhhhh]与klh交联

抗体应用：蛋白印迹 1:1000-1:2000

酶联免疫 1:2000-1:20000

抗gst (小鼠 igg2a- )，单抗 (gs019)

克隆号：gs019

亚型：igg2a- (小鼠)

产品形态：液体

免疫原：谷胱甘肽-s-转移酶

抗体应用：蛋白印迹 1:1000-1:2000

免疫沉淀 1:400-1:1000

酶联免疫 1:2000-1:20000

抗v5 (小鼠 igg1- )，单抗 (v5005)

克隆号：v5005

亚型：igg1- （小鼠）

产品形态：液体

免疫原：v5合成肽[gkpinpplgldst]与klh交联

抗体应用：蛋白印迹 1:1000-1:2000

免疫沉淀 1:400-1:1000

酶联免疫 1:2000-1:20000

抗ha（小鼠igg1- ），单抗（ha124）

克隆号：ha124

亚型：igg1-

产品形态：液体

免疫原：谷胱甘肽-s-转移酶-ha[ypydvpyda-cooh]融合蛋白

抗体应用：蛋白印迹 1:10000-1:30000

酶联免疫 1:2000-1:20000

北京春达科技供应日本nacalai蛋白印迹（western blotting）和酶联免疫（elisa）信号增强剂hikari类产品，  
欢迎来电咨询：010-68651060/88696728，info@springup.com.cn,www.springup.com.cn（仅供科研使用）

订购信息

品名 储存 货号 规格

抗c-myc（小鼠igg1- ），单抗（mc045）冷藏 04362-76 50 μg 04362-34 200 μg

抗c-myc（小鼠igg1- ），单抗（mc045），与琼脂糖交联 冷藏 04145-55 500 μg

抗c-myc（小鼠igg1- ），单抗（mc045），与pod交联 冷藏 04145-24 50 μg

抗gfp（小鼠igg1- ），单抗（gf200）冷藏 04363-66 50 μg 04363-24 200 μg

抗gfp（小鼠igg1- ），单抗（gf200），与pod交联 冷藏 05178-34 50 μg

抗gfp (大鼠 igg2a) , 单抗(gf090r) 冷藏 04404-26 50  $\mu$ g 04404-84 200  $\mu$ g

抗gst (小鼠 igg2a- ) , 单抗(gs019) 冷藏04435-84 50  $\mu$ g 04435-26 200  $\mu$ g

抗gst (小鼠 igg2a- ) , 单抗(gs019) , 与pod 交联 冷藏 04559-74 50  $\mu$ g

抗ha (小鼠 igg1- ) , 单抗 (ha124) 冷藏 06340-96 50  $\mu$ g 06340-54 200  $\mu$ g

抗6  $\times$  his (小鼠 igg1- ) , 单抗(hi192) 冷藏 04428-26 50  $\mu$ g 04428-84 200  $\mu$ g

抗6  $\times$  his (小鼠 igg1- ) , 单抗(hi192) , 与pod 交联 冷藏 04546-34 50  $\mu$ g

抗v5 (小鼠 igg1- ) , 单抗(v5005) 冷藏 04434-94 50  $\mu$ g 04434-36 200  $\mu$ g

抗v5 (小鼠 igg1- ) , 单抗 (v5005) , 与pod 交联 冷藏 04578-24 50  $\mu$ g

turbo tev ( tev蛋白酶 )

产品特性 :

经济实惠的超纯tev蛋白酶 ;

该酶在温度 ( 4 ~37 ) 和ph ( 6.5~8.5 ) 变化范围内均具有活性 ;

带有的gst和his标签使得turbo tev蛋白酶能很方便的从被酶解的样品蛋白上去除该酶 ;

来源和活力 :

从表达turbo tev基因的大肠杆菌中纯化而得。 ( >10 单位/mg ) 。 unit的定义 : 30 反应1小时 , 酶解>85% 3  $\mu$ g底物所需要的酶量即为1单位。

配置组成和储存 :

2 mg/ml , 包含 25 mm tris-hcl,ph8.0,50 mm nacl,1mm 磷酸三脂和 50% 甘油。 -20 储存。

订购信息

品名 储存 货号 规格

turbo tev 蛋白酶(浓度2 mg/ml) 冷冻 nu0102s 1000 units (0.1mg); nu0102m 10,000units (1mg);  
nu0102l 100,000 units(10mg)

turbo3c ( hrv3c蛋白酶 )

产品特性：

经济实惠的超纯hrv3c蛋白酶；

该酶在温度 ( 4 ~37 ) 和ph ( 6.5~8.5 ) 变化范围内均具有活性；

带有的gst和his标签使得turbo 3c蛋白酶能很方便的从被酶解的样品蛋白上去除；

来源和特异活性：

从表达turbo 3c蛋白酶基因的大肠杆菌中纯化获得。 >1 units/mg。 unit的定义：4 反应16小时，酶解>95%的 100mg底物即为1单位。

配置组成和储存：2 mg/ml，包含 50 mm tris-hcl,ph8.0,150 mm nacl,1mm edta，1mm 磷酸三脂和 50% 甘油。 -20 储存。

订购信息

品名 储存 货号 规格

turbo 3c 蛋白酶(浓度2 mg/ml)冷冻 nu0101s 1,000 units ( 1mg ) ; nu0101m 10,000units (10mg);

cosmopage 预制胶

产品特性：

最大的胶机械强度：既不用担心处理时会把胶扯断也不用担心胶干燥时会破裂；

最高的分辨率；最长的保质期：18个月。

cosmopage双功能转移电泳装置

装置特性：

具电泳和杂交双功能；完全转移所有蛋白的高转膜率；安全密封，不用担心漏液，而且能清晰看到进样孔；对称设计可使两块胶电泳、杂交同时进行。

订购信息[预制胶 ( 10cm × 10cm ) 能与大多数电泳槽兼容]

品名 货号 规格

cosmopage sds gel 8% 12 well nu00812 10 pieces  
cosmopage sds gel 8% 17 well nu00827 10 pieces  
cosmopage sds gel 10% 1 well nu01001 10 pieces  
cosmopage sds gel 10% 12 well nu01012 10 pieces  
cosmopage sds gel 10% 17 well nu01027 10 pieces  
cosmopage sds gel 12% 1 well nu01201 10 pieces  
cosmopage sds gel 12% 12 well nu01212 10 pieces  
cosmopage sds gel 12% 17 well nu01227 10 pieces  
cosmopage sds gel 16% 12 well nu01612 10 pieces  
cosmopage sds gel 16% 17 well nu01627 10 pieces  
cosmopage sds gel 20% 12 well nu02012 10 pieces  
cosmopage sds gel 20% 17 well nu02027 10 pieces  
cosmopage sds gel 4-8% 12 well nu40812 10 pieces  
cosmopage sds gel 4-8% 17 well nu40827 10 pieces  
cosmopage sds gel 4-12% 12 well nu41212 10 pieces  
cosmopage sds gel 4-12% 17 well nu41227 10 pieces  
cosmopage sds gel 4-20% 2d well nu42002 10 pieces  
cosmopage sds gel 4-20% 12 well nu42012 10 pieces  
cosmopage sds gel 4-20% 17 well nu42027 10 pieces  
cosmopage sds gel 10-20% 12 well nu82012 10 pieces  
cosmopage sds gel 10-20% 17 well nu82027 10 pieces  
cosmopage native gel 10% 12 well na01012 10 pieces  
cosmopage native gel 10% 17 well na01027 10 pieces  
cosmopage sds gel 20% 12 well na02012 10 pieces  
cosmopage sds gel 20% 17 well na02027 10 pieces  
cosmopage sds gel 2-8% 12 well na20812 10 pieces

cosmopage sds gel 2-8% 17 well na20827 10 pieces

cosmopage sds gel 3-20% 12 well na32012 10 pieces

cosmopage sds gel 3-20% 17 well na32027 10 pieces

订购信息[预制胶 ( 8cm × 10cm ) 与伯乐槽兼容]

品名 货号 规格

cosmopage sds gel 4-20% 12 well nb42012 10 pieces

cosmopage sds gel 12% 12 well nb01212 10 pieces

订购信息[buffers]

品名 货号 规格

lds sample buffer (4x) nu31002 2ml

lds sample buffer (4x) nu31010 10ml

dtc reducer (10x) nu32001 1ml

sds-std. run buffer (20x) nu50500 500ml

antioxidant 800 × nu30010 10ml

sds-low range run buffer (20x)\* nu14500 500ml

native sample buffer ( 4 × ) na33002 2ml

native sample buffer ( 4 × ) na33010 10ml

native run buffer (20 × ) na61500 500ml

tgs transfer buffer (10x/20x) nu82500 500ml

\*非高浓度胶

北京春达科技供应日本nacalai蛋白印迹 ( western blotting ) 和酶联免疫 ( elisa ) 信号增强剂hikari类产品 ,  
欢迎来电咨询 : 010-68651060/88696728 , info@springup.com.cn, www.springup.com.cn ( 仅供科研使用 )

订购信息[系统]

品名 货号 规格

dual run & blot system nu00002 1unit



tank assembly,dual run & blot nu00011 1unit

lid assembly,dual run & blot nu00012 1 unit

core assembly,dual & blot nu00013 1unit

blotting cassette w/pad 9cm × 9cm nu00014 1unit

cooling block,dual run & blot nu00015 1unit

buffer dam,dual run & blot nu00016 1unit

sponge pad kit,9 × 9cm nu00017 4/pack

订购信息[其他产品]

品名 货号 规格

blot sandwich nc 90 × 85mm nu19020 20/pack

blot sandwich pvdf90 × 85mm nu29320 20/pack

cosmopage gel drying solution (1 × ) nu04510 1 l

protein ladder one 彩色宽幅型蛋白质标准

protein ladder one 是一种包含10种预染的重组蛋白三色蛋白分子量标准。protein ladder one 包含~70kda、~25kda两种橙色条带和一种10kda的绿色条带。

产品特性：

条带清晰；批次稳定性好；橙色和绿色的参照条带明亮而清晰；

内含物目录

33% (v/v) 甘油 (glycerol) , 2% (w/v) 十二烷基硫酸钠 (sds) , 10mm 二硫苏糖醇 ( dtt ) , 1mm 乙二胺四乙酸 ( edta ) , 1mm 叠氮化钠 ( nan3 ) 和62.5mm tris-h3po4.(ph 7.5)

品名 储存 货号 规格

sds-page三色宽幅型蛋白标准 protein ladder one 冷冻 09547-74 250 μl ( 50 applic )

北京春达科技供应日本nacalai蛋白印迹 ( western blotting ) 和酶联免疫 ( elisa ) 信号增强剂hikari类产品 ,

欢迎来电咨询：010-68651060/88696728，info@springup.com.cn,www.springup.com.cn（仅供科研使用）

## 订购信息

### 预染蛋白markers

预染蛋白markers是一个预染天然蛋白的混合物。该markers有蓝色和紫色两种预染条带。

### 内含物目录

33% (v/v) 甘油 (glycerol)，3% (w/v) 十二烷基硫酸钠 (sds)，10mm 二硫苏糖醇 (dtc)，2mm 乙二胺四乙酸二钠 (edta-2na)，0.01% (v/v) 叠氮化钠 (nan<sub>3</sub>) 和10 mm tris-hcl.(ph 6.8)

## 订购信息

### 品名 储存 货号 规格

预染sds-page蛋白markers (宽幅型) 冷冻 02525-35 500  $\mu$ l

预染sds-page蛋白markers (窄幅型) 冷冻 28941-75 500  $\mu$ l 28944-745  $\times$  100  $\mu$ l

预染sds-page蛋白markers (高幅型) 冷冻 26039-75 500  $\mu$ l

非预染蛋白markers (10  $\times$ )

### 内含物目录

在50% (v/v) 甘油 (glycerol)，0.3m nacl，0.1m二硫苏醇糖 (dtc)，2mm 乙二胺四乙酸二钠 (edta-2na)，3mm 叠氮化钠 (nan<sub>3</sub>) 和10 mm tris-hcl.(ph 7.0)

## 订购信息

### 品名 储存 货号 规格

非预染sds-page蛋白markers (m.w.6500-200000) (10  $\times$ ) 冷冻 29458-24 200  $\mu$ l

cbb stain one (即用型)

cbb stain one是蛋白质电泳的即用型考马斯亮蓝g-250染色液。

产品特性：

即用型—染色液单瓶包装

快速方便—用水即可脱色

安全—不含有危险性的甲醇和醋酸

高灵敏度—可检测纳克级的蛋白

订购信息

品名 储存 货号 规格

cbb stain one (即用型) 室温 04543-51 04543-64 1l 5l

品名 储存 货号 规格

快速染色cbb 试剂盒 (考马斯 r-250) 室温 30035-14 1套 (2l)

考马斯亮蓝g-250 室温 09409-42 25g

考马斯亮蓝r-250 室温 09408-52 25g

酰胺黑 (amido black) 10b 室温 02001-14 5g

胭脂红 s (ponceau s) 室温 28322-72 25g

相关产品

blocking one 系列 (高性能封闭试剂)

产品特性:

快速—在很多检测中减少孵育时间亦可实现

使用方便简单—只需简单的冷冻储存即可,即使开瓶启用后也一样

blocking one-p

产品特性:

安全—该封闭液不含有磷酸化的蛋白,可信—不含内源磷酸化酶,高效—比1%bsa更高效

blocking one histo

产品特性：

即用型—眼药水瓶式设计，使用方便快捷

可信—可用来免疫荧光染色

安全—防腐剂不影响碱性磷酸化酶或辣根过氧化物酶的活性

订购信息

品名 储存 货号 规格

blocking one 冷藏 03953-95 500ml

blocking one-p 冷藏 05999-84 200ml

blocking one histo 冷藏 06349-64 50ml

北京春达科技供应日本nacalai蛋白印迹（western blotting）和酶联免疫（elisa）信号增强剂hikari类产品，  
欢迎来电咨询：010-68651060/88696728，info@springup.com.cn, www.springup.com.cn（仅供科研使用）

蛋白免疫印迹化学发光检测底物（chemiluminescent western blot substates）

chemi-lumi one l

产品特性

光发射时间长—强光发射时间120分钟以上

高灵敏度—信号强，背景干扰低

快速—杂交底物的处理过程非常快

订购信息

品名 储存 货号 规格

chemi-lumi one super（适用1,000cm<sup>2</sup>杂交膜）冷藏 02230-30 1 kit

chemi-lumi one l（适用4,000cm<sup>2</sup>杂交膜）冷藏 07880-70 1 kit

wb stripping solution

订购信息

品名 储存 货号 规格

wb stripping solution 冷藏 05364-55 500ml

wb stripping solution strong 冷藏 05677-65 500ml

磷酸化酶抑制剂cocktail ( edta-free )

产品特性

包含针对不同靶蛋白的6种磷酸化酶抑制剂

100倍浓度的储存液，可选择任何缓冲液进行稀释

与蛋白浓度测定不冲突

即用型试剂

订购信息

品名 储存 货号 规格

phosphatase inhibitor cocktail ( edta free ) ( 100 × ) 冷藏 07575-51 1ml

phosphatase inhibitor cocktail ( 100 × ) 冷藏 07574-61 1ml

protease inhibitor cocktail (edta free)

产品特性

作用范围广—含有抑制多种丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶的抑制剂

不含edta—纯化金属蛋白和组氨酸标签交换蛋白比较高效

使用方便—按照试验需要进行稀释 ( 100 × 浓度的储存液储存 )

订购信息

## 品名 储存 货号 规格

protease inhibitor cocktail (edta free) ( 100 × ) 冷冻 03969-21 5 × 1ml

protease inhibitor cocktail for general use(edta free) ( 100 × ) 冷冻 04080-11 5 × 1ml

protease inhibitor cocktail for use with mammalian cell and tissue extracts ( 100 × ) 冷冻  
25955-11 5 × 1ml

sepassol-rna i super g (用于总rna提取)

## 产品特性

使用方便—即用型绿色单相溶液，较之sepassol-rna i super两相更易区分

快速—提取过程总共不足1小时

纯度高—提取的rna即可进行下一步操作（如rt-pcr）

## 订购信息

### 品名 储存 货号 规格

sepassol-rna i super g (适用于动物组织，植物细胞) 冷藏 09379-84 100ml;09379-97 200ml;09379-55  
500ml

sepassol-rna ii super (适用于任一血细胞) 冷藏 30487-46 100ml

rnase quiet (去除rnase)

rnase quiet是一种去除rnase污染的即用型溶液。它能完全去除玻璃、塑料装置和实验桌上的rnase。

## 产品特性

有效去除rnase污染;使用方便（喷洒）;不用洗涤剂也很容易擦拭掉;无depc无致癌物质

## 订购信息

### 品名 储存 货号 规格

rnase quiet (带喷嘴) 室温 09147-14 475ml

rnase quiet for replacement 室温 09477-94 475ml

dna ladder markers

### 产品特性

dna ladder one (宽幅) 涵盖范围从0.1kbp到10kbp

参考条带0.5,1,3kbp条带增亮;

具有包含两种染料的即用型markers;

### 品名 储存 货号 规格

dna ladder one (宽幅型) (即用型) 室温 08362-85 500  $\mu$ l

100bp dna ladder one (即用型) 室温 07908-75 500  $\mu$ l

1kbp dna ladder one (即用型) 室温 08232-85 500  $\mu$ l

北京春达科技供应日本nacalai蛋白印迹 (western blotting) 和酶联免疫 (elisa) 信号增强剂hikari类产品, 欢迎来电咨询: 010-68651060/88696728, info@springup.com.cn, www.springup.com.cn (仅供科研使用)

### 订购信息

#### 溴化乙锭 (eb) 溶液

眼药水瓶包装的eb溶液 (0.44mg/ml) 使用方便而安全。

### 订购信息

#### 品名 储存 货号 规格

eb 溶液 (10mg/ml) 室温 14631-94 10ml

眼药水瓶装eb溶液 (0.44mg/ml) 室温 02393-94 10ml

#### cell reservoir one (无血清细胞冷冻培养基)

### 产品特性:

即用型溶液; 无血清, 无动物源成分; 高细胞恢复和活力; 适用于胚胎干细胞 (无dmsO)。

## 订购信息

### 品名 储存 货号 规格

cell reservoir one 试用套装 (含dms0 & w/o dms0) 室温 09550-01 1套 (10ml/小包装)

cell reservoir one (含dms0) 室温 07485-44 100ml

cell reservoir one (含w/o dms0) 室温 07579-24 100ml

zymolyaser (酵母裂解酶r) (来自藤黄节杆菌)

### 产品特性

产品名 zymolyase-20t zymolyase-100t

产品形态 冻干粉

纯化方法 (nh<sub>4</sub>)<sub>2</sub>so<sub>4</sub>沉淀法 亲和层析

活性 20,000 units/g 100,000units/g

内含物 -1,3葡聚糖 约 $1.5 \times 10^6$  units/g 约 $1.0 \times 10^7$  units/g

蛋白酶 约 $1.0 \times 10^4$  units/g 约 $1.7 \times 10^4$  units/g

甘露聚糖酶 约 $1.0 \times 10^6$  units/g 约 $6.0 \times 10^4$ units/g

其它 微量淀粉酶、木聚糖酶、磷酸酶 -

最适ph和温度 ph 7.5 , 35 (裂解活酵母细胞) /ph6.5,45 (裂解酵母葡聚糖)

储存 2 可储存1年

30 放置, 3个月失去70%活力 30 放置, 3个月失去90%活力

特异性 (裂解谱) ashbya, candida, debaryomyces, eremothecium, endomyces, hansenula, hanseniasp ora, kloekera, kluyveromyces, lipomyces, metschikowia, pichia, pullularia, torulopsis, saccharomyces, saccharomcopsis, saccharomycodes, schwannimomyces 等

unit的定义:



在如下反应条件下，800nm (a800) 菌液吸光度下降30%，表示一个活力单位。

反应条件	
反应混合物	
酶溶液	1ml ( zymolyase-20t 0.05-0.1 mg/ml ) ( zymolyase-100t 0.012-0.024 mg/ml )
酿酒酵母悬浮液	3ml ( 2mg/ml )
m/15 磷酸盐缓冲液	5ml ( ph7.5 )
蒸馏水	1ml

## 订购信息

### 品名 储存 货号 规格

zymolyase-20t 室温 07663-91 1g

zymolyase-100t 室温 07665-55 500mg

北京春达科技供应日本nacalai蛋白印迹 ( western blotting ) 和酶联免疫 ( elisa ) 信号增强剂hikari类产品，  
欢迎来电咨询：010-68651060/88696728，info@springup.com.cn,www.springup.com.cn ( 仅供科研使用 )