

医疗器械ROHS检测/医疗器械ROHS检测仪/医疗器械ROHS检测仪器

产品名称	医疗器械ROHS检测/医疗器械ROHS检测仪/医疗器械ROHS检测仪器
公司名称	深圳市天创美科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:220
公司地址	深圳市宝安区福永街道马山一巷53栋503室
联系电话	13534231905

产品详情

应对指令

应对欧盟rohs2.0指令--2011/65/eu

应对无卤指令iec 61249-2-21

应对reach指令

应对玩具en71指令

应对美国cpsia消费品安全改进法

应对cina-rohs国推自愿性认证4种模式

产品特点

1. 经过优化光路的改善，产品测试通道上增加到了从cl-u的元素范围。即可以管控rohs指令的pb、cd、hg、pbb和pbde中的br、六价铬的cr，和无卤指令中的cl和br元素。
2. 配备进口的探测器，分辨率性能极佳；x光管和电源经销款型，应对欧盟rohs和无卤环保指令检验完全可以满足。
3. 采用华唯专用rohs8.0软件，系数法软件和fp法软件的结合，开放式工作曲线的兼容；带有测试样品图片的报告、分级管理员模式、几秒钟判定材料是否发生变化等。

4. 软件自带的自我管控及超限设置功能，对测试结果自动判定是否在管控范围

产品指标：

测试元素范围：cl-u中的管控元素；

探测器类型：si-pin电制冷

探测器分辨率：149ev

高压范围：5-50kv，50w

x光管参数：5-50kv，50w，侧窗类；

光管靶材：mo靶；

滤光片：8种符合滤光片自动切换；

ccd拍照：130万像素

微移动范围：xy8mm

输入电压：ac220v，50/60hz

开盖方式：按钮自动弹开

测试样品种类：液体、固体和粉末

测量范围：1ppm—99.99%

测量用时：120-400秒

测试环境：非真空测试

数据通讯：usb2.0模式

rohs检出限pb 5ppm，cd/cr/hg/br 2ppm，cl 60ppm

准直器：∅2, ∅5mm

软件方法：系数法，

工作区：开放自定义

样品腔：300 × 300 × 100mm

标准配件

欧盟rohs标准样品和检验证书

测试液体用的样品杯2个

测试薄膜：一袋

保险管：3支

计算机主机：品牌+双核

显示屏：19吋液晶

打印机：喷墨打印机

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是220，测量范围是元素，测量对象是元素，测量精度是PPM，尺寸是111（mm），重量是65（kg），适用范围是元素