

一次性5号7号8号9号12号腰椎穿刺针

产品名称	一次性5号7号8号9号12号腰椎穿刺针
公司名称	杭州长城机电市场娇峰机电商行
价格	面议
规格参数	药（械）准字:国食药监械（准）字2012第3151640号 灭菌方式:环氧乙烷 有效期:24（月）
公司地址	浙江 杭州市下城区 德胜中路388号长城机电市场382柜
联系电话	86-057185384751 15669040032

产品详情

一次性腰椎穿刺针由籽芯座、针管、针座、保护套和籽芯组成。

规格：5#7#8#9#12#，长度9cm

用途：供人体蛛网膜下腔作腰椎麻醉用；特殊设计的针尖形状不损伤硬脊膜，并在拔针后自动弥合穿刺孔，减少脑脊液流失，术后头痛（pdph）发生率明显减少；合适的侧孔形状和位置在保持足够流量的同时，减少了阻滞不完善的发生。

腰椎穿刺的目的

1、用于诊断

- a、测定颅内压力。
- b、脑脊液做细胞学、生化、细菌学、病理学检查。
- c、进行脑脊液动力学检查如奎肯实验，以观察有无椎管内梗阻。
- d、脊髓腔内造影或气脑造影。

2、观察病情的动态的变化

- a、对于颅脑外伤的病人，可了解有无蛛网膜下腔出血及出血程度、压力变化等，可早期发现颅内出血的情况。

b、术后高热的病人，做腰穿用以判断有无感染和出血。

3、用于治疗

a、腰穿可引流血性或炎性的脑脊液。

b、颅内肿瘤切除后，进行腰穿放液可减轻血液对脑膜、脑室刺激、从而减少感染及粘连的可能性。

c、做腰穿鞘内注射各种药物，如：抗生素、化疗药物治疗恶性肿瘤。

d、低颅压时，可注入生理盐水，协助提高颅内压力以缓解症状。

4、穿刺部位及其周围组织有急性炎症者。

5、腰椎骨折、脱位及极度烦躁不安，不合作的病人

工艺为注塑一次成型不存在粘胶现象。

本产品的药（械）准字是国食药监械（准）字2012第3151640号，灭菌方式是环氧乙烷，有效期是24（月），一次性使用是是