

# 助邦颈椎腰椎牵引床B06-1家用多功能颈腰椎康复器械

产品名称	助邦颈椎腰椎牵引床B06-1家用多功能颈腰椎康复器械
公司名称	衡水隆欣医疗器械有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	产品类别：家庭健身套装;品牌：助邦 规格：台;货号：b06-1
公司地址	河北省衡水滨湖新区魏屯镇赵祥屯村
联系电话	18832890992 13785857160

## 产品详情

商品说明：

### 【产品介绍】

品牌：助邦

型号：b06-1

牵引行程：腰椎240mm  
颈椎200mm

牵引角度：腰椎25°；颈椎30°

外形尺寸：牵引床1950x760x550mm

本品为颈腰椎牵引床。腰椎可以实现平行牵引也可实现左右摇摆牵引。

专利防滑型牵引带减少牵引力损失，使用方便。独特牵引腋挂，固定更牢固。

腰椎牵引床一体式控制机构外拉调节牵引角度，内推调节牵引力，更可根据需要，安装至任何一侧。

独立式颈椎牵引椅，可任意安装床两侧，不用时可旋转到应床内，更节约空间。

牵引的生理效应：

1使颈椎间隙增大，这样有利于椎间盘减压纠正椎动脉扭曲。

2调节颈椎间孔大小，以利于神经根减轻压迫。

治疗腰椎颈椎疾病的方法中牵引是非手术疗法的主要手段也是中医治疗颈腰椎病引起的腰肩酸痛头昏眼花手脚麻木等症状的有手法之一。牵引以其简单，安全无痛有效得到广泛应用。牵引疗法不仅可以使突出物还纳，还有利于小关节紊乱纠正复位，并使椎间孔恢复正常外形，从而解除对神经根的挤压；牵引作用能使破裂的椎间盘组织疏散变形或游走，神经根得到减压而获得治疗；可使软组织松解，解除肌肉痉挛，消除体重对椎间盘的挤压，改善循环，并可使外因致病物资减少，从而达到镇痛目的和预防作用。

目前牵引床的使用仍然以医院使用为主，牵引床结构复杂，操作不便，体积庞大，不易拆装，费用高昂，随着物资生活水平的提高，人们越来越重视身体健康，希望通过一定的理疗达到预防疾病的目的。本实用新型牵引装置针对上述现有牵引床的不足，提供简易型可拆卸自助式牵引床，具有结构简单，操作方便，易于拆卸，便于携带等特点，适于医院、社区、家庭使用。

牵引方式:

1持续性牵引:整个牵引过程中始终保持牵引力

2间歇性牵引:适合年岁大,病情重者

牵引时间:15-20分钟一次 过长易造成肌肉损伤.

坐位牵引有无磨损力的优点.

适应人群:办公室白领 电脑从业人员 长期驾车 颈椎病 腰椎病

本产品的产品类别：家庭健身套装是品牌：助邦，规格：台是货号：b06-1，产地：河北