

玻璃酒精灯150 250毫升 化学加热 玻璃仪器 实验仪器 玻璃拔罐灯

产品名称	玻璃酒精灯150 250毫升 化学加热 玻璃仪器 实验仪器 玻璃拔罐灯
公司名称	广州市疗康医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃 规格型号:150250毫升 生产厂家:中国
公司地址	广州市荔湾区花湾路591号首层南面（临时经营场所使用证明有效期至2019年12月31日）
联系电话	18820415938

产品详情

温馨提示：我司的座机电话已经改为020-81416865（之前的020-22024509已经注销），敬请各位新老客户知晓，谢谢！

使用注意事项：（1）不能在燃着酒灯时添加酒精，酒精量不超其容积的2/3，也不能过少

（2）严禁用燃着的酒精灯去点燃，用酒精灯的外焰加热物质。

（1）新购置的酒精灯应首先配置灯芯。灯芯通常是用多股棉纱线拧在一起，插进灯芯瓷套管中。灯芯不要太短，一般浸入酒精后还要长4—5cm。

对于旧灯，特别是长时间未用的灯，应提起灯芯瓷套管，用洗耳球或嘴轻轻地向灯内吹一下，以赶走其中聚集的酒精蒸气。再放下套管检查灯芯，若灯芯不齐或烧焦都应用剪刀修整为平头等长。

（2）新灯或旧灯壶内酒精少于其容积1/2的都应添加酒精。酒精不能装得太满，以不超过灯壶容积的2/3为宜。（酒精量太少则灯壶中酒精蒸气过多，易引起爆燃；酒精量太多则受热膨胀，易使酒精溢出，发生事故。）添加酒精时一定要借助个小漏斗，以免将酒精洒出。燃着的酒精灯，若需添加酒精，必须熄灭火焰。决不允许燃着时加酒精，否则，很易着火，造成事故。

（3）新灯加完酒精后须将新灯芯放入酒精中浸泡，而且移动灯芯套管使每端灯芯都浸透，然后调好其长度，才能点燃。因为未浸过酒精的灯芯，一经点燃就会烧焦。

（4）点燃酒精灯一定要用燃着的火柴，决不可用燃着的酒精灯对火，否则易将酒精洒出，引起火灾。决不能用一盏酒精灯去点燃另一盏酒精灯。

(5)加热时若无特殊要求，一般用温度最高的外焰来加热器具。加热的器具与灯焰的距离要合适，过高或过低都不正确。与灯焰的距离通常用灯的垫木或铁环的高低来调节。被加热的器具必须放在支撑物(三脚架、铁环等)上或用坩埚钳、试管夹夹持，决不允许手拿仪器加热。

本产品的材质是玻璃，规格型号是150250毫升，生产厂家是中国，规格是150mL,250mL