

NIKKO耐高温蠕动泵，特氟龙蠕动泵

产品名称	NIKKO耐高温蠕动泵，特氟龙蠕动泵
公司名称	成都胜拓仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本NIKKOFrontlab 型号:FP 原理:蠕动泵
公司地址	成都市双流区西航港开发区黄河北路38号
联系电话	15828332653

产品详情

全金属泵头耐高温蠕动泵

订购信息

编号	规格	说明	流量ml/min	含税价
6718902	mrp.1xt	适合ptfe等硬质管	~ 4	16,250
6718912	mrp.1xg	适合硅胶管等软质管	~ 14	16,250

说明： 1 以上流量为使用配套管时的流量，其它管型参考下面附表

胜拓仪器耗材目录jp164

性能特点

采用行星时滚轮，可适用于大部分硅胶管，以及ptfe管（mrp-1xt）

滚子为全金属制造，磨耗小，坚固，可输送高达100c高温液体

可输送3000cp的液体

转速：100rpm 可正向反向旋转

无水启动

電源：ac100v 20w (50/60hz) ， 线长1.5m (2pプラグ) 大小：82 × 164 × 135mm
 重量：2.5kg 付属品：mrp.1xt / ptfe管 1.4 × 2.0mm × 1m

mrp.1xg / 硅胶管 2.0 × 4.0mm × 1m

不同管型耐药性

品名	特氟龙管	硅胶管	品名	特氟龙管	硅胶管
瞬干胶		×	醋酸		
环氧树脂			苯		×
硅胶树脂		×	丙酮		×
油			氟利昂		×
uv树脂			氨		×
助焊剂			稀释剂		×
墨			改性		
螺丝防松			丙烯酸		
胶			胺		

不同管型最大流量 (清水为例)

硅胶管	1.0x	3.0	7cc/min
硅胶管	2.0x	4.0	17cc/min
硅胶管	3.0x	5.0	23cc/min
特氟龙管	1.0x	1.6	1.4cc/min
特氟龙管	1.4x	2.0	2.0cc/min
特氟龙管	1.9x	2.5	4.4cc/min
特氟龙管	2.4x	3.0	4.8cc/min
特氟龙管	2.7x	3.3	5.2cc/min
特氟龙管	3.0x	3.6	5.7cc/min
特氟龙管	3.3x	3.9	6.0cc/min

订购信息

编号	规格	流量ml/min	通道数	含税价
1941901	21as	51 ~ 900	1	8,970
1941902	23as	51 ~ 900	3	12,870

胜拓仪器耗材目录jp158

性能特点

装拆管简单，只需：升杆，插管，降杆 具有微调装置，以适应5mm以下管型

主要参数

吐出压力：max196kpa 旋转速度：无级变速2~3
6rpm 输送液体粘度：max 2pa.s

配置快速切换功能

液体温度范围：-10 ~ 100

流量准确度：±2%以内；

重复精度：±1%以内

流量范围：

9 ~ 160ml/h (内径 1.15 × 外径 3.2mm管)

30 ~ 507ml/h (内径 2.15 × 外径 4.2mm管)

51 ~ 900ml/h (内径 3.15 × 外径 5.2mm管)

电源：ac100v 50/60hz (3p插头)

付属品：tygon(r)管3种 (1.15 × 3.2mm , 2.15 × 4.2mm , 3.15 × 5.2mm) 各1.5m

支持silicon, tygon, fluran and pharmed四种材质的管，其中silicon、fluran和pharmed管可以高压灭菌。

本产品的品牌是日本NIKKO Frontlab，型号是FP，原理是蠕动泵，材质是XX，泵轴位置是XX，驱动方式是电动，性能是XX，叶轮数目是XX，叶轮结构是XX，叶轮吸入方式是XX，额定流量是XX (l/h)，最大出口压力是XX (Mpa)，轴功率是XX (w)，重量是XX