

## 米欧米美瞳自然目棕色2代混血不夸张素颜化妆都可佩戴25元一副

产品名称	米欧米美瞳自然目棕色2代混血不夸张素颜化妆都可佩戴25元一副
公司名称	延边芭比爱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:米欧米 材质:HEMA 规格:年抛/一副
公司地址	延吉市烟集街河景嘉园（烟集河西）
联系电话	8902772 13401285218

### 产品详情

订购联系旺旺或者加qq85290407

相关问题解答:

问：请问我要订购1万片彩色隐形眼镜需要多少钱一片或者一副？答：亲，隐形眼镜的定价格是按照所需镜片的直径大小、含水量的多少、花纹采用的颜色数量、半模还是全模生产、新款花纹还是老款花纹还定价的，所以亲不要直接问价格，您要先告诉我们您的需求。

问：请问你们工厂是哪里的？答：亲，我们是韩国工厂在国内的销售代表，您如果需要韩国工厂代工oem，联系我们就可以了，我们有韩国的授权资质，详情可以参考公司资质图片。我们在国内也拥有多家合作的工厂，一手的生产渠道。我公司拥有产品注册证。

问：请问如果下订单，多长时间可以生产完成。答：亲，下订单后，如果不算样品来回确认的时间，韩国工厂是30天的生产周期，国内工厂是20天的生产周期。都不包含运输时间。

问：请问oem出来以后包装可以帮忙设计么，包装可以有要求么。答：oem包装可以帮忙设计，包装可以选用pp或者拼装。外包装整体我们会给出系统的方案

问：请问oem出来彩色隐形眼镜，可以挂中文标识或者韩文标识么？

答：国内的商家正规的产品必须有明确的中文标示，我们工厂会给你产品的资质证书。建议您严格遵守国内的政策法规，办理全套的医疗器械销售证书和售后服务机构证书。韩文标属于不正规产品，我们这边不予解释。

问：请问有10块以内的便宜产品订做么。最好是5,6块一副的？

答：我们生产的是完全正规合法的产品，每一片进口过来都需要交纳关税，没有这样的残次片销售的。

问：我要订购生产17.00mm 18.00mm 20.00mm的超大直径的美瞳

答：亲。我们使用dia直径做标准，不采用染色直径或者中心对折直径做标准的。

< /span>

订购支付售后方式：

我们欢迎各级经销商，实体店，格子铺，代理商，前来洽谈。

产品数量没有太多限制。不同数量有3个不同的价格等级，颜色度数可以随意调换。调换运费需要自理哦。

质量问题，可实行免费调换政策。

发货可采用 中通快递 圆通快递 ems

问：第一次戴美瞳要注意什么？

- 1.在戴美瞳前要保证自己没有其它的眼部疾病。如果眼睛有不适，应到专业的医院检查眼睛，确保没有眼部疾病或眼部过敏才可配戴。如果戴上后感觉眼部不适，要及时摘下来。配戴后如眼部干涩，不要滴平时使用的眼药水，要到眼睛店买美瞳专用的眼药水。
- 2.美瞳在买回来后不要立即配戴，先放在护理液里泡八个小时左右。原来放美瞳的瓶子里的是生理盐水，对眼睛会有刺激性，所以还是要先泡过后再配戴。有些人对美瞳里的药水过敏，所以先浸泡是必须的哦。
- 3.配戴美瞳前要把双手清洗干净，并擦干，防止手上的细菌或灰尘污染美瞳，进而污染眼球。如果指甲太长，也要修剪一下，防止指甲划伤镜片。
- 4.美瞳和隐形眼镜差不多，都是紧贴眼球的，所以在戴美瞳时不可揉搓双眼，容易损伤眼角膜，形成眼病。
- 5.戴美瞳一次不可超过十小时。眼睛也是需要氧气的，长时间戴美瞳会造成眼球部缺氧，损害眼球健康，使眼睛变的脆弱。建议经常戴美瞳的人士定期到医院做检查，适当适时的配戴，注意眼部休息。

问：隐形眼镜球面和非球面有什么区别？答：同一材料、同一度数的球面与非球面相比，非球面镜片更平、更薄、视物更逼真、更自然舒适。传统的球面镜片，镜片周边看物体有扭曲的现象，限制了配戴者的视野，非球面镜片边缘像差减到最底，使它宽阔视野可以满足顾客的需求。

隐形眼镜的中心厚度怎么选？答：有散光的人配普通球面软镜，应选择中心厚度稍厚的镜片，因为太薄的镜片可能随角膜的形状而改变自身的形状，不能形成理想的透镜。隐形眼镜中心厚度低于0.04mm，属于超薄型，0.04-0.09mm属于标准型，而大于0.09mm则属于厚型，薄的隐形眼镜增加透氧性，提高舒适度，但是易致镜片干燥、脱水、造成角膜干燥、角膜染色，同时镜片易破损，对于彩色隐形眼镜来说，由于采用三明治工艺，三层结构的设计做成超薄型不太现实，因此0.04mm-0.06mm是比较理想的数值。

隐形眼镜如何清洗和护理？答：1.每次带眼镜之后,要先用流动的水清洁双手,然后自然风干,镜片上的一点水其实没必要弄干,直接佩戴就可以.2.清洗眼镜时,把护理液倒在手掌里,(前提是也要洗手,像上面一样),然后用令一只手的食指轻轻揉搓几下即可,3.眼镜盒也用流动的清水清洗.4.自来水可以用,我在配眼镜的时候,

店里的工作人员就是用自来水洗完手来教我如何佩戴的。5.不能用自来水、开水、矿泉水、家用清洁剂、唾液等清洗、保存镜片6.应每日清洗、消毒镜片、每周用蛋白酶消除沉淀在镜片上的蛋白。

隐形眼镜的基弧怎么选？答：基弧也就是底边曲线。基弧的选择法则是：宜松不宜紧！可用手指推移的方法检查镜片和角膜配合的松紧程度。配戴者眼睛向上看，检查者用手指向上轻推下睑，即用下睑向上推动镜片下缘，如果镜片一推完全滑离角膜为太松，如丝毫不动为太紧，部分推离为合适。也就是镜片的曲率半径，基弧越大，意味着镜片的内表面越平坦，如果镜片的基弧大于眼球的基弧，就可能出现镜片贴不住眼球，容易移位的情况，如果镜片的基弧小于眼球的基弧，则容易让眼睛产生过紧、不舒适的感觉，当然，这两个数值是不可能完全吻合的，一般情况下，镜片的基弧和眼球的基弧差值应控制在0.2mm以内。

中国人的眼球基弧大部分在8.4-8.6之间，但是也有少数高达8.8,甚至8.9，或者低至8.3，甚至8.2，当你选择的镜片基弧和自己的眼球基弧相差较大时，就可能产生戴着不舒服的感觉，这也就是有的品牌产品明明质量很好，却仍有少数人佩戴不舒服的原因。

隐形眼镜的含水量是什么？答：含水量，顾名思义，也就是镜片中水分的比例，理论上，同样材质的前提下，含水量越高，透氧性能越好，隐形眼镜片也越柔软，戴着就越舒适，正因为这样，很多人就单纯的理解为镜片的含水量越高就越好，事实是不是这样呢？当然不是，事实上，含水量高于50%会导致镜片易破损和变形，易附着蛋白质等沉淀物，对散光矫正能力较差等不利的因素，因此一般只用于日抛式的镜片；相反的，较低的含水量则可以换来延长镜片寿命，减少附着沉淀物，矫正轻微散光等有利因素，可以用来做半年抛，年抛型的隐形眼镜。配戴隐形眼镜的时间较长时，镜片本身的水分会因为蒸发而流失，这个时候镜片会吸取泪液保持原来的含水量，因此，长时间配戴隐形眼镜时，含水量越高就越容易导致眼干，这点千万要注意，很多人的理解可能刚好是相反的。年抛型的彩色隐形眼镜含水量基本上都在38%到42%之间，属于低含水量的范畴，但是这个其实和彩色并无多大关系，年抛型的无色普通隐形眼镜含水量基本上也都在这个范围之内。如果本身眼睛泪液较少，容易眼干，或者配戴的时间较长，应尽量选择含水量较低的隐形眼镜，相反的，如果眼睛泪液较多，配戴的时间也比较短，则可以选择含水量较高的隐形眼镜。含水量是软性镜片的一个重要参数，镜片因为含水所以才是软性的，含水量的多少决定了镜片的特性。含水量越高，说明镜片比较柔软，但也比较容易变形，因为它脱水变干越快；反之含水量越低，镜片相对坚硬，变形程度小，脱水变干的时间越长。含水量可分为：低含水38%，中含水42%~60%，高含水 > 60%。

本产品的品牌是米欧米，材质是HEMA，规格是年抛/一副，型号是ZRMZONG2，药（械）准字是国食药监械（进）字2012第3220222号，款式是彩色，度数是0-800度，基弧是8.6，含水量是38%，染色直径是15.8，舒适度是高，镜片实际呈圆弧直径是14.5