

## 商直供 煤焦油 汽油运动粘度检测仪器-现货，现货可上门调试

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 商直供 煤焦油 汽油运动粘度检测仪器-现货，现货可上门调试         |
| 公司名称 | 淄博库仑分析仪器有限公司                          |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:淄博库仑分析仪器有限公司<br>型号:YDN-2 |
| 公司地址 | 张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建6层644号            |
| 联系电话 | 15153312563                           |

### 产品详情

淄博库仑分析仪器有限公司专业生产水分仪、粘度仪、闪点仪、张力仪、破乳化度仪等分析仪器。

您可以加客服qq：1157838251，1217521425

售前电话：0533-6121218，13853336388

售前、售后都可直接免费服务热线4006053398，24小时全天直播即通。

40年老厂家库仑仪器，国家保护品牌。

yd-2型运动粘度测定仪

仪器符合gb/t265的标准，也适用于gb1841标准所规定的塑料树脂等其他产品的运动粘度。该仪器是测定牛顿液体（即剪切应力和剪切率为一常数的液体）在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间。整个过程在恒温良好的水浴中进行，并配有高精度的计时器，方便了操作，提高了工作效率。

技术参数：

|         |   |
|---------|---|
| 毛细管粘度计： | 符合sh/t0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》；符合jg155《工作毛细管粘度计检定规程》；配六支 |
| 加热功率：   | 主加热器：800w，辅助加热器：1000w                                 |
| 控温范围：   | 水浴：室温~95；油浴：90~200                                    |
| 控温精度：   | ±0.1  |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 计时精度：  | $\pm 0.1s$                      |
| 计时分辨率： | 0.1s                            |
| 恒温浴：   | 20l，双层                          |
| 温度传感器： | 精密铂电阻                           |
| 搅拌转速：  | 1300转/分                         |
| 工作电源：  | 220v $\pm 10\%$ ；50hz           |
| 环境温度：  | 室温 ~ 40                         |
| 相对湿度：  | <85%                            |
| 外型尺寸：  | 400 $\times$ 450 $\times$ 650mm |
| 净 重：   | 26kg                            |

本产品的加工定制是是，品牌是淄博库仑分析仪器有限公司，型号是YDN-2，测量范围是水浴：室温~95；油浴：90~200，测量精度是 $\pm 0.1$ ，分辨率是0.1s，电源电压是220V  $\pm 10\%$ ；50Hz，用途是用于测定液态石油产品,塑料树脂等其他产品运动粘度值