

S600-K SevenExcellence 极谱法溶解氧测量仪

产品名称	S600-K SevenExcellence 极谱法溶解氧测量仪
公司名称	北京京海正通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多 型号:S600-K 检测项目:溶解氧
公司地址	北京市丰台区菜户营58号23层2313
联系电话	010-63525935 13693611756

产品详情

s600 sevenexcellence™ 溶氧仪让用户能够使用梅特勒-托利多最先进的 inlab® 605 极谱溶氧电极，以极谱化方式测量样品中的溶解氧含量。
该单通道仪表可随时扩展模块以拓展测量参数！

专业校准支持，包括利用 rondolino 自动进样器进行自动校准7 英寸超大彩色显示屏和十种语言的直观菜单导航灵活的方法概念，实现安全性和高再现性精密的用户管理和智能电极管理 (ism®)
进一步保障安全性内置接口 (usb、rs232 和以太网) 用于数据交换包括 iq/oq/pq 在内的综合服务包参数 -
s600 sevenexcellence 极谱法溶解氧测量仪

参数	描述	测量值
溶解氧	测量范围	0.000...99 mg/l (ppm)
	显示屏分辨率	0.001/0.01/0.1/1
	准确性	± 0.5%
	单位	mg/l, ppm, %
溶解氧饱和度	测量范围	0.0...600%
	分辨率	0.1
压力	测量范围	500 至 1100 mbar
	分辨率	1
	准确性	± 0.2%
常规功能	校准点	2
	传感器输入	bnc
	压力补偿	自动/手动
	压力单位	mbar, hpa, mmhg, atm

触摸屏操作的仪表专业而且直观，能够轻松处理最复杂的应用，并符合监管环境的严格要求。

订购信息：

s600 仪表

sevenexcellence™ 溶氧仪（包含一个溶解氧测量模块和两个保护功能模块的仪表）；可同时支持梅特勒-托利多的极谱法和数字式溶解氧传感器

s600 套装

套装（与 s600 仪表相同，还包括 inlab® 605-ism 极谱法溶解氧电极，溶解氧测量指南和用于校准的零氧片剂）

每台 sevenexcellence 仪表包含：

可进行完全垂直移动的 uplace™ 电极支架

支架可单手操作，采用独立安装式，或者连接在仪器的左侧或右侧。labx direct ph pc 软件，用于传输实时测量数据并保存结果

本产品的品牌是METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多，型号是S600-K，检测项目是溶解氧，类型是多参数水质分析仪，测量范围是0.000...99mg/L(ppm)，测量精度是±0.5%，电源电压是详见说明，分辨率是0.001/0.01/0.1/1，适用行业是水厂化验室，加工定制是否