

## 全自动滴定管白色（棕色）50ml 25ml 10ml

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 全自动滴定管白色（棕色）50ml 25ml 10ml |
| 公司名称 | 深圳市欣纳克贸易有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:广东<br>型号:1651 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村阳光翠园3栋B703    |
| 联系电话 | 0755-89516609 15989590865  |

## 产品详情

自动滴定管是由刻度滴定管与注液管平行焊接在一起，

[1]

注液管中制有一圆球，起缓冲作用。在刻度量管上端有一只向上弯的液体出口，作调整零点用，其外层有一球与注液管相连，用以收集多余液体，并通过注液管流回贮液瓶内。刻度量管的下端焊有两根支管，向外伸出成三角形与斜孔三路活塞，滴液嘴相连，其上面一根支管是通过活塞、滴液嘴把滴定管的溶液滴出。下面一根支管用于滴定完毕后，把滴定管内的余液，通过活塞经此管流回至贮液瓶内，刻度量管与注液管在两根支管之间合拢成一玻璃管，深入贮液瓶的底部。在磨砂口的上部有一进气管，与双连球连接，在进气管的上部有一自动浮芯子活塞，在充气时自动活塞能自动关闭，充气过多时可利用自动浮芯子活塞放气。

（2）具u形干燥管全自动滴定管，在进气管的下面有一u形干燥管，能防止贮液瓶内和滴定管内的溶液受到潮气和二氧化碳的作用。

编辑本段使用方法

参照自动滴定管使用方法，但在充气时不需用手指堵住气管，自动浮芯子活塞就能自动控制。

## 编辑本段用途

与自动滴定管相同。其特点是贮液瓶中液体压到零点时，多余的液体自动回流至贮液瓶中，在滴定完后尚有余液在刻度管中，同样可利用活塞放回贮液瓶内，在充气过多时，可利用自动活塞放气，停止液面上升，重新打气时，自动活塞自动关闭，较其它形式自动滴定管使用方便。

本产品的加工定制是否，品牌是广东，型号是1651，类型是自动滴定管，材质是玻璃，测量范围是0-50ml，允许误差是0.1（ml），颜色是白色棕色