

口腔消毒灭菌器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 口腔消毒灭菌器 |
| 公司名称 | 广州市蓝野齿科器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 药（械）准字:浙食药监械（准）字2008第2570282号 |
| 公司地址 | 广州市白云区沙太公路华苑街18号厂内自编12号2层02之一 |
| 联系电话 | 13609783862 13822265116 |

产品详情

产品名称：蓝野 小天翼 yi-12l

技术支持：

| | |
|--------|--------------------------|
| 容积： | 16升 |
| 灭菌温度： | 121摄氏度，134摄氏度 |
| 特殊灭菌： | 灭活艾滋（hv），乙肝（hbv）疯牛病毒及芽孢 |
| 干燥程序： | 强力真空干燥 |
| 显示： | 宽液晶，多种语言菜单 |
| 测试： | bowie&dick测试，leak测试 |
| 灭菌纪录： | 可选配微型打印机灭菌纪录 |
| 安全性： | 电控门，安全阀，双门锁，故障自检 |
| 供水系统： | 内置双水箱，净水箱容积：3.5l废水箱容积：5l |
| 电源： | 230v ± 10% |
| 功率： | 1800w/10a |
| 灭菌室配制： | 5层活动托盘 |
| 内径尺寸： | 230mm*360mm |
| 净重： | 48kg |

| 电源 | 功率 | 容积 | 内腔尺寸 | 包装尺寸 | 重量 |
|--------|------|----|---------|----------------------|---------------|
| v/hz | w | l | mm | mm | kg |
| 220/50 | 1800 | 16 | 230*360 | 645*500*48(净重： 25 | 48(净重： 39) |

功能特性:

蒸汽发生和锅体加热分离采用蒸汽发生器来产生蒸汽，使蒸汽的产生和锅体加热分离，可以人为地控

制蒸汽的产生速度和数量，减少了用水量；另外，加热圈因锅体温度降低，而使寿命大大提高。

蒸汽发生多点控制通过蒸汽发生多点控制，压力超调大大减小，灭菌状态更加稳定，进入灭菌状态的时间大大减少。

锅体加热、保温模糊控制采用先进的模糊控制技术，使锅体温度正负偏差0.5，更加精确。

灭菌开始时间、终止时间自动记录新型控制软件将自动记录您灭菌的开始时间和终止时间。

温度传感器参数的自动、手动调节温度传感器的参数具有自动调节功能，同时也设置有手动调节，可按您的意愿任意设置。

可调节的日期、时间模块日期、时间模块可供您随意调节，调节范围超达100年。

特点：

彩屏显示多种语言备选

大开门设计，存取方便

宽大通风窗设计，散热更快速

本产品的药（械）准字是浙食药监械（准）字2008第2570282号