

针筒式滤膜过滤器 水系 聚醚砜PES滤头 13mm 0.22mm 津腾

产品名称	针筒式滤膜过滤器 水系 聚醚砜PES滤头 13mm 0.22mm 津腾
公司名称	郑州市二七区利海化玻仪器销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 含量 :- (%) 材质:PES
公司地址	中国 河南 郑州 二七区 中原东路110号院1号楼附1号
联系电话	86 0371 86056782 13643823452

产品详情

针筒式滤膜过滤器：

1.用途：

本产品主要用于色谱分析中流动相及样品的过滤，对保护色谱柱及输液泵管系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。广泛应用于重量分析、微量分析、胶体分离及无菌试验中。

2.针器中滤膜材质性能特点：

a.ptfe（聚四氟乙烯）

性能：适合水系及各种有机溶剂，耐所有溶剂，低溶解性。具有透气不透水、气通量大、高微粒截留率、耐高温性好，抗强酸、碱、有机溶剂和氧化剂，耐老化及不粘、不燃性和无毒、生物相容性等特点。其相关产品广泛应用于化工、医药、环保、电子、食品、能源等领域。

b.水系pes(聚醚砜)--) ---如图！！

性能：本品为德国membrana公司进口膜，具有较高的化学和热稳定性，流速快、耐酸碱能力强（ph范围1-14）；具有高机械强度。

c.有机系尼龙6（国产）

性能：具有良好的亲水性，耐酸耐碱，抗氧化剂。不仅适用于含有酸碱性的水溶液，更适用于含有有机溶剂，如醇类、烃类、脂类、酚类、酮类等有机溶剂。

d.有机系尼龙66（英国进口）

性能：优于国产尼龙6性能，本产品适用于绝大多数有机溶剂和水溶液，可用于强酸，70%乙醇、二氯甲烷等有机溶剂。耐高温，强度好，化学性能稳定。

e.聚偏氟乙烯pvdf

性能：聚偏氟乙烯膜具有化学稳定性和惰性,适用于化学腐蚀性强的有机溶剂,强酸和强碱溶液,高效液相色谱分析中的样品制备.它具有疏水特性,可滤除空气和气体中的水份.聚偏氟乙烯膜被层压于支撑网上,有很强的强度和可操作性,可以耐130度高温.

产品规格

针筒式滤膜过滤器	13 0.45 μ	100个/包	ptfe
针筒式滤膜过滤器	25 0.45 μ	100个/包	ptfe
针筒式滤膜过滤器	13 0.2/0.45 μ（水系）	100个/包	德国pes
针筒式滤膜过滤器	13 0.2/0.45 μ（有机系）	100个/包	英国尼龙66
针筒式滤膜过滤器	13 0.2/0.45 μ（pvdf）	100个/包	英国pvdf
针筒式滤膜过滤器	25 0.2/0.45 μ（水系）	100个/包	德国pes
针筒式滤膜过滤器	25 0.2/0.45 μ（有机系）	100个/包	国产尼龙6
针筒式滤膜过滤器	25 0.2/0.45 μ（pvdf）	100个/包	英国pvdf
针筒式滤膜过滤器	25 0.8 μ（水系）	100个/包	德国pes

本店批发：

助熔剂：

锡粒助熔剂，纯铜助熔剂，纯钨助熔剂，纯铁助熔剂，硅钼粉，等助熔剂

碳素钢：15#钢，20#钢，25#钢，35#钢，45#钢等碳钢标样

合金钢：15mn标样，16mn标样，20mn标样，30mn标样，35mn标样，50mn标样，60mn 标样，20mnsi标样，25mnsi标样，27mnsi标样，35crmo标样，20cr标样，30cr标样，40cr标样，20crmnti标样，38crmoal标样，35crmov标样，5crmnmo标样，45crnimo标样，40crmo标样，38simnmo标样，20crmoti标样，等合金钢标样。

不锈钢：2cr13标样，3cr13标样，0cr18ni10ti标样，0cr18ni12mo2ti标样，0cr18ni9标样，00cr17ni14mo2标样，1cr18ni9ti标样，1cr8ni9ti标样，cr18ni5mn10mo3标样，1cr17ni9标样，等不锈钢标样。

高锰钢：mn11，mn12，mn13,mn14

生铁：

铸铁：

球墨铸铁：稀土球墨铸铁标样

合金铸铁：高铬铸铁标样，

碳硫专用铁：

铁合金：硅铁标样，高碳铬铁标样，低碳铬铁标样，钼铁标样，磷铁标样，钨铁标样，锰铁标样，中碳锰铁标样，高碳锰铁标样，钒铁标样，钛铁标样，硅铝铁标样，硅锰合金标样，硅钙合金标样，硅铬合

金标样，稀土镁中间合金标样，硅钙钡标样，硅铝钡标样，等铁合金标样。

矿石：磁铁矿标样，球团矿标样，磁铁精标样，赤矿标样，铁矿石，钼精矿标样，铅锌矿标样，锡精矿标样，锰矿标样，等矿石标样。

耐火材料：灰石标样，白云石标样，萤石标样，冰晶石标样，镁砂标样，硅酸盐水泥标样，粘土砖标样，铝矾土标样，镁石标样，高铝砖标样，焦宝石标样，高炉渣标样，转炉渣标样，平炉标样，电炉渣标样，等耐火材料标样。

煤样：烟煤标样，无烟煤标样，

粘结指数无烟煤：

焦炭：

铝合金：纯铝，稀土铝合金标样，氧化铝标样，氢氧化铝标样，

铅基合金：

工业硅：

铜，铜合标样：黄铜，铝黄铜，硅黄铜，锡黄铜，锡青铜，铝青铜，锡磷青铜，铜合金，等铜合金标样。

电弧炉(碳硫分析仪)消耗件：铜坩埚，铜电极，石英管，电磁阀，yqy-6氧气表，干燥管，继电器，瓷管，瓷舟，热电偶。

化学试剂：钠类，钾类，胺类，铵类，醇类，烷类，酮类，醛类，汞类，碳类，钙类，酸类，酯类，脂类，钡类，醚类，钴类，镍类，铁类，砷类，钼类，酞类，等常用化学试剂，指示剂，生化试剂，稀有试剂，高纯试剂，色谱试剂，优级纯试剂。

玻璃仪器：量器，烧器，容器，冷却类，漏斗类，标准口类，管件类，成套玻璃仪器类，比重瓶类，干燥器类，订做各种玻璃仪器。

化验设备：光谱仪，色谱仪，红外碳硫分析仪，三元素分析仪，电子天平，机械天平，电热套，玻璃气流烘干机，水浴锅，蒸馏水器，真空泵，粉碎机，制样机，干燥箱，培养箱，离心机，万用电炉，电热板，电阻炉，管式炉，搅拌器，湿式流量计，气体分析器，光度计，电弧炉，滴定仪，金相显微镜，金相抛光机，金相切割机，超声波清洗器，石化石油仪器，农业食品仪器等。

承建矿石，有色金属，铁合金，铸造，钢铁，水泥，耐火材料，等理化实验室。

另外：本店培训化验员。

户名：郑州市二七区利海化玻仪器销售部

地址：郑州市二七区中原东路110号1号楼付1号

账号：41001523030050202552

开户行：中国建设银行郑州中原东路支行

联系人；嵇树奎

qq号码：544598733

电话；0371-86056782 13643823452 15544196859

本产品的加工定制是否，含量 是-（%），材质是PES，厂商是天津津腾，密度是0.22（g/cm³），执行质量标准是合格，规格是13mm，0.22um，水系,13mm，0.45um，水系,13mm，0.22um，有机,13mm，0.45um，有机