

生物安全柜 | 不锈钢生物安全柜 | 超大型生物安全柜

产品名称	生物安全柜 不锈钢生物安全柜 超大型生物安全柜
公司名称	上海仙象仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仙象仪器仪表 规格:BHC-1300IIA2 类型:30%外排70%内循环(标准型)
公司地址	上海市松江区车墩镇北松公路6965弄75号3幢2号
联系电话	86-02161556923 18717781913

产品详情

生物安全柜

规格型号: bhc-1300iia2

产品说明: 30%外排70%内循环(标准型)

ele品牌生物安全柜是一种在微生物学、生物医学、基因重组、动物实验和生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的负压安全设备,它采用了当前先进的空气净化技术和负压箱体设计,实现了对环境、人员和样品的保护,是实验室生物安全一级防护屏障中最基本的安全防护设备。

主要特征:

1.恒定的气流30%外排风70%内循环,负压垂层流。2.生物安全柜采用著名的电机品牌,安全柜本身可以永久地自动调节风速。3.紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作。4.工作窗开启高度超过规定值时发出声光报警。5.工作区电源输出插座,具有防水保护盖及超载保护。6.采用优质高效过滤器(或超高效过滤器),对0.3~0.12 μm的尘埃颗粒捕集效率达99.999%~99.99957.安全柜前窗可手动开启、易于操作。8.洁净的工作环境,光滑、无缝、无死角,可以轻松彻底消毒。9.生物安全柜的工作腔由整块u型304不锈钢板制成,圆角连接,无焊缝,表面涂聚酯可防止uv光线,腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。10.可移动台面,可方便清洁工作台面下面的空间。11.过滤器的更换可定期进行,可方便地从前面取出。12.白色内壁,无反光,消除了眼睛的疲劳。13.控制部分设置在工作区以外,可以方便地对其进行检查和维护,而没有任何风险。14.人性化设置,有效保护人体的安全。15.变频风机可自动调节风速,具有自动电压补偿功能。16.配备高效过滤器失效报警功能。工作区气流外泻报警。送、排风联锁功能失效报警。

技术参数:

型号	bhc-1000iia2(30%外排70%	bhc-1300iia2(30%外排70%
----	-----------------------	-----------------------

	内循环)	内循环)
洁净等级	iso5(100级class100)/iso4(10级class10)	
过滤器级别/过滤效率	hepa/ulpa @0.3~0.12um99.999%~99.9995%	
下降气流平均流速(m/s)	0.25m/s~0.5m/s	
流入气流平均流速(m/s)	0.5 m/s	
噪声	67db (a)	
振动半峰值	5um	
电源	ac,单相220v/50hz(ac220v,1 ̸ , 50hz)	
气流平衡生物防护	人员保护1~8 × 108cfu/ml(重复3次, 5min/次)	a.撞击式采样器的菌落总数 10cfu/每次
	产品保护1~8 × 106cfu/ml(重复3次, 5min/次)	b.狭缝式采样器的菌落总数 5cfu/每次
	交叉污染保护1~8 × 104cfu/ml(重复3次, 5min/次)	菌落总数 5cfu/每次
最大功率max . consumption(kva)	1500va (含备用插座)	
重量 mass(kg)	150	200
工作区尺寸(宽 × 深 × 高)(mm)	1000 × 570 × 635	1300 × 570 × 635
装置外形尺寸(宽 × 深 × 高)(mm)	1200 × 855 × 2350	1500 × 855 × 2350
荧光灯规格及数量	30w ×	40w ×
紫外灯规格及数量	20w × 1	30w × 1
照度	650lx	
排风管口径	200mm	250mm
出风方向	顶出	

单人生物安全柜 生物安全柜 不锈钢生物安全柜 超大型生物安全柜

本产品的品牌是仙象仪器仪表,规格是BHC-1300IIA2,类型是30%外排70%内循环(标准型),型号是标准型,试验室家具是生物安全柜