

伙拼生产厂家批发 优质暖宝宝贴 暖足贴暖脚 袜贴可代发

产品名称	伙拼生产厂家批发 优质暖宝宝贴 暖足贴暖脚 袜贴可代发
公司名称	义乌市古孚电子商务商行
价格	面议
规格参数	类别:暖足贴 品牌:袋鼠 尺寸(含包装):9*7(cm)
公司地址	义乌市江东街道下湾村二区17栋5号三层
联系电话	13020529800

产品详情

产品都是近期生产的发热均匀，发热后不挤成一坨，不漏粉。发热稳定持久。

本公司有新品专利新品包装。另外还有袋鼠暖身贴，袋鼠暖足贴 金兔子暖身贴等电话联系：13020529800

您还为找不到发热时间久暖贴还发愁吗？

暖足贴位2片装，2片1包，此价格为1片价格 请看清购买，以免减少没必要纠纷。

2种包装随机发货，介意客户慎拍。质量是一样的就是外包装不一样。

来试试我们产品吧.我们产品做工工整，发热时间持久。

是您开网店，批发首选货源。

本公司2个车库发货，分别为义乌仓库和临沂仓库。义乌物流比较发达。临沂有北方物流之都之称。都有到全国各主要城市直达物流。

市场网上很多黑心卖家，产品质量不过关。不是产品暴热，就是产品温度比较低。产品暴热时间是比较短的，容易造成局部低温烫伤。产品时间比较久的，大部分温度比较低，达不到温暖效果。

关于产品质量：每批货我们都会亲身试用，测试时间长短温度高低，不合格产品我们不会销售出去。我们产品温度，和时间都能满足绝大多数客户要求，诚信经营，请放心购买。

生产日期都是最近生产的。

暖足贴发热时间：6-8个小时左右 最高温度43度，平均38度

出现涨包原因的使用注意事项：因为足贴特质的制作，只能贴在足底,尽量少接触空气就不会出现涨包现象.

[单片规格] 9*7cm (两片装)

[主要原料] 铁粉，水，活性炭，蛭石，食盐等[包装材料] 无纺布、背胶[所属类别] 粘贴型

有效时间：6-8小时

【使用方法】

临使用前，打开内袋包装，揭去剥离纸，无需揉搓，请直接贴在抹底前部（避免直接在皮肤上使用或直接贴于鞋内）使用本产品时，请穿尺寸合适的鞋子。如果鞋子透气性较差，而导致暖足贴温度下降，此时可脱掉鞋子片刻，让空气流通，暖足贴即可回暖。

【产品介绍】

本产品，完全按照出口要求，精心选材，采用进口胶水，控温持久，轻柔服帖，是一般暖宝宝无法达到的！本品可爱的造型在便利店极为常见，也是暖宝宝中工艺最好的。

【产品说明】

本品为最新一代高科技产品，是各种类型的畏寒病症患者理想的热敷、止痛、消肿贴剂。产品薄如纸、轻如棉、柔软而富有弹性。使用时只须置于病痛的相应部位，立刻就能缓解并在半小时左右消除疼痛。

本产品温度高，持续时间长，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、畏寒不适、四肢发凉、伤处遇寒疼痛等患者止痛保健和冬季保暖的理想用品。

【产品材质】

该品为片状可贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使一贴热粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。

【产品用途】

- 1.可以放于鞋内。
- 2.女性腹部疼痛的话也可以作为暖宫贴，置于贴身衣物上。

【作用原理】

1、原料层可以在空气中氧气的作用下长时间持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。

2、人体各部份都存在局部的微循环系统，为人体各部份输运营养，排出体内垃圾。中医理论强调“通则不痛，痛则不通”，意即当人体经常受寒气侵袭，局部的微循环系统发生阻滞时，使相应机体既得不到营养，又无法排出废物，就会产生痛疼，进而引起病变。而一贴热的持续放热可以促进人体微循环进入良性循环状态，恢复正常的生理机能，从而消除疼痛，治疗疾病。

【作用功能】

快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀，广泛适用于各种畏寒症。今年的冬天因为有它不再冷，好用的不得了，快给 爸妈爷爷奶奶买些哟。他们一定会很喜欢它的，今年过节不送礼，送礼只送暖宝宝。中、日、韩同步上市流行，冬天里的一把火---暖宝宝

- 1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等病患者迅速止痛的即开即用型产品。
- 2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。
- 3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。
- 4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。

【适用范围】

- 1、用于风湿、关节炎、痤疮、劳损引起的疼痛、麻木、肿胀。
- 2、用于受寒引起的胃肠病、腹泻、腹痛等。
- 3、妇女痛经、产后收腹。
- 4、外伤恢复期理血散瘀。
- 5、滑雪、钓鱼、打猎、郊游、野外作业时取暖。
- 6、房间内低温时取暖。
- 7、按摩的热敷等。

【保存方法】 产品置于干燥、避光处保存。放在幼儿不易拿到的地方。

【注意事项】

- 1打开袋子直接可使用。
- 2取暖袋的最高发热温度为63℃，可持续12 - 20小时均匀放热，晚上睡觉时不宜使用。
- 3请妥善保管产品，避免使取暖袋的真空塑料包装袋损伤或破坏，否则产品会失效。
- 4不要直接置于人体皮肤上。
- 5请注意低温烫伤，就寝时请不要使用。

6糖尿病和血液循环障碍者，皮肤热敏感度低者，请在使用时注意。

7小孩，高龄者，不能自理者应在特别看护下使用。

8若不慎接触到眼睛要立即用清水冲洗并就医。误食后要立即催吐并就医。

下边是本公司暖贴：

关于价格：

1.0.45/贴 50片起包快递。 包邮快递为汇通快递或者快捷快递，不接受指定快递。暖身贴360贴1箱

2.袋鼠暖贴2箱起0.3/片（前期为特价后期小额批发要涨价到0.35/贴）发物流，物流为到付，不包物流。

3.袋鼠暖贴10箱起为0.29/贴 发物流，物流为到付，不包物流。

4.袋鼠暖贴20箱起为0.28/贴 发物流，物流为到付，不包物流。

5.0.15元/片（足贴2片1包）为袋鼠足贴20箱起批发价格

发物流，物流为到付，不包物流。

暖身贴正常发热时间9-12个小时，超高性价比，价格全网最低，不要拿那些4-5个小时左右垃圾货和我们比价格。

本公司有新品专利新品包装。另外还有袋鼠暖身贴，袋鼠暖足贴
金兔子暖身贴等电话联系：13020529800

您还为找不到发热时间久暖贴还发愁吗？

来试试我们产品吧.我们产品做工工整，发热时间持久。

是您开网店，批发首选货源。

本公司2个车库发货，分别为义乌仓库和临沂仓库。义乌物流比较发达。
临沂有北方物流之都之称。都有到全国各主要城市直达物流。

薄薄一片,关爱无限风靡日韩保暖贴/ 抗寒贴/ 暖腰贴/ 暖宝宝/ 祛寒 保暖 热敷 消肿凛冽的寒冬，你想让你的爱人在冬日里美丽不冻人吗？想让你的爱人或女友时时感受到你的温暖关爱么？如果想，那还等什么呢?现在天气越来越冷了，这个送给自己心爱的女朋友或老婆她一定会暖到心坎里，记你一辈子！是女生朋友们关爱自己的佳品，精神佳佳的活力宝，贴身贴心的小棉袄！结婚的新娘子，冬天里贴上一片真是就有结婚的风光喜庆，又保持身体暖暖的，有活力而且还不会感冒哦，很灵的哦~~

我们用的都是上好的原料 努力打造国货精品！

产品特点该产品薄如纸、轻如棉、柔软而富有弹性。可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及相关关节部位；使用时只须往相应部位一贴，立刻就能发热，温度最高强68，平均53。持续时间在8 - 20小时，对腰，肩，胃，腿及关节等疼痛均有缓解作用，在寒冷的冬季外出防止冬伤驱寒有很好的效果，携带方便，发热持久稳定。

适用人群：1、适用于冬季寒冷时的驱寒保暖；2、适用于风湿炎、关节炎、女性痛经者；3、适用于寒冷时，外出、户外运动、户外作业者；4、夏天，在空调房内也非常好用。

产品功效：一贴即热，快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀，广泛适用于各种畏寒症。1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等病患者迅速止痛的即开即用型产品。2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。4、外出、户外运动等情况下提供应急保暖。5、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。

使用方法（1）使用之前将真空包装外袋撕开。（2）撕开外袋，取出内袋，不需揉搓，将剥离后面的衬纸，贴在内衣外层，用手铺平即可。几分钟后即自动升温至40 以上，可贴在腰、腹、肩、膝等处。不宜直接贴于人体皮肤上（3）使用完后，从衣服上轻轻撕下即可。

产品材质:该品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，尺寸：130×95mm，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使一贴热粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，无毒、无副作用，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不污损衣物。

保存方法:请妥善保管产品，避免使暖身宝的真空塑料包装袋破坏，造成药物泄露。置于干燥凉爽的地方保存；请勿让阳光直射。请勿放在儿童容易触摸到的地方。保质期为二年。

我们只做暖宝宝！所以我们更专业！价格更低！我们是欧尚、屈臣氏、沃尔玛的全国供应商！

本产品的类别是暖足贴，品牌是袋鼠，尺寸（含包装）是9*7（cm），发热时间是8个小时，最高温度是65°，重量（含包装）是38（g），保质期是3年，箱装数量是450，专利类型是外观设计专利，专利号是ZL201130263537.4，是否专利货源是是