

QL600母乳分析仪(B型)

产品名称	QL600母乳分析仪(B型)
公司名称	南昌高腾科技有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:食药监械(准)字2014第3280087号
公司地址	江西省南昌市进贤县李渡镇国光大道D-15
联系电话	0791-85638305 13307086295

产品详情

产品说明

8. 专用试剂盒：方便哺乳期母亲选择不同地点取样，利于样品携带和保存，解决了母乳取样不便的难题。
9. 一体化设计，无需额外配置电脑，全方位抗干扰。
10. 内置待测样品存储特殊装置技术：保证吸入样品原汁纯正，均匀受热、释放充分。
11. 采用特制样品杯自动定位技术，测量时无需手持。
12. 采用进出样双通道技术：一个通道进样，一个通道出样，互不干扰，有效解决了进出样同一通道导致的交叉感染问题。
13. 采用双路闭合控温技术：一路加热，一路测量，确保温度加热均匀稳定，同时测量不受外界干扰。
14. 配套释放剂分析技术：确保母乳成分全部释放，同时避免样品污染，保证结果高精度。
15. 多信号扩增高速芯片分析系统，准确可靠。
16. 具有背景自动扣除功能，有效降低检测限10倍以上，重现性好。
17. 检测参考值可根据母乳及婴儿情况随时变化，以便针对个体分析，显示、打印时自动跟随。
18. 采用符合国内母乳人群的数据库设定参考值，确保检测结果可有效地指导临床干预方案。
19. 可对数据进行自动储存，实时自动查询，数据储存数量不限并可把数据导出保存。

技术指标：

- 1、检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、矿物质、能量、冰点、灰分
- 2、功率：< 60va
- 3、电源：ac：220v
- 4、环境温度：10-40
- 5、相对湿度：（30-80）%
- 6、样品温度：5-35
- 7、样品量：< 4ml
- 8、检测时间：60s
- 9、显示方式：10.4寸tft可调节触摸屏
- 10、尺寸：760 512 288 mm

规范的报告单：

检测参考值可根据母乳及婴儿情况随时变化，以便针对个体分析，显示打印时自动跟随。

采用符合国内母乳人群的数据库设定参考值，确保检测结果可有效地指导临床干预方案。

可对数据进行自动储存，实时自动查询，数据储存数量不限并可把数据导出保存

本产品的药（械）准字是食药监械(准)字2014第3280087号