

# 动脉硬化检测仪 30Kg

产品名称	动脉硬化检测仪 30Kg
公司名称	上海甬能实业有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:食药监械(准)字2009第2600036号 尺寸:500mm ( W)X600mm(D)X1250mm(H) ( mm ) 净重:30Kg
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号3幢N0337室
联系电话	15821075249

## 产品详情

### 一、设备功能

通过人体体表外周动脉的快速无创检测及应用软件系统的自动综合分析，全面、客观反映人体动脉硬化程度及心脑血管系统健康状况。

### 二、检测参数

1.pwv(脉搏波传导速度)：可以同时测量：bapwv(臂踝脉搏波传导速度) bwpwv(臂桡脉搏波传导速度)

2.abi(踝臂指数)

3.asi (动脉硬化指数)

4.c1 (大动脉顺应性指数)

5.c2 (小动脉顺应性指数)

6.sv(每搏心输出量)

7.co(每分心输出量)

8.svr(外周阻力)

9.et(左心室收缩时间)

10.四肢收缩压(sbp)，精度 $\pm 5\%$ ；

11.四肢舒张压(dbp) , 精度  $\pm 5\%$  ;

12.四肢平均压(map) , 精度  $\pm 5\%$  ;

13.四肢脉压(pp)

14.hr(心率) , 精度  $\pm 3$ 次/分

15.bmi ( 体重指数 )

### 三、技术指标

1.检测原理：示波法、参数分析法、pwv法、弹性腔法

2.同一心动周期内，四肢五点，五路信号同步无创测量

3.工作环境：

环境温度：10 ~ 40 相对湿度：30%~75 % 电源要求：ac220v  $\pm 22$ v、50hz  $\pm 1$ hz

4.输入功率：150va

5.安全类别：带bf型应用部分的i类设备

6.加压方法: 气泵自动加压

7.放气方法: 自动减压排气，断电后，自动放气；

8.专用袖套：5只专用袖套同步进行信号采集

9.主机：配置2g内存、酷睿双核处理器，性能优良；

10.操控部分：鼠标、键盘操控，方便、高效，更符合日常使用习惯；

11.显示部分：19英寸彩色高分辨率高亮液晶显示器；

12.存储部分：采用500g硬盘，海量存储检测数据 20万人次；

13.打印部分：a4打印报告

14.输入输出部分：2个usb接口；

15.软件部分：可根据用户的特定需求进行定制，全中文，界面友好，模块化，适用高效；

16.远程联网功能：可根据用户的特定需求进行定制，实现信息共享；

17.检测报告：可根据用户需求进行格式定制；

a.系统根据检测结果自动综合评估动脉硬化及硬化程度，给出临床参考综合建议；

b.医生根据检测结果手动输入检测结论及临床参考综合建议。

18.查询功能：按姓名进行查询，可方便调阅病例的各项检测参数，进行历史数据比较。

19.系统界面：中文windows xp或windows7操作界面。

20.检测时间： 5分钟

f?? p f m ?????? x???? ??:mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family: "times new roman"> ;

13.四肢脉压(pp)

14.hr(心率)，精度 $\pm 3$ 次/分

15.bmi ( 体重指数 )

### 三、技术指标

1.检测原理：示波法、参数分析法、pwv法、弹性腔法

2.同一心动周期内，四肢五点，五路信号同步无创测量

3.工作环境：

环境温度：10 ~ 40 相对湿度：30%~75 % 电源要求：ac220v $\pm 22$ v、50hz $\pm 1$ hz

4.输入功率：150va

5.安全类别：带bf型应用部分的i类设备

本产品的药（械）准字是食药监械(准)字2009第2600036号，尺寸是500mm ( W)X600mm(D)X1250mm(H) ( mm ) ，净重是30Kg