

# APV高压均质机，高压均质器，高效均质器，高压均质机，进口

产品名称	APV高压均质机，高压均质器，高效均质器，高压均质机，进口
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:食品 物料类型:液-液 适用物料:化妆品
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室：010-51285949 传真：010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

## 产品详情

· apv-1000 和apv-2000是小型的实验室台式设备，可以放置在桌面上使用，特别适用于各种不同流体的乳化均质实验。· apv-1000 和apv-2000良好的性能使它可以用于各种不同领域的流体处理，如纳米粒子、纳米脂质体、纳米分散剂、纳米混悬剂、纳米乳液、sln、脂肪乳、脂微球、细胞破碎、微胶囊、乳品、果汁、食品添加剂和配料、化妆品和精细化工产品。· apv - 2000及apv - 1000的实验结果可以在apv公司的生产型的高压均质机得到完全重现，没有任何放大效应。apv实验型高压均质机流体端-压缩头材料：高质量、高强度和耐酸碱的特种双相不锈钢，能够在最高工作压力下稳定持久地工作-在最高工作压力下，具有良好的使用性能和机械稳定性，有效抵抗腐蚀和机械损伤-特制的固体陶瓷柱塞-具有柱塞冷却和柱塞润滑的功能，确保均质机长时间连续工作，有效地延长设备使用寿命-钴合金制的进出料球阀(pvb),可双面互换的碳化钨阀座-高精度的电子数字显示器，可以在线压力显示和温度显示-具有耐腐蚀的特点，使它可以用于各种腐蚀性产品的处理-可以进行在线清洗cip/在位灭菌sip均质阀-使用手轮进行手动压力调节- 二级均质（可选）-均质阀的材料为陶瓷（标准），碳化钨材料的均质阀（可选）产品进/出料- 不锈钢进料漏斗-出口采用快接方式连接控制面板- 启动/停机开关- 紧急停机开关-数字压力显示器，有过压报警安全保护系统- 内置过电流压力安全装置箱体-采用抛光不锈钢制造，可直接拆卸进行维护和清洗- 不锈钢支持的框架高压均质机的发明者技术规范 的制定者绝对领先的技术顶级的质量品质行业的领导者 = iso 9001/2000 = apv实验型高压均质机设备外形图（尺寸单位：mm）技术规格标准特点/设备型号apv-1000 apv-2000处理能力22 升/小时11 升/小时最少样品量 40 毫升40毫升最大工作压力 1000bar 2000bar柱塞直径/材料 14mm / 陶瓷 10mm/ 陶瓷进出料阀阀座材料及特点 碳化钨 / 可双面互换碳化钨 / 可双面互换进出料球阀材料 钴合金 钴合金传动方式 齿轮（不是皮带轮）齿轮（不是皮带轮）轴承传动转速 70转/分钟 70转/分钟噪音分贝 50db 50db最大工作温度 100 100 均质阀的名称及材料 seo型陶瓷均质阀seo型陶瓷均质阀物料残留量 无残留 无残留数字显示器

在线压力显示和温度显示 在线压力显示和温度显示 柱塞润滑及冷却水系统 有 有均质机长时间连续工作  
可以 可以过压报警安全保护系统 有 有电源要求 3kw / 50hz / 380v / 3相 3kw / 50hz / 380v / 3相 外形尺寸mm w  
370 x h 620 x l 818 w 370 x h 620 x l 818 净重：105 kg 毛重：130 kg 体积：0.5m<sup>3</sup> 可选部件 · 气动进料系统 ·  
防爆设计 · 二级均质 · 无菌汽缸设计 · 第二级均质压力显示

本产品的应用领域是食品，物料类型是液-液，适用物料是化妆品，适用场所是实验室用，动力类型是电  
动，产品类型是全新，品牌是APV品牌高压均质机，型号是APV品牌高压均质机，生产能力是34 (kg/h  
)，每次处理量范围是0-10 (千克)，功率是433 (KW)，外形尺寸 (长\*宽\*高)是434 (mm)，整机  
重量是233，是否提供加工定制是是