

枇杷膏高压均质机医药均质设备保健营养液均质机

产品名称	枇杷膏高压均质机医药均质设备保健营养液均质机
公司名称	上海台驰轻工装备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:医药 物料类型:固-液 适用物料:药品
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室
联系电话	057785238697 15355999668

产品详情

厂家直销 枇杷膏高压均质机医药均质设备保健营养液均质机介绍

厂家直销 枇杷膏高压均质机医药均质设备保健营养液均质机原理

高压均质机依靠三个反复运动的柱塞而产生极大的压强，当柱塞向后运动时，进料下阀门开启，将物料吸入，当柱塞向前运动时，下阀门关闭，上阀门被顶开，物料被压入高压均质阀区域，通过一、二级均质阀均质、乳化，物料从出料口出去。该装置采用不锈钢系统，可有效地分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点，满足快速、结果准确、重复性好的要求。

厂家直销 豆奶牛奶高压均质机乳制品均质设备乳液饮料均质机试机视频

该产品工作是通过三柱塞往复运动将被加工物料以高压形式送至均质阀，使物料流经阀盘与阀座微小间隙的瞬间受到串流，空穴，剪切等复合力的作用，达到均质，乳化的目的。

高压均质机应用范围

高压均质机的作用主要有：提高产品的均匀度和稳定性；增加保质期；减少反应时间从而节省大量催化剂或添加剂；改变产品的稠度改善产品的口味和色泽等等。

（一）作为高压均质机使用：能使料液在挤研，强冲击于失压膨胀的三重作用下使料质细化混合，本设备是食品、乳品、饮料的行业的重要加工设备。

（二）对牛奶、豆奶等乳制品液料，在高压下进行均质，能使乳品液中的脂肪球显著细化，使其制品食用后易于消化吸收，提高食用价值。

（三）用于冰淇淋等制品的生产中，能提高液料的细洁度和疏松度，使其内在质地明显提高。

（四）用于乳剂、胶剂、果汁、浆液等生产中，能起到防止或减少料液的分层，改善料液外观的作用，使其色泽更鲜艳，香度更浓，口感更醇。

（五）高压均质机在化妆品行业中运用广泛。化妆品广告中有这样的语句：渗入肌肤表层被肌肤完全吸收。事实上，人体表皮微孔的平均直径约在1.5微米，而绝大多数化妆品原料在450kgf/cm(45mpa)的均质压力作用后的平均颗粒度在1微米左右。

（六）高压均质机均质后能提高鳖精，蜂皇浆，花粉口服液等贵重药品对人体吸收率，意味着达到同样效果时所用原料的减少，也即意味着生产成本的降低。

（七）作为高压输送泵料液经过高压均质机细化后，再通过喷雾干燥设备制成粉剂。是粉剂生产中的重要设备。高压均质机在其他料液的均质和高压输送，高压喷射场合均可使用。

高压均质机技术参数

型号	流量 t/h	最大压力 mpa	额定压力 mpa	电机功率 kw	外型尺寸 (长x宽x高, mm)
gjj-0.1/40	0.1	40	35	2.2	755x520x935
gjj-0.2/25	0.2	25	21	2.2	755x520x935
gjj-0.2/60	0.2	60	50	5.5	1020x676x1065
gjj-0.2/70	0.2	70	60	7.5	1100x676x1065
gjj-0.2/100	0.2	100	90	11	1100x770x1100
gjj-0.3/25	0.3	25	21	3	755x520x935

gjj-0.3/32	0.3	32	25	4	1010x616x975
gjj-0.3/40	0.3	40	35	5.5	1020x676x1065
gjj-0.3/60	0.3	60	50	7.5	1100x676x1065
gjj-0.3/70	0.3	70	60	11	1100x770x1100
gjj-0.3/100	0.3	100	90	15	1410x850x1190
gjj-0.5/25	0.5	25	21	4	1010x616x975
gjj-0.5/32	0.5	32	25	5.5	1020x676x1065
gjj-0.5/40	0.5	40	35	7.5	1100x676x1065
gjj-0.5/60	0.5	60	50	11	1100x770x1100
gjj-0.5/70	0.5	70	60	15	1410x850x1190
gjj-0.5/100	0.5	100	90	18.5	1410x850x1190
gjj-0.8/25	0.8	25	21	5.5	1020x676x1065
gjj-0.8/32	0.8	32	25	7.5	1100x770x1100
gjj-0.8/40	0.8	40	35	11	1100x770x1100
gjj-0.8/60	0.8	60	50	18.5	1410x850x1190
gjj-1/25	1	25	21	7.5	1100x676x1065
gjj-1/32	1	32	25	11	1100x770x1100
gjj-1/40	1	40	35	15	1410x850x1190
gjj-1/60	1	60	50	22	1470x960x1280
gjj-1/70	1	70	60	22	1410x850x1280
gjj-1/100	1	100	90	37	1605x1200x1585
gjj-1.5/25	1.5	25	21	11	1100x770x1100
gjj-1.5/32	1.5	32	25	11	1100x770x1100
gjj-1.5/40	1.5	40	35	22	1410x850x1280
gjj-1.5/60	1.5	60	50	37	1605x1200x1585
gjj-1.5/70	1.5	70	60	37	1605x1200x1585

gjj-1.5/100	1.5	100	90	55	1671x1260x1420
gjj-2/25	2	25	21	15	1410x850x1190
gjj-2/32	2	32	25	18.5	1410x850x1190
gjj-2/40	2	40	35	30	1550x1050x1380
gjj-2/60	2	60	50	45	2000x1300x1585
gjj-2/70	2	70	60	45	2000x1300x1585
gjj-2/100	2	100	90	75	2725x1398x1320
gjj-2.5/25	2.5	25	21	18.5	1410x850x1190
gjj-2.5/32	2.5	32	25	18.5	1410x850x1190
gjj-2.5/40	2.5	40	35	37	1605x1200x1585
gjj-2.5/60	2.5	60	50	55	2000x1300x1585
gjj-2.5/70	2.5	70	60	55	1671x1260x1420
gjj-2.5/100	2.5	100	90	75	2725x1398x1320
gjj-3/25	3	25	21	22	1410x960x1280
gjj-3/32	3	32	25	30	1550x1050x1380
gjj-3/40	3	40	35	45	1605x1200x1585
gjj-3/60	3	60	50	75	2725x1398x1320
gjj-3/70	3	70	60	75	2725x1398x1320
gjj-3/100	3	100	90	110	2825x1500x1320
gjj-4/25	4	25	21	30	1550x1050x1380
gjj-4/40	4	40	35	55	1671x1260x1420
gjj-4/60	4	60	50	90	2825x1500x1320
gjj-5/25	5	25	21	37	1605x1200x1585
gjj-5/40	5	40	35	75	2000x1400x1500
gjj-5/70	5	70	60	110	2825x1500x1320

gjj-6/25	6	25	21	45	1671x1260x1420
gjj-8/25	8	25	21	55	1671x1260x1420
gjj-8/40	8	40	35	90	2825x1500x1320
gjj-10/25	10	25	21	75	2725x1398x1320
gjj-12/25	12	25	21	90	2825x1500x1320

注：

- 1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、均质机选型需提供的工艺参数：物料性质、产量、最大压力、特殊要求等。

详情请电话咨询：0577-85238697/15355999668 qq咨询：427980333 /427981333

本产品的应用领域是医药，物料类型是固-液，适用物料是药品，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是上海台驰，型号是gjj，生产能力是500（kg/h），每次处理量范围是1000以上（千克），功率是4（KW），外形尺寸（长*宽*高）是1010X616X975（mm），整机重量是550kg