

三聚氰胺分析仪，三聚氰胺检测仪，测定仪近红外分析仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三聚氰胺分析仪，三聚氰胺检测仪，测定仪近红外分析仪 |
| 公司名称 | 北京维欣仪奥科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:有毒物质检测仪器 品牌:手持式PhazirFeedME 型号:手持式PhazirFeedME |
| 公司地址 | 中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室：010-51285949 传真：010-58857485 |
| 联系电话 | 86 010 51285949/80970085 18911960857 |

产品详情

· 手持式phazir feedme快速检测三聚氰胺方案

phazir是基于polychromix专利的mems技术的便携、手持式近红外分析仪。它将计算机，彩色lcd，电池和电源系统整合的检测系统。仅重4磅，便于进行快速、准确地进行定性和定量的操作。

phazir feedme数据库，可应用于饲料工业，为三聚氰胺特殊设计的解决方案。分析数据报告符合fda alert 要求。

我们可从全方位乳品制造过程中,利用polychromix phazir feedme仪器对每一个生产步骤进行扫描初步检测,例如1)由奶农的原牛奶,2)生产商加工前及加工后,3)完全制品的检测4)包装5)乳品的最后检测

phazir tm 全方位满足国家乳品安全食用要求解释方案近日,

国家官方再次发布新闻，公开?对全国其中22家生产婴幼儿乳品配方企业的69批次产品中检出 三聚氰胺，而国内主要的名牌乳品企业几乎无一幸免。以达到安全食用要求,并确保生产线和市场上流通的产品的安全性。" “ 生产商需要对自己产品进行准确,全面的检测,婴幼儿长期食用 三聚氰胺

会出现肾结石、膀胱结石!!! 快速检测三聚氰胺?想手段 polychromix产品型号: phazir

feedme应该?即检测乳品是否含有 三聚氰胺!!!z 原材料 - 供应z 原材料 - 接收z 分配原材料z 生产线z 成品z 包装z 推出市场前可检测的乳品生产过程:mems-nir独特核心技术检测特点:¾ 手持式,重量只有1.8kg¾ 3秒时间可快速识别及定量分析¾ 测试可直接通过玻璃瓶及塑料袋中的样品¾ 可连续工作10 小时¾ lcd屏幕实时显示测试数据及光谱¾ 配置简捷方便的适配器,可分析液态或固态样品

本产品的类型是有毒物质检测仪器，品牌是手持式PhazirFeedME，型号是手持式PhazirFeedME，产品单价是328000.00，发货期限是10