

块氮吹仪（任选模块），氮吹仪，质优价廉，

产品名称	块氮吹仪（任选模块），氮吹仪，质优价廉，
公司名称	济南海博实验室仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:实验用 品牌:海博
公司地址	济南市天桥区济洛路163号
联系电话	15692373918 13854165568

产品详情

高品质双模块氮吹仪，单模块氮吹仪，氮吹仪，（客户可任选模块）质优价廉，济南海博实验室仪器有限公司专业供应，服务热线：400-677-8508

氮吹仪主要用于大批量样品的浓缩或制备（如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备）。工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，省时高效。

产品特点

- 1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面，促使溶液快速蒸发和样品浓缩
- 2、气针在气腔的位置可被改变，使之适用不同的试管。
- 3、气腔高度可以调节，标准气针长度为150mm。
- 4、有12个气道控制开关，不浪费气体。
- 5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
- 6、内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能。
- 7、led显示屏，温度同步显示、时间递减显示，操作简单方便
- 8、标准配备气腔和专用可调节支架

产品技术参数

????	hbdc-1???	hbdc-2???
????	??+5?—150?	
????	?30min ??40???(150?)	
?????40~100??	±0.5?	
?????100~150??	±1?	
??????100??	±0.5?	
??????	1?	2?
??????	99h59min	
????	0—10l/min	
????	?0.1mpa	
????	200w	400w
外形尺寸	265x200x500 mm	280x220x500 mm

用户可任选模块，模块可以互换，常规配置dt06模块。可选配流量调节阀。

可更换模块及流量调节阀

??	????	???	???? mm
----	------	-----	---------

dt01a	6 mm	24	95.5x76.5x50
dt02a	7 mm	24	95.5x76.5x50
dt03	10 mm	20	95.5x76.5x50
dt04	12 mm	20	95.5x76.5x50
dt05	13 mm	20	95.5x76.5x50
dt06	15 mm	12	95.5x76.5x50
dt07	16 mm	12	95.5x76.5x50
dt08	19 mm	12	95.5x76.5x50
dt09	20 mm	6	95.5x76.5x50
dt10	26 mm	6	95.5x76.5x50
dt11	28 mm	4	95.5x76.5x50
dt12	40 mm	4	95.5x76.5x50
dt13a	0.5 ml ???	24	95.5x76.5x50
dt14	1.5 ml ???	24	95.5x76.5x50
dt15	2.0 ml ???	24	95.5x76.5x50
dt16	0.2ml	96	95.5x76.5x50
dt17	??	96????	78x114x26
dt18	???	???	81x123x19

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是海博，外形尺寸是280x220x500（mm），重量是8（kg），适用对象是酒精,丙酮,石油,色素，应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,医用、制药,纺织，产品类型是全新，型号是HBDC-II