

血小板振荡保存箱

产品名称	血小板振荡保存箱
公司名称	濮阳市沪康医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪康医疗设备 型号:血小板振荡保存箱
公司地址	河南省濮阳市华龙区玉门路
联系电话	13639681080

产品详情

血小板振荡保存箱

数码恒温血小板震荡保存箱

便携式血小板震荡保存箱

spc型血小板恒温保存箱

一、血小板震荡保存箱

数码恒温血小板震荡保存箱

【适用范围】

适用于血液中心、临床输血科，血库、血液制成品生产单位。

【产品特点】

- | 机器运行微处理器控制
- | 温度超高/低报警
- | 内胆采用304不锈钢材质的钢板
- | lcd液晶，信息阅读窗口
- | 温度记录可实时打印
- | 具有紫外线消毒功能
- | 具有自动化霜除霜功能
- | 制冷方式：风冷r134a非氟氯化碳制冷剂

【技术参数】

- | 控温方式：数字信号监测，微处理技术
- | 控温范围：22.0 ° c ± 2.0 ° c
- | 报警温度：< 20 ° c、> 24 ° c、非正常关机报警
- | 振荡幅度：50mm
- | 工作方式：连续左右往复，水平振荡
- | 振荡频率：60周/分钟

环境温度：5 ° c-35 ° c

制冷功率：ia、ib、ic型为100w，id、ie型为125w

加热功率：ia、ib、ic型为100w，id、ie型为200w

【外形尺寸（宽*深*高）】

I sjw-ia型 540*605*960 (mm)

I sjw-ib型 540*605*960 (mm)

I sjw-ic型 680*670*1050 (mm)

sjw-id型 680*670*1400 (mm)

sjw-ie型 1170*650*1570 (mm)

【存放面积层数及存放袋数—会员价】

型号	存放面积	层数	存放袋数	会员价
sjw-ia型	300*300*230 (mm)	5层	(5—10袋)	
sjw-ib型	300*300*300 (mm)	7层	(7—14袋)	
sjw-ic型	480*300*390 (mm)	10层	(20—30袋)	
sjw-id型	480*300*680 (mm)	10、20层可选配	(40—60袋)	
sjw-ie型	980*300*810 (mm)	20层*2 ，该型号为双开门共40层	(80—120袋)	

二、便携式血小板震荡保存箱

产品特点：

三种电源模式：即交流电源220v、直流12v、直流电源24v。

内有备用电池，在切断电源后可持续工作30分钟，保证血小板在运输过程中的安全。

采用美国18b20高精度数字式温度传感系统。

采用进口恒速电机，连续运转无噪音。

内循环风道，温度均匀。

具有自动故障检测系统，安全可靠。

隔热材料为聚氨酯整体发泡，具有良好的保温性能。

箱体轻便、体积小、方便运输。

技术参数：

控温范围：22.0 ± 2.0

制冷功率：60w

控温精度：± 0.5

制热功率：60w

振荡频率：60周/分钟

报警温度: <20 、 >24

振荡幅度：50mm

环境温度：5 -35

工作方式：连续左右往复，水平振荡

外形尺寸：长*宽*高 450mm*300mm*350mm

层数及高度：3*30mm

3、spc型血小板恒温保存箱

适用范围：

随着我国成份输血的大力推广和日渐普及，根据卫生部全国质量管理委员会关于《血小板保存技术条件》的要求，本公司引进了国外先进技术设计制造了spc型血小板恒温保存箱，为各级血站、医院提供了安全可靠保存设备。

工作原理及方式：

血小板解冻完成在等待输注的过程中，需要在20 ~ 24 的恒温环境中不停的平缓摆动保存。spc型恒温摆动保存箱是采用恒温内腔配置、恒速摆动系统的保存设备。将解冻完成后的血小板平置入内腔保存架上时，按启动键，机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的恒速往复摆动，是目前国际上最先进的保存办法，彻底解决了血小板保存的安全问题。

产品特点：

- 1、采用智能微电脑控温，液晶屏显示，控温精度高，具有定时功能超温、过流、报警功能，自动故障检测系统安全可靠。
- 2、采用名牌压缩机和循环风机组成的温度循环系统，使保存箱内温度均匀。
- 3、采用进口恒速电机，连续运转无噪音，摆动平稳均匀。
- 4、内胆振荡平板及支架采用防菌不锈钢，耐腐蚀，观察窗采用双层中空玻璃门，箱内培养物一目了然。
- 5、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证血液安全运行，不发生意外。
- 6、独立内腔消毒系统，防止细菌侵蚀箱内，符合国家净化标准。

技术参数：

型号	spc-100	spc-160	spc-300	spc-500
技术参数				
温控范围	22 ± 0.5			
温控精度	0.1			
温度波动度	± 0.5			
温度均匀性	± 1			
摆支频率	60周/分(往复式)			
摆动幅度	50mm			

功率	300w	500w	1500w	2000w
开门方式	单开		双开	
存血量	15袋手工分离血浆	48袋手工分离血浆	96袋手工分离血浆	396袋手工分
	5-10袋机采血袋	16袋机采血袋	32袋机采血袋	132袋机采