

梅特勒S230-K-CN台式电导率仪/TDS、盐度、电阻率测量仪器

产品名称	梅特勒S230-K-CN台式电导率仪/TDS、盐度、电阻率测量仪器
公司名称	上海右一仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:METTLER/梅特勒-托利多 型号:S230-K-CN
公司地址	中国 上海 上海 黄浦区 河南中路575弄9号302室
联系电话	86 021 63296268 18017761117

产品详情

梅特勒s230-k-cn台式电导率仪/tds、盐度、电阻率测量仪器

纵览：

设计合理的通用仪是各种应用的完美选择，并且不会增加您的预算。它不仅能够测量电导率，还提供有多种其他参数，如盐度、电阻率、总溶解固体和电导率灰分。所包含的电极支架进行完全垂直的 uplace™ 移动，可帮助您将电极置于对您的样品产生最佳效果的位置。这就能够进行更快地测量，并降低样品容器翻倒以及/或者电极损坏的风险。sevencompact™ 为您提供在显示屏上查看所有测量信息、或者通过 ufocuse™ 视图锁定关键要素的选择。在不同的显示布局之间切换很容易，只需按下单个键即可。

名称:

这款全新的彩色显示屏带有设计合理的图标和 10 种语言菜单设置，使操作变得真正直观。应用范围从常规测量到样品分析、数据处理和数据检索，符合 glp 规定。创新的设计可满足通用、易于操作的电导率仪的要求。

为苛刻的用户提供用户友好的仪器采用智能电极管理 (ism®) 实现安全性和高再现性通过专业的校准支持提高测量质量包括 iq/oq 在内的综合服务包集成的 usb 和 rs232 接口用于数据交换

订购信息：

分类	型号	说明
sevencompact台式电导率仪	s230-b	含s230电导率仪主机,电极支架,袋装标准液,保护罩等,不含电极
	s230-k	含主机, inlab 731-ism电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合

	s230-usp/ep	含主机, inlab 741-ism电极,电极支架,保护罩等,适合制药、生物、(需配84us/cm电导标准液)
	s230-k-cn	含主机, inlab 731电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合常规
	s230-usp/ep-cn	含主机, inlab 741电极,电极支架,保护罩等,适合制药、生物、石化(配84us/cm电导标准液)

特性和优点:

醒目的彩色显示屏

两个显示布局

智能电极管理 (ism®)

灵活校准

连接与外围设备

4.3 英寸的高分辨率彩色显示器上具有...
得相关信息一目了然。

在全屏或 ufocus™ 布局之间通过单个键...
到非重要信息的影响了。

ism® 电极连接在仪表上自动识别,有...
最新校准进行今后的测量。

对于校准而言,您可以在 13 种预定义...
户定义的标准液,或者手动输入电极常...
)。

usb 和 rs232 接口允许您同时连接梅特勒...
托利多的各种外围设备,从而增加了仪

规格 - s230 sevencompact™ 电导率仪

简短描述	用于测量电导率、盐度、tds、电阻率和电导率灰分
电导率范围	0.001 μs/cm 至 1000 ms/cm, 自动调整大小
电导率精度	+/- 0.5%
温度范围 °c	mtc: -30.0 至 130.0 atc: -5.0 至 130.0
温度分辨率 °c	0.1
温度精度 °c	± 0.1
tds范围	0.00 mg/l/1000g/l, 自动调整大小
盐度范围	0.00 ... 80.00 psu
电阻率范围	0.00 ...100 mohm*cm, 自动调整大小
显示器	tft 颜色 4.3 英寸
电源	外部电源 9-12v/10w
校准	13 pre-defined and 1 user-defined standard
物料号 (s)	30019033

本产品的加工定制是否,品牌是METTLER/梅特勒-托利多,型号是S230-K-CN,测量范围是0.001 μS/cm至1000mS/cm,自动调整大小,测量精度是±0.5%,分辨率是±0.5%,电源是外部电源9-12V/10W,用途是用于测量电导率、盐度、TDS、电阻率和电导率灰分的通用仪器,盐度范围是0.00...80.00psu,电阻率范围是0.00...100MΩ*cm,自动调整大小,TDS范围是0.00mg/L/1000g/L,自动调整大小