

标钢，碳硫分析标准样品，碳钢标样、中低合金钢碳硫标样

产品名称	标钢，碳硫分析标准样品，碳钢标样、中低合金钢碳硫标样
公司名称	武义恒宇仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:恒宇 型号:碳硫仪
公司地址	浙江省武义县温泉南路15号
联系电话	86-057987640166 13857928639

产品详情

1. 硅钼粉助熔剂主要用于碳硫分析仪所配套引燃炉/电弧炉燃烧样品的氧化助熔剂，有助于降低样品熔点，改善硫的释放。其纯度 $99.8\% c < 0.0008\% s < 0.0005\%$
2. 特制纯锡粒助熔剂主要用于碳硫分析测定作助熔剂,采用0#锡精制而成,超低碳硫,粒度细,助熔效果好.其纯度 $99.99\% c < 0.0005\% s < 0.0003\%$
3. 纯铁助熔剂主要用于碳硫分析测定作助熔剂,其纯度 $99.8\% c < 0.001\% s < 0.001\%$,规格:1.25mm
4. 钨粒助熔剂用于钢铁等物料中碳硫分析测定,主要成份： $w \ 99.95\% c \ 0.0008\% s \ 0.0005\%$ 规格：20-40目
5. 钨锡助熔剂用于钢铁等物料中碳硫分析测定,主要成份： $c \ 0.0008\% s \ 0.0005\%$ ，锡含量>8%，纯度 99.95% 规格：20-40目
6. 石英玻璃管主要用于碳硫分析仪所配套引燃炉/电弧炉密封用
7. 铜电极棒主要用于碳硫分析仪所配套引燃炉/电弧炉燃烧样品时引弧用；
8. 硅胶圈主要用于碳硫分析仪所配套引燃炉/电弧炉密封用
9. 铜坩埚主要用于电弧炉熔样用
10. 碳钢标准样品：10#~50#标钢，铸铁标准样品：ht100~ht350
11. 打印纸卷碳硫分析仪、元素分析仪专用12. 小毛刷

本产品的加工定制是否，品牌是恒宇，型号是碳硫仪，类型是电弧燃烧碳硫分析仪，测量范围是1，测量精度是0.0001，分析时间是60（s），电源电压是220（V），适用范围是实验室