

碳硫高速分析仪碳、硫分析均采用酸碱滴定法，稳定、可靠

产品名称	碳硫高速分析仪碳、硫分析均采用酸碱滴定法，稳定、可靠
公司名称	金湖海派仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海派 型号:SP--ZCS1
公司地址	江苏金湖县工二路3号
联系电话	86 0517 86886663

产品详情

sp-zcs1型碳硫分析仪结构简单、实用，碳、硫分析均采用酸碱滴定法，稳定、可靠，与sp-zdl型电弧炉配套使用，可以很方便地测量金属、非金属中碳、硫元素的含量，维修简便，测试结果符合国家标准要求，是中小型企业及质检部门分析实验室的常用设备。

二、主要技术指标

1、分析范围：

c、0.02-6.00%(减少称量可扩大测量范围)

s、0.003-2.000%

2、分析时间：45秒左右(不含取样、称样时间)

3、分析误差：符合下列国标要求

gb/t223.69-97

gb/t223.68-97

4、电源电压：c

5、动力气体：氧气压力 40kpa

6、环境温度：5 -40

本产品的加工定制是是，品牌是海派，型号是SP--ZCS1，类型是高频碳硫分析仪，测量范围是C、0.02-6.00%(减少称量可扩大测量范围)，测量精度是符合下列国标要求，分析时间是45秒左右(不含取样、称样时间(s))，电源电压是45秒左右(不含取样、称样时间(V))，适用范围是测量金属、非金属中碳、硫元素的含量，碳硫分析仪是碳硫高速分析仪