

# A级 50ml 白色聚四氟滴定管 定制包检A级具四氟塞滴定管

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 产品名称 | A级 50ml 白色聚四氟滴定管<br>定制包检A级具四氟塞滴定管             |
| 公司名称 | 泰兴市龙港玻璃仪器厂                                    |
| 价格   | 面议                                            |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:金钥匙<br>型号:四氟塞                    |
| 公司地址 | 江苏省泰兴市过船镇龙港工业园                                |
| 联系电话 | 86-0523-87158492 86-0523-87519292 13951158401 |

## 产品详情

江苏省泰兴市龙港玻璃仪器厂（隶属于泰兴市铭泰科教仪器设备有限公司）是江苏地区具有规模效应的玻璃制品企业，专业生产科研、教学、医药、石油化工、环保、生物实验用玻璃仪器、物化仪器、教学仪器、标准磨口成套玻璃仪器，产品远销东南亚地区，畅销国内二十多个省、市、自治区。给客户最满意的服务是公司长期的经营方针，公司拥有一支由技术骨干组成的服务队伍，定期走访客户，了解产品在的使用情况，向客户提供相应的技术咨询，及时处理客户的各种反馈信息。“专业成就了我们，同时让顾客满意，是我们永恒的追求”！欢迎各界人士光顾。

公司持有商标“金钥匙”牌，希望我们的科教仪器助你打开科学之门，可以贴牌生产。

泡沫包装四氟酸式滴定管

以下为滴定管的具体型号：

- 1642具四氟芯滴定管10ml
- 1642具四氟芯滴定管25ml

- 1642 具四氟芯滴定管 50ml
- 1642 具四氟芯滴定管 100ml

【别名】具四氟酸式滴定管

【英文名】burette

【规格】酸式具活塞滴定管的规格及参考尺寸

| 标称容<br>量/ml | 最小分<br>度/ml | 分度表长<br>度/mm | 直径<br>/mm | 流液管长<br>度/mm | 全长<br>/mm | 标称容<br>量/ml | 最小分<br>度/ml | 分度表长<br>度/mm | 直径<br>/mm | 流液管长<br>度/mm | 全长<br>/mm |
|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 10          | 0.05        | 300          | 7         | 50           | 600       | 50          | 0.1         | 500          | 12        | 60           | 860       |
| 20          | 0.1         | 300          | 9         | 60           | 660       | 100         | 0.2         | 500          | 13        | 60           | 860       |

【造型】是一根具有刻度的细长玻管，管的下端接有磨砂的直形二通玻璃活塞，活塞下端有流液管尖嘴，活塞用以控制液体的排放，流液管尖嘴用以控制液体流速，管的上端制成较厚实的卷边，以增强机械强度。从色泽上分为玻璃本色、蓝线白背、红背、棕色四种，蓝线白背、红背是利用折光原理等，对液面观察较为清晰，棕色是盛装遇光易变质的溶液。

【使用方法】参照碱性滴定管的使用方法。但必须注意使用时应先要在活塞上涂一层活塞油脂或凡士林，不要把油脂落到活塞的小孔中去，再用橡皮筋套在活塞芯子尾部凹处，以免活塞脱落。

【用途】适用于科研、大专院校、医疗卫生及工矿业等单位化验室，盛装酸性溶液，作中和碱性滴定反应应用。

公司其他还生产以下产品：

- 1641 碱性皮头滴定管（a级） 1ml
- 1641 碱性皮头滴定管（a级） 2ml
- 1641 碱性皮头滴定管（a级） 3ml
- 1641 碱性皮头滴定管（a级） 5ml
- 1641 碱性皮头滴定管（a级） 10ml
- 1641 碱性皮头滴定管（a级） 25ml
- 1641 碱性皮头滴定管（a级） 50ml
- 1641 碱性皮头滴定管（a级） 100ml
- 1642 酸性肯塞滴定管（a级） 1ml
- 1642 酸性肯塞滴定管（a级） 2ml

|      |               |       |
|------|---------------|-------|
| 1642 | 酸性肯塞滴定管（a级）   | 3ml   |
| 1642 | 酸性肯塞滴定管（a级）   | 5ml   |
| 1642 | 酸性肯塞滴定管（a级）   | 10ml  |
| 1642 | 酸性肯塞滴定管（a级）   | 25ml  |
| 1642 | 酸性肯塞滴定管（a级）   | 50ml  |
| 1642 | 酸性肯塞滴定管（a级）   | 100ml |
| 1642 | 具四氟芯滴定管       | 10ml  |
| 1642 | 具四氟芯滴定管       | 25ml  |
| 1642 | 具四氟芯滴定管       | 50ml  |
| 1642 | 具四氟芯滴定管       | 100ml |
| 1643 | 具三路活塞滴定管（a级）  | 10ml  |
| 1643 | 具三路活塞滴定管（a级）  | 25ml  |
| 1643 | 具三路活塞滴定管（a级）  | 501ml |
| 1643 | 具三路活塞滴定管（a级）  | 100ml |
| 1644 | 碱性蓝线皮头滴寂管（a级） | 10ml  |
| 1644 | 碱性蓝线皮头滴寂管（a级） | 25ml  |
| 1644 | 碱性蓝线皮头滴寂管（a级） | 50ml  |
| 1644 | 碱性蓝线皮头滴寂管（a级） | 100ml |
| 1645 | 酸性蓝线具塞滴定管（a级） | 10ml  |
| 1645 | 酸性蓝线具塞滴定管（a级） | 25ml  |
| 1645 | 酸性蓝线具塞滴定管（a级） | 50ml  |
| 1645 | 酸性蓝线具塞滴定管（a级） | 100ml |
| 1646 | 蓝线具三路活塞滴定管a级  | 10ml  |
| 1646 | 蓝线具三路活塞滴定管a级  | 25ml  |
| 1646 | 蓝线具三路活塞滴定管a级  | 50ml  |
| 1646 | 蓝线具三路活塞滴定管a级  | 100ml |

|      |               |       |
|------|---------------|-------|
| 1647 | 碱性棕色皮头滴定管（a级） | 10ml  |
| 1647 | 碱性棕色皮头滴定管（a级） | 25ml  |
| 1647 | 碱性棕色皮头滴定管（a级） | 50ml  |
| 1647 | 碱性棕色皮头滴定管（a级） | 100ml |
| 1648 | 酸性棕色具塞滴定管（a级） | 10ml  |
| 1648 | 酸性棕色具塞滴定管（a级） | 25ml  |
| 1648 | 酸性棕色具塞滴定管（a级） | 50ml  |
| 1648 | 酸性棕色具塞滴定管（a级） | 100ml |
| 1648 | 棕色四氟芯滴定管      | 10ml  |
| 1648 | 棕色四氟芯滴定管      | 25ml  |
| 1648 | 棕色四氟芯滴定管      | 50ml  |
| 1648 | 棕色四氟芯滴定管      | 100ml |
| 1651 | 开口式自动滴定管      | 25ml  |
| 1651 | 自动滴定管         | 50ml  |
| 1653 | 封闭式自动滴定管      | 25ml  |
| 1653 | 封闭式自动滴定管      | 50ml  |
| 1654 | 棕色磨砂自动滴定管     | 10ml  |
| 1654 | 棕色磨砂自动滴定管     | 25ml  |
| 1654 | 棕色磨砂自动滴定管     | 50ml  |
| 1655 | 全自动滴定管        | 50ml  |
| 1656 | 具干燥管全自动滴定管    | 50ml  |
| 1657 | 蓝线磨砂自动滴定管     | 25ml  |
| 1657 | 蓝线磨砂自动滴定管     | 50ml  |
| 1661 | 座式微量滴定管（a级）   | 1ml   |
| 1661 | 座式微量滴定管（a级）   | 2ml   |
| 1661 | 座式微量滴定管（a级）   | 5ml   |

|      |             |      |
|------|-------------|------|
| 1661 | 座式微量滴定管（a级） | 10ml |
| 1663 | 夹式微量滴定管（a级） | 1ml  |
| 1663 | 夹式微量滴定管（a级） | 2ml  |
| 1663 | 夹式微量滴定管（a级） | 3ml  |
| 1663 | 夹式微量滴定管（a级） | 5ml  |
| 1663 | 夹式微量滴定管（a级） | 10m  |

敬请选购。l

本产品的加工定制是是，品牌是金钥匙，型号是四氟塞，类型是酸式滴定管，材质是中性料/高硼硅3.3料，测量范围是0-50ml，允许误差是0.01（ml），颜色是白色