

毛细管色谱柱

产品名称	毛细管色谱柱
公司名称	滕州市鲁创分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他,Supelco(美国色谱科) 型号:Supelco(美国色谱科) SPB、Nukol、PTE系列通用毛细柱
公司地址	枣庄滕州市振兴路9号
联系电话	86-06325866189/400-611-9860 13062028296

产品详情

进口类毛细管柱

1.spb-1型非极柱(键合,聚二甲基硅氧烷)对照品牌:hp-1,db-1,p-1,cp-sil5cb,ultra-1,007-1,rtx-1,at-1类似固定相:se-30,sp-2100,ov-1,ov-101使用温度:-60 -320 应用范围:烷烃,芳烃,多环芳烃,醇,酚,酮,酯,醛,胺,卤代烃,吡啶,糖衍生物,氨基酸衍生物,维生素衍生物,镇痛药,农药,溶剂,胆固醇,香料,咖啡,食品添加剂等。2.spb-5型弱极性柱(键合,5%苯基,95%甲基聚硅氧烷)对照品牌:hp-5,db-5,bp-5,cp-sil 8cb,ultra-2,rtx-5,at-5类似固定相:se-54,se-52,ov-73使用温度:-60 -320 应用范围:烷基苯,多环芳烃,醇,酚,酮,脂肪酸酯,苯二甲酸酯,硝基芳烃,芳胺,烷基胺,联苯胺,卤代烃,多氯联苯,糖类衍生物,维生素衍生物,有机酸,镇痛药,农药,抗组胺药,溶剂,生物碱,防腐剂,香料等。3.supelcowax 10型极性柱(键合,聚乙二醇二万)对照品牌:hp-wax,db-wax,bp-20,cp-wax 52cb,hp-inno wax,at-wax类似固定相:peg-20m,carbowax-20m,使用温度:35 -280 应用范围:低沸点芳烃,醇,酮,酸,酯,醛,醚,乙二醇,丙二醇,甘油,吡啶,胺,亚硝酸,卤代烃,胆汁酸衍生物,冰片,薄荷,精油,香料,酒,苯乙烯,茶,溶剂等。4.nukol型极性柱(键合,改性聚乙二醇)对照品牌:hp-ffap,db-ffap,at-1000,bp-21类似固定相:ffap,sp-1000,ov-351使用温度:60 -200 应用范围:脂肪酸,低沸点芳烃,醇,酯,酚,腈,胺,牛奶,有机酸,醛,酮,白酒组份,香料等。7.spb-1701型中等极性柱(键合,14%氰丙基,86%二甲基聚硅氧烷)对照品牌:hp-1701,db-1701,rtx-1701,at-1701,bp-10,cpsil19cb类似固定相:ov-1701,sp-2250使用温度:室温-280 应用范围:醇,卤素化合物,有机氯农药,酸性药物,有机8.spb-608型柱(农残/除草剂分析专用柱)对照品牌:hp-608,db608,bp608使用温度:室温-300 应用范围:多氯联苯,有机磷农药,有机氯农药,除草剂,拟除虫菊酯等。

国产类毛细管柱

固定液:peg-20m 高极性较联极性化学名:聚乙二醇20m 使用温度:20 ~ 240 对应国外牌号:db-wax、hp-wax、carbowax20m、supelcowax10、cpwax52cb应用:醇类、游离酸、脂肪酸甲酯、芳香化合物、溶剂、香精油等

固定液：ov-1701 高惰性较联 中等极性化学名：7%氰甲基,7%苯基甲聚硅氧烷
使用温度：-20 ~ 270 应国外牌号：db-1701、bp-10、hp-1701、cpsil
19cb、spb-1701、rtx-1701等应用：农药、除草剂、药物、环境样品等

型号：se30、ov-1、ov101高惰性较联 非极性化学名：100%二甲基聚硅氧烷 使用温度：-60 ~ 320 对应
国外牌号：db-1、bp-1、hp-1、cpsil5cb、spb-1、rtx-1等应用：碳氢化合物、芳香化合物、农药、酚类、
除草剂、胺、脂肪酸甲酯、gc/ms等

详细说明我公司自行研制并成功生产的专用毛细管色谱柱：酒专用分析柱，应用于对白酒、啤酒、酒精
的全分析，效果非常理想。色谱柱规格为30m × 0.32mm × 0.4um，50m × 0.32mm × 0.4um。价格面议。经
由本公司开发研制并生产的新一代专用气相色谱毛细管柱，满足了各种分析条件的要求，是替代进口产
品的最佳选择。本公司产品质量保证，价格合理，服务到位！欢迎广大商家客户前来咨询洽谈，您将得
到满意的答复。

本产品的加工定制是是，品牌是其他,Supelco(美国色谱科)，型号是Supelco(美国色谱科) SPB、Nukol、
PTE系列通用毛细柱，测量范围是*****，测量对象是化工分析，控温范围是50-320（ ），尺寸是300（
mm），重量是0.5（kg）