

HZDL-8汉字自动定硫直产

产品名称	HZDL-8汉字自动定硫直产
公司名称	鹤壁市山城区鑫诚信煤质仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:诚信 型号:HZDL-8
公司地址	中国 河南 鹤壁市山城区 鹤壁公园南门
联系电话	86-3922626933

产品详情

hzdl-8汉字自动定硫仪

品牌cx

类型智能定硫仪

分析时间300 (s)

hfdl-6h

型号 0.01-25 (%)

测量范围 ac220 (v)

电源电压

本仪器较同类测硫仪相比，具有如下特点：

- 【1】人机界面友好，键盘操作简单易学好用。
- 【2】炉温采取pid模式控制炉流，控温精度高，可有效保护硅碳管，延长使用寿命。
- 【3】设定炉温，修正等可直接通过键盘输入改变。
- 【4】智能控制电解开关的开与关，不会因开、关机的顺序而产生过电解现象。
- 【5】做煤样时可以随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量，试验过程一目了然。
- 【6】自动判断滴定终点，缩短实验时间，提高工作效率。
- 【7】若输入了水分值，则计算、打印干基硫和水分值。
- 【8】本仪器可以掉电记忆最新的30个历史记录，并可随时打印历史记录。

主要技术指标

1. 测硫范围：0.01~25%
2. 测硫精度：符合国标要求
3. 实验时间: 4--7min 单片机自动控制实验时间
4. 实验温度: 600--1150 用户可自行设定
5. 升温速度：20--30 /min 单片机自动控制
6. 加热器件: 硅碳管(选购硅碳管时以7--10 为最佳值)
7. 测温元件: s型热电偶
8. 硫分解器件: 电解池(容积为400毫升，电解铂电极面积1cm
× 1.5cm，指示铂电极面积0.5 × 1cm)。
9. 电源要求：电压: ac220v ± 10% 50hz 功率: 2kw
10. 使用环境：温度: 5—40 湿度 < 85%
11. 外型尺寸(mm):
控制器：365 × 155 × 340
高温炉：580 × 250 × 270
净化器：258 × 300 × 360
12. 整机重量: 大约60kg

本产品的加工定制是是，品牌是诚信，型号是HZDL-8，类型是自动定硫仪，测量范围是0.01-25（%）（%），分析时间是300（s）（s），电源电压是AC220V ± 10%（V）