

腾达4升氧气瓶 另有3升 2升

产品名称	腾达4升氧气瓶 另有3升 2升
公司名称	衡水滨湖新区天美医疗器械经销处
价格	面议
规格参数	品牌:腾达 型号:4升 容积:4升 (m3)
公司地址	衡水滨湖新区魏屯镇魏屯村
联系电话	03188972028 13931833761

产品详情

品牌： 腾达

规格: 4升

厚度： 4.5mm

材质： 37mn

工作压力: 15mpa (150bar)

测试压力： 22.5mpa (250bar)

提示：

2升 3升 3升 均可以发快递

7升以上京津冀鲁 江浙沪皖 河南 湖北 湖南 广东 陕西 山西 内蒙 四川 重庆 福建
可以发快递或物流

广西 青海 宁夏 贵州 甘肃 云南 海南 新疆 西藏 只能发物流

装箱清单

氧气瓶一台

吸氧管一套

氧桥扳手一套 加湿器一个 说明书一张 保修卡一张 合格证一张

特别提示：本瓶为空瓶，配件齐全，买回后去氧气站充上氧气就可以使用，使用之前一定要仔细阅读说明书。

家用便携式吸氧器简介：

供氧器作为吸氧的主要设备，已广泛用于心、脑血管疾病，呼吸系统疾病，肺心病，胸膜炎及其它许多疾病的医疗和急救，是医院、疗养院、急救站、家庭护理、孕妇保健以及学生复习考试期间醒脑的理想供氧设备。随着人们自我保健意识的增强，过去那种“吸氧是危重病人的特权”的意识已逐步得到改变，经常做办公室的人经常会感到疲倦、困乏；经常抽烟喝酒的人之所以会面色暗黄、憔悴、嘴唇紫黑，参加高考的学生们在紧张的复习过程中之所以会感到“前面学了，过后就忘”，这都与大脑缺氧有关。即使一个身体健康的人，经过一天的工作劳累，晚间吸氧20分钟，立刻就会有醒脑、明目、提神的感觉。

吸氧有利改善亚健康

在日常生活中，常会遇到这样的情况，自己感觉疲乏无力，胃口不好，头晕脑胀等不适症状。可到医院检查，根本查不出什么毛病，在很长一段时间里，人们对这一现象不认识。以为是医疗设备不够，或者是人们活的太娇气，认为是无病呻吟。现在人们对这一现象逐渐清晰了，这种自感不爽，检查无病，介于健康与疾病之间的状况，医学上称为“亚健康”，又叫第三健康或者潜病期。

亚健康是医学界20世纪80年代后半期的新思维，新概念，是医学科学的一大进步。据世界卫生组织一项全球调查证明，全世界真正健康的人只占5%，诊断有病的人也只占20%，75%的人处于亚健康状态。特别是当今所谓的白领阶层中，亚健康所占比例更高。他们虽然经济收入很高，但生活节奏快，工作压力大，思想负担重，竞争激烈，再加上他们终日在密封的高楼大厦内工作，办公室内的空气又常被室内人员，装潢材料，办公设备等污染，久而久之会出现头晕头痛，眼睛刺激，咽喉干痒，胸闷烦躁，注意力不集中等一系列的身体不适等症状。

研究认为，空气中的含氧量不足，而紧张的脑力劳动又耗氧量特别大时，间隙吸一点氧气是行之有效的办法。特别是出现头昏眼花，胸闷不适，工作效率下降之际，放下手头工作，吸10分钟氧气，将会是你精神倍爽，工作效率倍增。如果经常吸氧，还会改善你的亚健康状态，使你的体质倍增。

充氧前应注意的事项：

充氧前，压力不应超过15兆帕。

严禁充装非医用氧气和其他气体。吸氧器严禁油污，禁止撞击，要远离火种，易燃易爆物品，避免接触有腐蚀性的气体、液体，不能用强光长时间直射。严禁私自拆卸，吸氧器出现故障应及时送往生产单位或维修站维修。国家标准规定，氧气瓶每三年进行一次压力检验，届时请与公司和当地压力容器检测单位联系。为保持医用氧纯的，吸氧器内的氧气压力应留有0.1-1兆帕余压，不得全部用完。该氧气瓶为压缩瓶，不同与氧气袋，医用氧气瓶主要零部件采用专业材料制造，并进行严格的压力和气密性试验，安全系数均符合国家有关规定。

同时该产品经临床验证疗效确切，该产品具有设计合理，结构紧凑，体积小，重量轻，性能稳定，安全可靠。使用操作简便，携带方便，流量直观等特点。是基层医疗单位及家庭治疗、保健、急救等较理想的吸氧设备。

适用范围：

该产品适用于缺氧性疾病。如慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、肺源性心脏病、肺炎、心绞痛、冠心病、心率衰竭、心肌梗塞、脑供血不足、空气中毒及各种洗脑血管疾病的治疗及康复保健。

供氧器是一种小型便携式新型供氧装置，适用于高血压、心脏病、肺心病、哮喘等。凡因组织缺氧出现的呼吸困难，脉搏加快等疾病的医疗急救与保健。健康人吸氧可以消除疲劳，醒脑益智，美容养颜，延年益寿。

该产品适用于医院、疗养院、干休所、家庭保健、宾馆、康复中心、氧吧、乡镇以及矿镇所及站地救护的理想供氧设备，也可用于高原作业、登山等。

邮费说明:

由于路途的远近不同，所以运费也不同，所以拍前请与我们联系具体邮费，谢谢合作。

本产品的品牌是腾达，型号是4升，容积是4升（m³），重量是11（kg），材质是不锈钢