

实验室分散均质机价格 剪切乳化机 AD200L-P 高速分散匀浆机

产品名称	实验室分散均质机价格 剪切乳化机 AD200L-P 高速分散匀浆机
公司名称	烟台澄鸿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:液-液 适用物料:化学品
公司地址	山东省烟台市莱山区清泉寨14号
联系电话	0535-6700945 13793574437

产品详情

订购电话：0535-6700945 qq-309698417

高剪切乳化机主要性能特点：

1. 又称离心式均质机，特别适合于物料的前处理工段；
2. 具有处理量大，能耗小，适合于工业化连续化生产；
3. 处理过的物料具有颗粒分布范围窄，均匀度好的特点；
4. 省时、高效、节约能源，生产效率高；
5. 装拆简单，易清洗，满足不同场合的cip清洗需要；
6. 具有一定的自吸力和低扬程输送功能；
7. 无死角，物料100%通过分散乳化；
8. 噪音的低，运转平稳，维护方便；

应用在化妆品乳剂以至于胶浆等任何需要搅拌、均质、粉碎、悬浮和溶解的过程。如下所示：

混合：糖浆、香波、洗涤液、果汁浓缩液、酸奶、甜点、混合奶制品、油墨、瓷釉。

分散混合：甲基纤维素溶解、胶质体溶解、碳化物溶解、油水乳化，预混合、调味料生产、稳定剂溶解、烟尘、盐、氧化铝、农药。

分散：悬浮液、药丸包衣、药物解聚、涂料分散、唇膏、蔬菜浓汤、芥末混合物、催化剂、消光剂、金属、颜料、改性沥青、纳米材料的制备和解聚。

乳化：药乳液、药膏、雪花膏、面膜、面霜、乳化香精、油水乳化、乳化沥青、树脂乳化、蜡乳化、水性聚氨酯乳化、农药。

均质：药乳液、药膏、雪花膏、面膜、面霜、组织匀浆、奶制品均质、果汁、打印墨水、果酱

适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化，液体/固体粉末的分散、均质，组织细胞捣碎、浆化实验领域。是科研机构、大专院校、卫生防疫和产品制造等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。

产品设计理念新颖、结构合理紧凑，制造工艺先进。驱动电机采用高密度压铸铝合金机壳的微型电机，功率大、转速高，运行安全可靠；运行控制器应用数控技术，调速方便，数字显示运行状态功能，为采集实验数据提供保证；分散均质工作头用优质不锈钢精制（接触物料部位），耐腐蚀性能好；工作头采用联接器与驱动电机连接，拆装简便灵活等特性。分散均质工作头的独特结构，确保工作头的转子在电机高速驱动下，具有旋转线速度高，产生强大的液体剪切力和剧烈的高频机械效应，促使实验流体物料在巨大的离心力作用下，通过转子与定子相互剪切、分散。使实验物料承受了每分钟高达数万次的剪切、撕裂和混合，从而达到分散、均质的效果。不同规格的工作头配置，为满足不同的实验需求而设计的。

铝质金属机壳：

- 确保持久使用的机械精度；
- 确保连续使用的电气性能；
- 确保运行状态稳定、噪声低。

无级变速控制：

- 任意选择实验运行转速；
- 应用范围广，调速方便。

本产品的应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是化学品，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是实验室分散均质机，型号是AD200L-P，生产能力是0-10（kg/h），每次处理量范围是0-10（千克），功率是0.2（KW），外形尺寸（长*宽*高）是250*350*600（mm），整机重量是9