

# 金钥匙牌 A级2ml聚四氟塞夹式微量滴定管 滴定管

产品名称	金钥匙牌 A级2ml聚四氟塞夹式微量滴定管 滴定管
公司名称	泰兴市铭泰科教仪器设备有限公司
价格	38.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金钥匙 型号:夹式微量
公司地址	中国江苏省泰兴市滨江镇龙港工业园
联系电话	86-0523-87722098 052387519292 18952676098

## 产品详情

江苏省泰兴市铭泰科教仪器设备有限公司（原泰兴市龙港玻璃仪器厂）是江苏地区具有规模效应的玻璃制品企业，专业生产科研、教学、医药、石油化工、环保、生物实验用玻璃仪器、物化仪器、教学仪器、标准磨口成套玻璃仪器，产品远销东南亚地区，畅销国内二十多个省、市、自治区。给客户最满意的服务是公司长期的经营方针，公司拥有一支由技术骨干组成的服务队伍，定期走访客户，了解产品在的使用情况，向客户提供相应的技术咨询，及时处理客户的各种反馈信息。“专业成就了我们，同时让顾客满意，是我们永恒的追求”！欢迎各界人士光顾。

公司持有商标“金钥匙”牌，希望我们的科教仪器助你打开科学之门，可以贴牌生产滴定管。

以下为夹式微量滴定管的具体型号:

1663 聚四氟塞夹式微量滴定管(a级) 1ml

1663 聚四氟塞夹式微量滴定管(a级) 2ml

1663 聚四氟塞夹式微量滴定管(a级) 3ml

1663聚四氟塞 夹式微量滴定管(a级) 5ml

1663 聚四氟塞夹式微量滴定管(a级) 10ml

## 夹式微量滴定管的规格及参考尺寸

标称容量/ml	最小分度/ml	分度表长度/m	全长/m	标称容量/ml	最小分度/ml	分度表长度/m	全长/m
		m	m			m	m
1	0.01	200	650	5	0.02	270	730
2	0.01	220	700	10	0.05	270	730
3	0.01	250	730				

### 【造型】

夹式微量滴定管基本与座式相同，在滴定管的下端接一直型活塞滴液尖嘴，作控制流速用，它无支柱及木座，使用时应用夹子把其固定在铁架上。

【使用方法】先将微量滴定管清洗干净，在活塞处涂上一层薄薄的活塞油脂，然后把座式微量滴定管垂直安装在木座上(夹式则用夹子固定在架子上)，然后从漏斗中注入溶液，扭转活塞，使溶液从刻度管流出1~2次，以达到清洗目的，然后关闭所有活塞。从漏斗注入溶液，启开注液管活塞，溶液就由下而上从注液管进入量管至零点以上，然后通过活塞滴液尖嘴，把溶液准确调至液体的弯月面下缘恰与零点标线相切，然后再将盛有所需滴定的试液器皿，移到滴定管的下端进行滴定操作。

【用途】适用于科研、大专院校及工矿业等单位化验室作少量液体较正确的滴定，特别是作微量分析时更为适用。

公司另外生产其他规格的滴定管：

1641	碱性皮头滴定管(a级)	1ml
1641	碱性皮头滴定管(a级)	2ml
1641	碱性皮头滴定管(a级)	3ml
1641	碱性皮头滴定管(a级)	5ml
1641	碱性皮头滴定管(a级)	10ml
1641	碱性皮头滴定管(a级)	25ml
1641	碱性皮头滴定管(a级)	50ml
1641	碱性皮头滴定管(a级)	100ml
1642	酸性肯塞滴定管(a级)	1ml
1642	酸性肯塞滴定管(a级)	2ml
1642	酸性肯塞滴定管(a级)	3ml
1642	酸性肯塞滴定管(a级)	5ml

1642	酸性肯塞滴定管 (a级)	10ml
1642	酸性肯塞滴定管 (a级)	25ml
1642	酸性肯塞滴定管 (a级)	50ml
1642	酸性肯塞滴定管 (a级)	100ml
1642	具四氟芯滴定管	10ml
1642	具四氟芯滴定管	25ml
1642	具四氟芯滴定管	50ml
1642	具四氟芯滴定管	100ml
1643	具三路活塞滴定管 (a级)	10ml
1643	具三路活塞滴定管 (a级)	25ml
1643	具三路活塞滴定管 (a级)	50ml
1643	具三路活塞滴定管 (a级)	100ml
1644	碱性蓝线皮头滴管 (a级)	10ml
1644	碱性蓝线皮头滴管 (a级)	25ml
1644	碱性蓝线皮头滴管 (a级)	50ml
1644	碱性蓝线皮头滴管 (a级)	100ml
1645	酸性蓝线具塞滴定管 (a级)	10ml
1645	酸性蓝线具塞滴定管 (a级)	25ml
1645	酸性蓝线具塞滴定管 (a级)	50ml
1645	酸性蓝线具塞滴定管 (a级)	100ml
1646	蓝线具三路活塞滴定管a级	10ml
1646	蓝线具三路活塞滴定管a级	25ml
1646	蓝线具三路活塞滴定管a级	50ml
1646	蓝线具三路活塞滴定管a级	100ml
1647	碱性棕色皮头滴定管 (a级)	10ml
1647	碱性棕色皮头滴定管 (a级)	25ml

1647	碱性棕色皮头滴定管 (a级)	50ml
1647	碱性棕色皮头滴定管 (a级)	100ml
1648	酸性棕色具塞滴定管 (a级)	10ml
1648	酸性棕色具塞滴定管 (a级)	25ml
1648	酸性棕色具塞滴定管 (a级)	50ml
1648	酸性棕色具塞滴定管 (a级)	100ml
1648	棕色四氟芯滴定管	10ml
1648	棕色四氟芯滴定管	25ml
1648	棕色四氟芯滴定管	50ml
1648	棕色四氟芯滴定管	100ml
1651	开口式自动滴定管	25ml
1651	自动滴定管	50ml
1653	封闭式自动滴定管	25ml
1653	封闭式自动滴定管	50ml
1654	棕色磨砂自动滴定管	10ml
1654	棕色磨砂自动滴定管	25ml
1654	棕色磨砂自动滴定管	50ml
1655	全自动滴定管	50ml
1656	具干燥管全自动滴定管	50ml
1657	蓝线磨砂自动滴定管	25ml
1657	蓝线磨砂自动滴定管	50ml
1661	座式微量滴定管 (a级)	1ml
1661	座式微量滴定管 (a级)	2ml
1661	座式微量滴定管 (a级)	5ml
1661	座式微量滴定管 (a级)	10ml
1663	夹式微量滴定管 (a级)	1ml

1663	夹式微量滴定管 (a级)	2ml
1663	夹式微量滴定管 (a级)	3ml
1663	夹式微量滴定管 (a级)	5ml
1663	夹式微量滴定管 (a级)	10ml

敬请订购。

本产品的加工定制是是，品牌是金钥匙，型号是夹式微量，类型是微量滴定管，材质是高硼硅3.3料，测量范围是0-2ml，允许误差是0.01 ( ml )，颜色是白色