

半身CPR急救与AED除颤仪功能一体模型人

产品名称	半身CPR急救与AED除颤仪功能一体模型人
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH/AED99D+
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

产品详情

产品名称：自动体外模拟除颤与cpr模拟人训练组合 型号：zh/aed99d+

产品介绍:

该产品结合2010国际心肺复苏标准，产品功能全面升级，zh/aed99d+是在自动体外除颤仪的基础上另外增加了半身cpr训练模拟人的功能。

适用于高等医学院校、护理学院、职业卫生院校、医院医师进行bls训练、教学使用。熟悉bls的急救过程和步骤，掌握aed的使用方法。

执行标准：美国心脏学会（aha）2010国际心肺复苏（cpr）&心血管急救（ecc）指南标准

半身cpr训练模拟人功能特点：

2010（新标准）：先c胸外按压 a开放气道 b人工呼吸操作流程。 模拟标准气道开放

人工口对口呼吸（吹气）： 吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断；

人工手位胸外按压，正确的按压深度（>5cm）：

操作周期：有效胸外按压30次与有效人工吹气2次,按压与人工吹气比30:2的5个循环周期cpr操作。

人工手位胸外按压：按压位置与按压深度正确，有正确蜂鸣短音报警提示。

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 操作方式：训练操作 电源：电池

自动体外除颤仪功能特点：aed自动体外除颤仪（训练专用）使用于高等医学院校、护理学院、职业

卫生学院、医院医师进行bls（基础生命支持）教学、训练使用。通过训练操作，

使学生熟悉bls的急救过程和步骤，掌握aed（自动体外除颤仪）的使用方法。功能特点：1、产品设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放aed电极贴片。2、模拟急救现场aed的工作流程，aed自动体外除颤仪（训练专用）但无高压电击除颤动作；全程语音提示，指导学员熟悉aed的工作流程和使用要点。3、自动体外除颤仪内置9个情景，可模拟不同情景的急救现场情况，并且全程语音提示指导训练者完成bls训练，可以根据需要暂停或继续bls过程。

4、电量管理功能。系统自动检测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低”语音提示。5、故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景语音的模拟提示，包括：除颤过程有其他人接触和病人身体、贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低等。6、遵循美国心脏学会（aha）及美国红十字会规定的各种aed的情景准则而专门设计可与任何一款心肺复苏模型搭配训练使用aed产品结构组成：

aed自动体外除颤仪（训练专用）由主机、电池盒、训练专用电极贴片及遥控器所组成。

中弘系列产品：高级大屏幕液晶彩显自动全电脑心肺复苏模拟人

高级小屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人

高级移动显示自动电脑心肺复苏模拟人

高级计算机控制电脑心肺复苏训练模拟人

高级电脑心肺复苏模拟人带ic卡管理软件

高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、导尿功能）

高级全功能急救训练模拟人（心肺复苏与血压测量功能）

高级自动电脑心肺复苏模拟人

高级自动电脑心肺复苏训练模拟人

高级婴儿心肺复苏训练模拟人

高级儿童心肺复苏训练模拟人

高级半身心肺复苏训练模拟人

电子人体气管插管训练模型

男女性全功能护理人训练模型

上海中弘公司专业生产“zhonghong中弘科教”品牌护理技能训练模型,以造型逼真,工艺标准,质量先进等优点,产品作为各大医学,卫生,护士院校,医学指定推荐使用产品,欢迎阁下致电021-64049756/64049758或登陆中弘医学模型网站<http://www.shzhonghong.com>了解更多!