

YGC-8数控自动固相萃取仪|固相萃取装置

| | |
|------|---|
| 产品名称 | YGC-8数控自动固相萃取仪 固相萃取装置 |
| 公司名称 | 郑州宝晶电子科技有限公司 |
| 价格 | 25800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宝晶YGC 型号:YGC-8 厂商:郑州宝晶电子科技有限公司 |
| 公司地址 | 郑州市金水区林科路4号6号楼6层22号 |
| 联系电话 | 86-037186185912 13523537858 |

产品详情

郑州宝晶电子科技有限公司的ygc-8数控自动固相萃取仪在样品处理过程中以数控方式精确控制各种溶液的过柱流速，同时具有正压洗脱、大体积连续进样和定时功能，确保目标分析物质的回收率和纯度，降低相对偏差，避免样品之间的交叉污染，可同时进行多个样品的处理，进一步提高工作效率，操作、维护十分简便。可应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室。

二、ygc-8数控自动固相萃取仪技术特点

1. 宝晶《ygc》固相萃取仪拥有商标专用权,仿冒必究（注册号：13132556；13632287）
- 2、单道流速0.01~16.20ml/min,支持大体积进样和正压洗脱，避免交叉污染；
- 3、大屏幕彩色液晶显示、触摸屏与按键兼容操作、无级数控操作、人体工程力学设计；
- 4、专家系统，最大程度上减少用户的使用难度；
- 5、机箱磷化和多层环氧树脂喷涂处理；一体化仪器组成使操作更简单快捷；
- 6、配有宝晶科技萃取专用工作软件模块;多种输出方式，可选配连接电脑操作；
- 7、工作模式可任意选择（流量模式；液量分配模式；时间分配模式等）各种分配模式预存五组分配参数；

- 8、多通道，小柱接头耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀；
- 9、电机采用高精度数控技术，低耗能,精确控速；
- 10、数控泵管采用美国原装长寿命管材；
- 11、操作简单，单人操作即可同时进行了1~8个样品的处理，大大提高工作效率；
- 12、萃取速度一致性可靠稳定、控制调整非常方便；密封性好、稳定。
- 13、人性化设计，每一条通道都可以通过标记简单对接。

三、ygc-8数控自动固相萃取仪技术规格

| 型号 | 通道数 | 设定时间 | 转速 | 流速 | 电源 | 功率 |
|-------|-----|-------|------------|------------------|-----------|------|
| ygc-8 | 8 | 99 59 | 0.1-100rpm | 0.01-16.20ml/min | 220v/50hz | 150w |

四、ygc-8数控自动固相萃取仪标准配置

- 1、主机一台；
- 2、洗脱专用样品架(24道)1套；
- 3、萃取支架（8通道）1套（已安装机上）；
- 4、备用小柱接头2个；
- 5、多功能洗脱/进样导流接头1包(8支)；
- 6、备用手紧螺丝2个；
- 7、1000ml试剂瓶1个；
- 8、废液管1包(8条)；
9. 电源线1根