

奥林巴斯显微镜CKX41

产品名称	奥林巴斯显微镜CKX41
公司名称	上海富莱光学科技有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:CKX41
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区581室
联系电话	025-58862833

产品详情

ckx41

ckx41奥林巴斯倒置显微镜

——常规应用的倒置显微镜，适用于日常观察细胞生长状态，设计简洁紧凑，节省空间。ckx41能轻松安装各种附件，适用多种观察方式，并能连接数码相机。本信息来自上海富莱光学龙先生。

代表性用户：清华大学医学院、北京大学、中国环境科学研究院、中国农业大学，中科院微生物所、北京中康永泰肝细胞等众多企业单位。

奥林巴斯ckx41显微镜的重要参数：

观察头 双目镜筒：

u-cbi30-2：倾斜30度双目观察筒，瞳间距在48~75mm，左目筒可进行屈光度调节（f.n.20）；

u-cbi30-2：倾斜30度双目观察筒，瞳间距在48~75mm，左目筒可进行屈光度调节（f.n.22）。

三目镜筒：

u-ctr30-2：镜筒倾角为30度，备有环行燕尾槽安装附件，瞳距可在48-75mm范围内进行调节，左筒备有螺旋面，可调节筒长和屈光度.观察光路选择：50（双目筒）50（摄像口）（f.n.20）；上海富莱光学

u-tr30-2：镜筒倾角为30度，备有环行燕尾槽安装附件，瞳距可在48-75mm范围内进行调节，左筒备有螺旋面，可调节筒长和屈光度.观察光路选择：20（双目筒）80（摄像口）（f.n.22）。

可调倾角型双目镜筒：

ckx-tbi：镜筒倾角可在30度-60度范围内任意调节，备有圆性燕尾槽安装附件，瞳距可在50-76mm范围内进行调节，右筒备有螺旋面，可调节屈光度（f.n.20）；

u-ctbi：镜筒倾角可在30度-60度范围内任意调节，瞳距可在48-75mm范围内进行调节，右筒备有螺旋面，可调节屈光度。（f.n.18）；[1]

utbi-3：镜筒倾角可在5度-35度范围内任意调节，备有圆性燕尾槽安装附件，瞳距可在50-76mm范围内进行调节，右筒备有螺旋面，可调节屈光度（f.n.22）。

目镜 u-cbi30-2/u-ctr30-2/ckx-tbi用：whb10×/whb10×-h（f.n.20）；

u-bi30-2/u-tr30-2/utbi-3用：wh10×/wh10×-h/35wh10×/pwh10×（f.n.22）。

物镜 非相差物镜 上海富莱光学

调焦 通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）

备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向；

总行程量：从比载物台表面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm；

粗调行程每一圈为39.6mm，微调行程每一圈为0.2mm，微调精度2微米

聚光镜 备有可拆装的超长工作距离聚光镜（数值孔径为0.3，工作距离为72mm）

照明系统 光源：备有6v30w卤素灯和灯插座（u-ls30-3-2），内装毛玻璃片和吸热滤光片，照明部可拆装；

滤色镜座：拆装型滤色镜座，可插装最大厚度11mm的直径45mm滤色镜；

孔径光阑：手柄型，可在3-44mm范围内进行调节；

插座插入部：备有相差法用滑座套，内装滑座定位点停机构。

垂直荧光照明装置：照明装置可拆装，备有观察法转换用滑座（三个转换位置：b激发位、g激发位、透射光位或u激发位）。

荧光光源：50w汞灯

荧光光闸：有

荧光视场光路：有

荧光激发块：2激发块（b和g），可选u（不能与uis2兼容，滤色镜和分光镜的尺寸和uis2一样）

滤色镜：1个滤色镜

摄影附件 可增配照相装置

龙晓东 18012791287