

奥林巴斯显微镜MX51

产品名称	奥林巴斯显微镜MX51
公司名称	上海富莱光学科技有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:MX51
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区581室
联系电话	025-58862833

产品详情

mx51

奥林巴斯mx51显微镜特色：

高灵敏度载物台可以迅速决定位置 内置离合器的载物台手柄 mx51主要操作部件集中在前面，操作人员易于操作，即使长时间操作也不会感到疲劳。专用150mm载物台内置离合器，可实现轻松移动。快速切换物镜，提高检查速度 电动物镜转换器示意图 电动物镜转换器示意图 电动物镜转换器的切换速度比原来提高了20%。物镜的切换，可以操作按钮瞬间完成，提高了检查速度。三种洁净类型的物镜转换器可以按需选择。另外，uis2物镜大幅度地提高了高倍率的偏心精度。即便是有小尺寸摄像元件的ccd摄像机，在切换倍率时也不会由视场中心附近偏离。鲜明图像和卓越的分辨率为特点的光学系统 多种选择可实现卓越的成像性能 uis2物镜拥有各种倍率、特殊用途物镜等丰富的产品阵容，可按照用途选用。另外，波像差控制带来的高品质，忠实于样本的中性色彩显示等，uis2物镜无论是在目视观察中还是在数码影像观察中都能发挥它的卓越性能。本消息来自上海富莱光学龙先生，18012791287。

olympus mx51显微镜技术规格：光学系统：uis2光学系统（无限远校正光学系统）
显微镜镜体：2个引导齿轮和齿条的机构 z轴同轴粗微调调焦，载物台行程范围: 32 mm（从焦面上行2 mm和下行30 mm） 行程相同：15 mm（配合透射光照明）
z轴微调焦每旋转一周的行程0.1 mm（1个单位1 μm） 调焦机构：张力可调 有调焦上限位机构
照明系统：bx-rla2 明视场/暗视场照明器 bx-ura2 万能照明器 观察方式转换：明视场-暗视场滑块转换法 分光镜组（最多6个）换镜旋座

光源：12v100w 瓦卤素灯 灯座：u-lh100l-3 水银灯: u-lh100hgapo 透射照明：明视场mx-tillk照明灯，配备光纤照明附件（mx-tillk须与mx-sic6r2 配合使用） 电源供应部件：额定电压: 100-120/220-240v~1.8a/0.8a 50/60hz，连续式亮度调节盘。 观察镜筒：u-bi30-2 宽场双目镜筒, u-tr30-2 宽场三目镜筒, u-etr4 宽场正像三目镜筒(f.n. 22)，u-swtr-3 超宽场三目镜筒, mx-swettr-u-swettr-5 超宽场正像倾斜式三目镜筒(f.n. 26.5)。 物镜换镜转盘：u-5re-2, u-6re，u-d5bdre, u-

d6bdre, u-p5bdre (带有微粉干涉衬比法棱镜滑槽)。 载物台：u-sic4r2/sic4l2
同轴右/左手控制4英寸×4英寸载物台 驱动方法：齿轮/齿条 y轴止动器：手柄调节 mx-
sic6r2 同轴右/左手控制6英寸×6英寸载物台。 驱动方法：传动带式。
行程：158 (x轴) × 158 (y轴) mm 联动方法：离合 (内置离合开关手柄)
托架尺寸：200 x 200mm 透过观察范围: 100 x 100mm 体积与重量：体积:
约430(宽) × 591(长) × 495(高)mm 重量: 约26kg (显微镜镜体约重11kg)。

适用范围 学校，医院，实验室，工厂，研究所，临床等。

详情可联系上海富莱光学龙先生18012791287