

JT-C匀浆机，匀浆器，均质器，匀浆仪简单好用省级单位用

产品名称	JT-C匀浆机，匀浆器，均质器，匀浆仪简单好用省级单位用
公司名称	漯河市金田试验设备研究所
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:金田 型号:JT-C
公司地址	中国 河南 漯河市郾城区 漯河市辽河路303号
联系电话	86-03956165199 13603851122

产品详情

jt-b (jt-c) 均质器 (匀浆仪) 广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品、农产品、固体、半固体、非水溶性样品的均质处理，特别适合于微生物检测样本的制备，使从上述样品中提取细菌的过程变得非常简单、快速，只需将样品和稀释液 (或乳化剂) 加入到灭过菌的杯子中，然后将杯子按到均质器上，开机定时即可。专利号：200720089370.2. 其优点是：1. 杯子采用特种工程塑料制成，耐128 高温，可反复灭菌使用；材质透明，工作中可随时察看均质情况。2. 小匀浆杯特设100ml刻度线，符合中国药典2005年版微生物限度检查法“加至100ml”的要求。适合药品、化妆品等微生物限度制备供试液。3. 大匀浆杯特设100ml、200ml、225ml和250ml刻度线，取样品25g，加稀释剂到250ml刻度线，匀浆，制备成1：10供试液，准确又省去了量筒；或者加稀释剂225ml，加样品25g，匀浆制备成1：10供试液。适合食品、农产品等制备供试液。还有均质杯另备杯子盖，可以把稀释剂直接放杯子里灭菌。4. 一批样品一套杯子，无交叉污染。5. 刀架与杯子连接处设置防漏密封圈，密封性能好。6. 主机质量轻 (主机重0.9kg, 杯子刀架重0.15kg)，方便移动，特设四个吸脚，工作时稳定性好。7. 整机设计合理，结构简单，杯子与刀架、杯子与电机等的连接拆卸方便快捷，操作容易，省时省力，又快又好，维护简单。总之本款匀浆仪的优点是：好用、实用、简单、价廉。

研磨仪

其优点是：1. 研磨杯采用特种工程塑料 (俗称金属玻璃) 制成，耐高温抗冲击；材质透明，工作中可随时察看研磨情况。2. 刀架与研磨杯连接处设置防漏密封圈，密封性能好，无粉尘。一个样品一套杯子，用后清洗；无交叉污染。3. 粉碎重量：0.5g~40g (干) 5g~100g

4. 适用范围：药片，药丸，大部分中药材。粮食，植物种子，水果蔬菜等。
5. 时间设定：15秒钟，轻轻一点，机器工作15秒钟就自动停，大部分样品都在15秒钟内粉碎。
6. 电机设过热保护。
7. 主机质量轻，方便移动，特设四个吸脚，工作时稳定性好。8. 整机设计合理，结构简单

，研磨杯与刀架、研磨杯与电机等的连接拆卸方便快捷，操作容易，省时省力，维护简单。

9. 总之本款研磨仪的优点是：好用、实用、简单、价廉。

本款研磨仪主要供药品、食品、化妆品、化工、农产品、蔬菜等检验作固体样品的粉碎之用。

培养基吸管口大吸放培养基速度快、体积准。

规格 20ml 5ml

新型陶瓦盖 水平如镜，好用，密闭性好，吸水性强，直径98mm

小钢管（牛津杯）经过精心挑选，个体差异小。

抗生素效价测定专用培养皿----定量碟子：底平如镜,能和浮法玻璃媲美,晶莹透亮,透光率高（象眼镜片）；一模所出,没有个体差异;坚固耐用,摔在地上不破碎;耐腐蚀,耐老化,耐高温（130℃）;不吸附不残留抗生素,能够重复使用

选择平底的碟子，是抗生素微生物检定法工作的第一道工序。因为碟子的质量问题，使检验数据不能通过数理统计，给药检工作造成不必要的重复，给药检工作者增加了无效工作量。造成人力物力资源的浪费。所谓“工欲善其事，必先利其器”，仪器设备就是药品检验的工具，就是药品技术监督的基本依托。

抗生素效价测定铺碟子专用恒温保温板，温度从室温到70℃可调，恒温精度±1℃，把底层培养基铺好凝固后的碟子放到保温板上保温到60℃，再铺菌层会更容易，铺的更水平如镜。

接触碟：内径56.6mm接触性平皿（接触碟）：用于设备、车间、人员、包装材料等表面微生物的测定。取代棉签擦拭法，减少取样步骤，确保取样的准确性和安全性。培养基有效表面积为25cm²，符合新版gmp标准所规定的取样要求。特点：1.湿热灭菌（耐温128℃），可以重复使用。2.透光率好，摔不烂。（材质：俗称金属玻璃）3.密闭性好，培养5-7天，培养基不会干裂。4.内径56.6mm，培养基有效表面积为25cm²,符合新版gmp表面微生物取样的要求。并提供一次性使用接触碟 满足各种表面微生物取样的要求及各种用户的需求。

本产品的加工定制是否，品牌是金田，型号是JT-C，类型是无菌均质器，容量是260、400（ml），功率是200（w），尺寸是180*160*160（mm），重量是1（kg），电源是220V，适用范围是微生物检验、理化检验样品前处理