

莱克多巴胺快速检测卡 食品安全快速检测

产品名称	莱克多巴胺快速检测卡 食品安全快速检测
公司名称	深圳市佳信业塑胶制品有限公司
价格	.15/个
规格参数	类型:有毒物质检测仪器 品牌:佳德信 型号:20150409
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉四路36号7栋一楼101号
联系电话	13802706692 13427964351

产品详情

产品描述

【产品组成】

莱克多巴胺快速检测卡(尿液)系采用胶体金免疫层析法构建的食品安全域poc(即时检验)产品,用于现场检测(或实验室快速检测)畜、禽及其他经济动物尿液、血清以及饲料中莱克多巴胺的存在。

莱克多巴胺快速检测卡(尿液)具有灵敏度高、特异性好,并且操作简便的特性,不需要任何仪器设备,可通过肉眼直接判读结果。样本中莱克多巴胺的最低检出限为3 ng/ml(3 ppb)。

【产品组成】

莱克多巴胺快速检测板(50条/盒)

一次性塑料滴管

干燥剂

说明书(1份/盒)

【莱克多巴胺快速检测卡(尿液)样品处理】

尿液样本:

用干燥、洁净的离心管或适当容器采集20 ml 尿液。如果不能立即检测,可将尿样冷冻保存;短期可进行冷藏保存,要注意避免腐败造成失效或污染。如果尿样出现沉淀或浑浊物,请离心后再检测。

【使用步骤】

测试前先完整阅读使用说明书，并将检测板和待检样本溶液恢复至常温(20~30)。

- 1、仔细阅读使用说明书，在未做好准备前请不要打开铝箔袋，打开后请在一小时内使用。
- 2、从包装袋中取出检测板、一次性滴管，置于水平桌面上。在检测板上标记待检样本(或标准品)编号。
- 3、用一次性吸管吸取待检尿液样本，滴加2滴于加样孔中，加样后开始计时。如加入2滴样本后判读窗口仍没有红色层析峰出现，也可补加1滴样本，并重新开始计时。加样后切勿移动检测板，5分钟判读结果。

【结果判断】

阴性(-)：t线(检测线，靠近加样孔一端)显色，表明样品中莱克多巴胺浓度低于3 ng/ml，或不含莱克多巴胺。

阳性(+)：t线无显色，则表明样品中莱克多巴胺浓度高于3 ng/ml。

无效结果：未出现c线(对照线)，可能是操作不当或检测板已失效。应再次阅读说明书，并用新的检测板重新测试。

【注意事项】

请勿触摸检测板中央的白色膜面;

请勿使用过期的检测板;

切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染;

切勿食用配备的试剂;

【特异性】

莱克多巴胺快速检测卡(尿液)与沙丁胺醇、克伦特罗等药物无交叉反应。

【精密度】

同时用莱克多巴胺快速检测卡(尿液)和莱克多巴胺elisa检测试剂盒对250份样品包括130份阴性样本和120份阳性样本进行检测，结果表明本产品与莱克多巴胺elisa检测试剂盒的结果符合率为91.8%。

本产品的类型是有毒物质检测仪器，品牌是佳德信，型号是20150409，检测项目是瘦肉精，检测精度是3ppb，检测低限是3ppb，检出范围是0-3ppb，适用样品是肉制品，测定时间是3-5分钟，供电电源是无需