

## 均质器、四方均质器|食品无菌均质器JZ-II

产品名称	均质器、四方均质器 食品无菌均质器JZ-II
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:四方 型号:JZ-II
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

## 产品详情

扫本店

均质器、四方均质器|食品无菌均质器jz-ii

1.无论您在北京、上海、广州、深圳、厦门、武汉、重庆、杭州、苏州、广东、江苏、江西、浙江、山东、湖北、南京、四川、湖北、湖南、安徽、广西、云南、贵州还是大连、山西、陕西、沈阳、哈尔滨、青岛、西安、郑州、合肥、兰州、太原、杭州、长沙、福州、无锡、昆山、昆明、滁州、辽宁、黑龙江、四川、河南、济南、扬州、杭州、常州、苏州、宁波、泉州、漳州、三明、大同等地，都可以买到四方均质器。 2.四方均质器又叫食品均质器、无菌均质器或组织捣碎机 匀质机。

微生物专用均质机、天津四方牌jz-ii型均质器标准配置：jz-ii型均质器主机1台，有机玻璃防尘罩1只，不锈钢均质刀头及500ml不锈钢均质杯1套；如需另购配件价格：200ml不锈钢均质杯500元/只，500ml不锈钢均质杯550元/只。

1、均质器是对食品、化妆品、生化制品等微生物检验和理化检验的样品进行均质处理的专用设备。固体和半固体样品，由于其微生物、毒物污染或化学成分在各个部位不一致，所以在做定量检验时，必须先将样品均液（均质），从其中取出有代表性的样品，才能得出有代表性准确的结果。因此，我国和国际食品、化妆品检验规程对样品进行均质处理、检验作出了明确规定（如《化妆品微生物标准检验方法》gb7918.1 - 87中规定：对水溶性样品应均质1 - 2min；对疏水性样品均质3 - 5min，然后从中取少量样品检验）。过去由于国内尚无符合检验要求的均质器（只有少数单位使用进口均质器，但价格昂贵）。检验样品不能很好地均质处理，使检验结果没有代表性，从而影响了产品质量和卫生检测执法的严肃性。

2、均质器是对食品的微生物和理化所需检验的样品进行均质处理的专用设备，是商品检验、卫生防疫、卫生检验、食品质量监督检测和医、农、化工等科研、生产及标准，是检验分析部门的必备设备。

3、我厂研制生产“四方牌”均质器，其对食品样品的均质效果优于日本、美国同类产品，在国内处于领先地位。均质杯采用食品级不锈钢，对所有样品兼容使用，范围广泛，除对化妆品、液体外更能对坚硬固体，如：豆类、贝类、鸡鸭、鱼、蔬菜、块茎类、硬性样品均质采样、一次采购可反复利用，没有塑料耗材，节约成本，不污染环境并获得国家专利（专利号：87214126 - 8）。4、我厂研制生产的“四方牌”jz - ii型均质器是国内首先获得国家专利的产品，专利号为87214126 - 8。其它在我国范围内（尤以天津市为主）所生产的产品均为仿冒。天津“四方牌”jz - ii型均质器生产仅此一家，不设分厂。

技术规格：jz - ii型均质器

电压：220v

功率：200w

转速：20000r/min

定时：0 - 5min

外型：230\*262\*440mm

自重：12.78kg

主要特点：

1、均质效果好，工作稳定

2、料杯材质有不锈钢，供用户选用

3、实行无级调速

4、设有定时器、转速表和电源显示，操作方便

5、本产品无耗材，不锈钢均质杯易清洁可反复使用

6、外形美观大方，设有有机玻璃防尘罩

四方均质器|食品均质器jz-ii与进口同款产品比较：

项目	本机	日本	美国
功率 (w)	200	100	1800
电源 (v)	220	220	115
调速	无级	无级	有级
有效容积	200、500ml		
定时 (min)	0-5分	0-15分	无定时
转速显示	有显示	有显示	无显示
最高转速	0-20000	无指示灯	无指示灯
防尘措施	有防尘罩	无防尘罩	无防尘罩
均质杯	不锈钢或密胺	不锈钢	不锈钢
自重 (kg)	11.78	10.5	16.34

公司名称：厦门森态仪器仪表有限公司

地址：厦门思明吕岭路22号

联系电话：15359258285

qq：871391271

传真：0592-5558281

旺旺：bnkj2014

本产品的加工定制是是，品牌是四方，型号是jz-ii，类型是无菌均质器，容量是500（ml），功率是200（w），尺寸是230\*262\*440mm（mm），重量是12.78kg（kg），电源是220，适用范围是食品