

抽血止血带 输液止血带 卡扣式止血带

产品名称	抽血止血带 输液止血带 卡扣式止血带
公司名称	深圳市天脉科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天脉 型号:TMI-001 规格:45*2.5cm
公司地址	深圳市宝安区西乡黄麻布第二工业区1栋
联系电话	86-075533560008 13823253270

产品详情

品名;卡扣式止血带.

一、此款止血带代替了以往的橡胶管止血带,源自德国新型人性化设计产品.扣子是采用abs原料,abs也所谓人们常见到的硬类塑料件,带子绦纶丝光棉32#橡皮筋,通常也就是大家看到的松紧带类式.由扣子跟弹性带组成独特止血带.优势;软性弹性带宽度2.5cm,接触人体皮肤舒适,无疼痛。避免了橡胶管打结捆扎夹伤皮肤的缺陷。

二、卡扣式止血带用途;1.医院病房,输液、采血、止血、急救必用产品。(宁可不用,也要备用)

2.户外运动旅游登山发生意外,以及不可避免地质灾害,地震、海啸紧急情况下可在最快速度止血急救。

3.急救包方面;通常急救包都配备系列急救用品,此款产品配置急救包也是最佳选择,国外汽车以及公共场所家庭,都会备有药箱系列应急用品,车载应急包内置整体显然高档。

4;礼品类;此款产品可作为医药礼品;医药方面赠送医院、诊所、药房都是款最佳礼品,具体实用而且价格便宜。塑料件跟弹性带都可印刷,根据公司logo印制上去起到广告效应。

三、技术指标:

- 1、外观：外观应干净、整洁
- 2、医用卡扣止血带的基本尺寸及公差应符合下列规定.

总长度：45cm ± 0.5cm

宽度：2.5cm ± 0.5mm

插扣压紧处折回尺寸：15mm ± 3mm

- 3、松紧带的伸长比为：1:1.9~1:2.5.

- 4、插扣与松紧带连接及封口与松紧带连接均应牢固。

插扣与松紧带连接处应能承受2.5kg的力，不得脱落；

封口与松紧带连接处应能承受5kg的力，不得脱落

- 5、医用卡扣止血带的插扣插入卡扣应牢固，不得有卡塞或自行脱落现象。