

毛蕊花糖苷|61276-17-3|新报价

产品名称	毛蕊花糖苷 61276-17-3 新报价
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:20mg/支
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

青岛捷世康生物科技有限公司经营生物学研究用各类专业试剂、实验室耗材，细胞转染试剂。公司另设有提纯车间，可为客户定制提取植物提取物（山东省内可安排取样）。另代理进口试剂可为客户提供一站式采购服务。我司长期坚持“质量是企业生存之本的原则”，产品使用中如发现所需指标与产品外包装标示不一致可全额退款。

一 产品基本信息: [产品名称]：毛蕊花糖苷|61276-17-3|最新报价

[别名]：麦角甾苷，阿克苷，类叶升麻苷

[英文名称]：acteoside [cas#]：61276-17-3

[分子式]:c29h36o15

[分子量]：624.59

三 分子结构式：

四 订购信息：

产品性状	规格/型号	含量	有效期	运输方式	保存方法	用途

高纯粉末	20mg/支	98	二十四个月	全国快递免运费	保存于2-8 遮光环境中。	含量测定
------	--------	----	-------	---------	---------------	------

[毛蕊花糖苷|61276-17-3|最新报价 用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。

五 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。
- 5、如需代为提取植物提取物（或检测），标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。
- 6、产品发票随快递一同递送。

六 其他相关产品简介：

tsa溶液(ph8.0)；又称tris-nacl-叠氮钠缓冲液,免疫亲和层析的缓冲液；500ml；室温,24个月；jsk；表达纯化；主要由tris-hcl、nacl、防腐剂等组成。

sds溶液(10%)；去污剂,变性剂,细菌裂解,sds-page；500ml；室温,12个月；jsk；核酸提取；加热溶解

ph标准缓冲溶液(ph=1.68)；校正ph计或酸度计；100ml；4℃,12个月；jsk；标准物质；该ph值是指在25℃条件下的值,误差范围在0.01，注意密闭保存。

d-木糖溶液(3%)；常规溶液；100ml；4℃,6个月；jsk；常规其他；

瑞氏染色液(wright stain,即用型)；适用于细胞涂片、细菌等染色；500ml；室温,12个月；jsk；微生物染色；细胞质呈红色,细胞核及细菌呈蓝色,嗜酸性颗粒呈橘红色。不含磷酸盐溶液,直接使用。

内源性亲和素-生物素封闭试剂盒；免疫组化封闭液；2×100ml；-20℃,3个月；jsk；免疫组化；

regaud溶液；重铬酸盐固定液；500ml；室温,避光,6个月；jsk；固定液；临用前,按regaud溶液:福尔马林=8:2的比例,加入福尔马林。

core苏木素染色液；常规切片染色；100ml；室温,避光,24个月；jsk；he染色；属于明矾苏木素的一种,采用酒精碘溶液氧化,存储太久后,使用时应过滤,染色时间一般20-45分钟。

普鲁士蓝染色液(伊红法)；三价铁染色,含铁血黄素染色；2×50ml；室温,避光,12个月；jsk；色素染色；染色结果为：三价铁或含铁血黄素呈蓝色,其他呈红色。

糖原pas染色液；经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质以及软骨、垂体、真菌、色素、淀粉样物质、基底膜；4 × 50ml；4℃，避光,6个月；jsk；碳水染色；糖原染色中leagene推荐采用该染色液,是最常用的经典糖原染色法,高碘酸和schiff试剂应低温保存。染色结果为：pas反应阳性物质(糖原或多糖)均呈红色或紫红色；细胞核呈蓝色。