

人细胞毒素elisa试剂盒 |说明书

产品名称	人细胞毒素elisa试剂盒 说明书
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	品牌:捷世康 型号:48T/96T
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

本品为捷世康根据多年研究与生产经验生产，部分指标产品采用进口r&d抗体包被，产品具有灵敏度高，快速,准确,操作简单,易于保存等优点。欢迎来电咨询订购。购买产品均有积分相赠（同一单位可累计）可兑现手机、笔记本电脑、豪华双人旅游券等礼品。

一 产品详细介绍：

【产品名称】：人细胞毒素(ctx)elisa试剂盒 |说明书

【英文名称】：human cytotoxin,ctx elisa kit

【规格】：48t/96t

【产地】：山东青岛

【所需样本体积】：50-100ul

【产品用途】：仅用于科研实验,严禁用于临床诊断。

【检测标本】：血清 血浆 尿液 细胞上清液 组织标本

【样本保存条件】：2-8 下，可放置24-48小时。 -70 下，可放置6个月。

二 蛋白示意图：

三 订购信息：

--	--	--	--	--	--	--

产品名称	规格/型号	贮存条件	检测方法	货期	价格	生产厂家
人细胞毒素(ctx)elisa试剂盒 说明书	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹心法	现货	本品供两种型号(新版,老版)	青岛捷世康生物科技有限公司

四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批间应分别小于9%和11%

六 检测范围：

20 μg/ml -800 μg/ml

七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2.有效期：6个月

八 其他类似产品：

瑞氏染色液(wright stain,即用型)；适用于细胞涂片、细菌等染色；500ml；室温,12个月；jsk；微生物染色；细胞质呈红色,细胞核及细菌呈蓝色,嗜酸性颗粒呈橘红色。不含磷酸盐溶液,直接使用。

内源性亲和素-生物素封闭试剂盒；免疫组化封闭液；2 × 100ml；—20 ，3个月；jsk；免疫组化；

regaud溶液；重铬酸盐固定液；500ml；室温,避光,6个月；jsk；固定液；临用前,按regaud溶液:福尔马林=8:2的比例,加入福尔马林。

core苏木素染色液；常规切片染色；100ml；室温,避光,24个月；jsk；he染色；

属于明矾苏木素的一种,采用酒精碘溶液氧化,存储太久后,使用时应过滤,染色时间一般20-45分钟。

普鲁士蓝染色液(伊红法);三价铁染色,含铁血黄素染色;2 × 50ml;室温,避光,12个月; jsk; 色素染色; 染色结果为:三价铁或含铁血黄素呈蓝色,其他呈红色。

糖原pas染色液;经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质以及软骨、垂体、真菌、色素、淀粉样物质、基底膜;4 × 50ml;4 ,避光,6个月; jsk; 碳水染色;糖原染色中leagene推荐采用该染色液,是最常用的经典糖原染色法,高碘酸和schiff试剂应低温保存。染色结果为: pas反应阳性物质(糖原或多糖)均呈红色或紫红色;细胞核呈蓝色。

ten缓冲液(1 × ,ph8.0);常规缓冲液,又称tris-edta-nacl溶液;500ml;室温,6个月; jsk; 常规其他;

bouin's固定液;活检标本的固定、媒染剂、适用于脂肪较多的组织标本。;100ml;室温,避光,6个月; jsk; 固定液;主要由pa溶液、甲醛、乙酸组成。