



产品名称	规格/型号	贮存条件	检测方法	货期	价格	生产厂家
人 突触核蛋白 (-syn)elisa试剂 盒 生产厂家	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹 心法	现货	本品供两种 型号(新版, 老版)	青岛捷世康 生物科技有 限公司

#### 四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

#### 五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批间应分别小于9%和11%

#### 六 检测范围：

20 μ g/ml -800 μ g/ml

#### 七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2.有效期：6个月

#### 八 其他类似产品：

荧光抗体稀释液(1%evan blue)；荧光抗体稀释,消除荧光抗体非特异性染色；50ml；4 ，避光,18个月；jsk；染色其他；临用前用0.01m pbs稀释到0.01%后使用,以稀释荧光抗体。

茜素红s染色液(0.1%)；络合滴定指示剂和酸碱指示剂,形成橘红色沉淀,适用于少量钙盐组织的染色。；100ml；室温,避光,6个月；jsk；染色其他；

螺旋体染色液(levaditi硝酸银法)；主要适用于梅毒螺旋体染色,亦可用于钩端螺旋体；2 × 50ml；4 ，避光,3个月；jsk；微生物染色；梅毒螺旋体呈黑色或棕黑色,背景呈淡黄色或棕黄色。

苏丹黑b染色液；脂肪、磷脂染色；2 × 100ml；室温,避光,6个月；jsk；脂类染色；主要由苏丹黑b,核固红染液组成。中性脂肪呈黑色,磷脂呈灰黑色。

碳酸锂水溶液(0.05%);苏木素染色后蓝化液;500ml;室温,6个月;jsk;染色其他;  
主要由碳酸锂、双蒸水组成。注意密闭保存。

western洗涤液;用于western时一抗或二抗孵育后的洗涤;500ml;4℃,12个月;jsk;免疫印迹;  
主要由tris、氯化钠、tween20、防腐剂等组成,每张膜洗涤需要5-10毫升洗涤液。

尿酸盐染色液(gomori六胺银法);尿酸盐染色;4×50ml;4℃,避光,6个月;jsk;金属及盐染色;  
乙醇固定,结晶呈黑色。

胆色素染色液(改良fouchet法);肝胆色素染色,可以证实胆色素和类胆色素的存在;2×100ml;  
室温,避光,6个月;jsk;色素染色;  
主要由fouchet溶液、van gieson染色液组成。胆色素呈翠绿至蓝绿色,肌纤维黄色,胶原纤维呈红色。

微波辐射抗原修复试剂盒;抗原修复缓冲液;2×100ml;室温,12个月;jsk;免疫组化;  
主要由h<sub>2</sub>o<sub>2</sub>-甲醇溶液、柠檬酸缓冲液组成。