

卧式球磨机小型球磨机 CN

产品名称	卧式球磨机小型球磨机 CN
公司名称	昆山广测仪器设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:CN 排矿方式:手动 型号:0.4L4L8L2L1L20L16L12L040L60L100L2L
公司地址	江苏昆山市春晖路
联系电话	86 0512 50135922 15995689748

产品详情

网上所标6000元为0.4升的主机价格，磨罐由材质来决定价格

价格由主机的容量和磨罐的材质决定,最终售价请来电咨询

行星式球磨机是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低，是科研单位、高等院校、企业实验室获取微颗粒研究试样（每次实验可同时获得四个样品）的理想设备，配用真空球磨罐，可在真空状态下磨制试样。

用于高等与专科院校、科研单位及企业实验室快速分批将研究试样研磨到胶状细度（最小可达 $0.1\mu\text{m}$ ），并进行混合、匀化和分散；广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、美容、环保等科研与行业部门；适用于电子陶瓷、结构陶瓷、磁性材料、钴酸锂、锰酸锂、催化剂、荧光粉、长余辉发光粉、抛光粉、电子玻璃粉、燃料电池、氧化锌压敏电阻、压电陶瓷、纳米材料、圆片陶瓷电容、mlcc、热敏电阻（ptc、ntc）、zno压敏电阻、介质陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、荧光粉、氧化锌粉料、氧化钴粉料、ni-zn铁氧体、mn-zn铁氧体等产品的生产领域。行星式球磨机是在同一转盘上装有四个球磨罐，当转盘转动时，球磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转，作行星式运动。罐中磨球在高速运动中相互碰撞，研磨和混合样品。该产品能用干、湿两种方法研磨和混合粒度不同、材料各异的产品，研磨产品最小粒度可至 $0.1\mu\text{m}$ （即 $1.0\times 10\text{mm}^{-4}$ ）。工作方式：两个或四个球磨罐同时工作最大装样量：球磨罐容积的三分之二进料粒度：土壤料 10mm其它料 3mm出料粒度：最小可达 $0.1\mu\text{m}$ （即 $1.0\times 10\text{mm}^{-4}$ ）。

特点：

- 1.系列球磨机体积小、重量轻、噪音低。
- 2.可单向连续运行，单向定时运行，自动正反转连续和定时运行。
- 3.系列球磨机可干磨、湿磨、真空磨、保护气氛磨。

4.系列行星式球磨机主皮带松紧度可调，长期使用不易打滑，大大延长了使用寿命。

5.系列行星式球磨机外观独创箱体翻盖（或开门式），操作简便，罩上带安全开关，安全可靠。结构紧凑，造型美观，重量大大减轻，整机完全一体化。

6.系列行星式球磨机采用金属轮与耐磨高分子材料轮之间完全的滚动摩擦传动。将噪音和磨损降到极小，而且操作和运行过程中不会出现齿轮型球磨机可能出现的齿轮断裂与损坏现象，极大地延长了运转的稳定性和使用寿命。

7.采用齿轮传动彻底解决了皮带传动中皮带打滑、皮带磨损所引起的一系列问题:

一致性，对同一种材料、同一种工艺，要求两罐或四罐磨出的结果完全一致；皮带行星传动系各皮带的松紧不一致，导致四个罐的球磨自转速度不一致。

重复性，对同一种材料，同一种工艺，要求反复多次球磨的结果完全一致。皮带由于时间，导致皮带松动，从而导致自转速度不能重复。钢真空罐、玛瑙、玛瑙真空罐、陶瓷、氧化铝、尼龙、聚四氟乙烯、聚氨酯、硬质合金等。球磨罐：不锈钢、不锈钢真空罐、玛瑙、玛瑙真空罐、陶瓷、氧化铝、尼龙、聚四氟乙烯、聚氨酯、硬质合金等。

型号	规格	可配球磨罐		备注
		规格 (ml)	数量 (只)	
0.4l	0.4l	50-100	4	可配50ml真空球磨罐
1l	1l	50-250	4	可配50-100ml真空球磨罐
2l	2l	50-500	4	可配50-250ml真空球磨罐
4l	4l	50-1000	4	可配100-500ml真空球磨罐
8l	8l	500-2000	4	可配250-1000ml真空球磨罐
12l	12l	1000-3000	4	可配500-2000ml真空球磨罐
16l	16l	1000-4000	4	可配500-3000ml真空球磨罐
20l	20l	1000-5000	4	可配1000-4000ml真空球磨罐
40l	40l	4000-10000	4	可配3000-9000ml真空球磨罐
60l	60l	6000-15000	4	可配5000-13000ml真空球磨罐
100l	100l	10000-25000	4	可配9000-20000ml真空球磨罐

型号	电源	电机功率k W	变频器功率k W	连续运转时间 (小时)	正反向交替 运转周期选 择 (min)	转速r/min		噪声 (a)
						公转(可调)	自转(可调)	
0.4l	220v 50hz	0.55	0.55	1-9999	1-9999	30-450	60-900	《60
1l	220v 50hz	0.75	0.55	1-9999	1-9999	30-400	60-800	《60
2l	220v 50hz	1.1	0.75	1-9999	1-9999	30-400	60-800	《60
4l	220v 50hz	1.1	0.75	1-9999	1-9999	30-400	60-800	《60
8l	220v 50hz	1.5	1.5	1-9999	1-9999	30-280	60-560	《60
12l	380v 50hz	1.5	2.2	1-9999	1-9999	30-260	60-520	《60
16l	380v 50hz	2.2	2.2	1-9999	1-9999	30-260	60-520	《60
20l	380v 50hz	3.0	4	1-9999	1-9999	30-230	60-460	《60
40l	380v 50hz	3.0	4	1-9999	1-9999	30-180	60-360	《70
60l	380v 50hz	4.0	5.5	1-9999	1-9999	30-170	60-340	《70
100l	380v 50hz	7.0	7.5	1-9999	1-9999	30-160	60-320	《70

本产品的品牌是CN，排矿方式是手动，型号是0.4L4L8L2L1L20L16L12L040L60L100L2L，适用物料是多种，应用领域是实验室球磨机，筒体转速是30-450（r/min），装球量是0.33（t），给料粒度是说明（mm），出料粒度是说明（mm），产量是说明（t/h），电机功率是0.55（KW），重量是50（kg），结构形式是行星式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是干式