

木香炔内酯|553-21-9|中草药标准品

产品名称	木香炔内酯 553-21-9 中草药标准品
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:20mg/支
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

青岛捷世康生物科技有限公司经营生物学研究用各类专业试剂、实验室耗材，细胞转染试剂。公司另设有提纯车间，可为客户定制提取植物提取物（山东省内可安排取样）。另代理进口试剂可为客户提供一站式采购服务。我司长期坚持“质量是企业生存之本的原则”，产品使用中如发现所需指标与产品外包装标示不一致可全额退款。

一 产品基本信息:

[产品名称]：木香炔内酯|553-21-9|中草药标准品

[别名]：木香炔内酯

[英文名称]：costundide

[cas#]：553-21-9

[分子式]:c15h20o2

[分子量]：232.32

三 分子结构式：

暂无

四 订购信息：

产品性状	规格/型号	含量		运输方式	保存方法	用途

			有效期			
高纯粉末	20mg/支	98	二十四个月	全国快递免运费	保存于2-8 遮光环境中。	含量测定

[木香烃内酯|553-21-9|中草药标准品用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。

五 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。
- 5、如需代为提取植物提取物（或检测），标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。
- 6、产品发票随快递一同递送。

六 其他相关产品简介：

核仁组成区嗜银蛋白染色液(agnor stain)；核仁组成区的银染色nor相关蛋白染色,即agnor蛋白位点染色；2 × 50ml；4，避光,2个月；jsk；神经染色；agnor位点呈黑色点状,工作夜易退化,不易保存。

亚硫酸氢钠溶液(1%)；清洗切片中多余的染色；500ml；室温,6个月；jsk；染色其他；主要由亚硫酸氢钠、去离子水组成,注意密闭保存。

tsa溶液(ph8.0)；又称tris-nacl-叠氮钠缓冲液,免疫亲和层析的缓冲液；500ml；室温,24个月；jsk；表达纯化；主要由tris-hcl、nacl、防腐剂等组成。

sds溶液(10%)；去污剂,变性剂,细菌裂解,sds-page；500ml；室温,12个月；jsk；核酸提取；加热溶解

ph标准缓冲溶液(ph=1.68)；校正ph计或酸度计；100ml；4，12个月；jsk；标准物质；该ph值是指在25 条件下的值,误差范围在0.01，注意密闭保存。

d-木糖溶液(3%)；常规溶液；100ml；4，6个月；jsk；常规其他；

瑞氏染色液(wright stain,即用型)；适用于细胞涂片、细菌等染色；500ml；室温,12个月；jsk；微生物染色；细胞质呈红色,细胞核及细菌呈蓝色,嗜酸性颗粒呈橘红色。不含磷酸盐溶液,直接使用。

内源性亲和素-生物素封闭试剂盒；免疫组化封闭液；2 × 100ml；—20，3个月；jsk；免疫组化；

regaud溶液；重铬酸盐固定液；500ml；室温,避光,6个月；jsk；固定液；临用前,按regaud溶液:福尔马林=8:2的比例,加入福尔马林。

core苏木素染色液；常规切片染色；100ml；室温,避光,24个月；jsk；he染色；
属于明矾苏木素的一种,采用酒精碘溶液氧化,存储太久后,使用时应过滤,染色时间一般20-45分钟。