

德国默克Merck 高效薄层层析板（HPTLC）

产品名称	德国默克Merck 高效薄层层析板（HPTLC）
公司名称	济宁巽升商贸有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Merck默克 型号:高压液相色谱
公司地址	汶上县宝相寺路南段路西（民主路173号）
联系电话	13810945779 13668673739

产品详情

merck 高效薄层层析板（hptlc） 高效薄层板

hptlc特点

- 速度快，耗时仅3-20min
- 灵敏度提高5-10倍
- 重现性更好，带宽更窄，适合定量分析

默克公司的hptlc薄层板颗粒粒度为5-6um。这使得硅胶板表面更加光滑，分离效率更高。于是便可获得更窄的色带。而仅有100um或200um的涂层厚度使分离速度更快，灵敏度更高。

和tlc相似，merck公司的hptlc也分玻璃板、铝箔板。merck 高效薄层层析板（hplc） 高效薄层板

	hptlc	classical tlc
主要颗粒粒径	5-6um	10-12um
粒径分布	4-8um	5-20um
涂层厚度	200um	250um
常规展开距离	3-6cm	10-15cm
常规分离时间	3-20min	20-200min
上样体积	0.1-0.5ul	1-5ul
检出限	5-10pg	50-100pg

hptlc薄层板可以提供无与伦比的分离效果，因此，该类产品被用于定量分析

· 自动化定量分析

· 药物控制

· 中草药分析merck 高效薄层层析板 (hplc) 高效薄层板

填料	尺寸	材质	片/包	货号
hptlc silica gel 60	20 x 10 cm	玻璃	50	1.05641.0001
	10 x 10 cm	玻璃	25	1.05631.0001
	10 x 10 cm	玻璃	100	1.05633.0001
hptlc silica gel 60 f254	20 x 20 cm	铝板	25	1.05547.0001
	20 x 10 cm	玻璃	50	1.05642.0001
	10 x 10 cm	玻璃	25	1.05628.0001
	10 x 10 cm	玻璃	100	1.05629.0001
	5 x 10 cm	玻璃	25	1.05616.0001
hptlc silica gel 60 f254s	20 x 20 cm	铝板	25	1.05548.0001
	5 x 7.5 cm	铝板	20	1.05556.0001
	20 x 10 cm	玻璃	25	1.15696.0001
hptlc silica gel 60 wr f254s	20 x 10 cm	玻璃	25	1.15552.0001
new hptlc premium purity plate 20*20cm	玻璃	25	1.05648.0001	

含*项涂层厚度为100 μ m , 不含*项为200 μ m.

其它更多色谱柱产品, 请来电咨询

济宁巽 (xun) 升商贸有限公司 公司常年备货

联系方式: 郭经理 13668673739 13810945779

qq: 617138308 3096330470

邮箱: huaxueshop@126.com

本产品的加工定制是否, 品牌是Merck默克, 型号是高压液相色谱, 测量范围是见资料, 测量对象是液相色谱HPLC, 控温范围是见资料 (), 尺寸是见资料 (mm), 重量是见资料 (kg)