

电脑多元素联测仪 电脑碳硫锰磷硅五大元素联测仪

产品名称	电脑多元素联测仪 电脑碳硫锰磷硅五大元素联测仪
公司名称	潍坊祥意化工有限公司
价格	26800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:祥意 型号:MR-CS-F型
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区309国道与创业路交叉口东南角（鑫盛德化工市场3-13号）
联系电话	0536-2933220

产品详情

一、mr-rsf电脑多元素联测仪主要用途

mr-rsf电脑多元素联测仪是用于多元素联测分析的集光，电，计算机为一体的多通道元素分析仪，整机采用计算机软件系统控制检测过程，可系统自动采集零点，定标准确，方便，对操作人员要求低。设备采用全电脑控制，自动采集起点数据，使检测结果更加精确，稳定，可靠。

适用于金属材料中的多种元素分析，可以对各类金属材料中的碳，硫，锰，磷，硅，镍，铬，铝，锌，铜，稀土，镁等进行精确定量检测。现已广泛使用在冶金，机械，铸造，化工等工矿企业及科研院所和技术质量监督部门。

二、mr-rsf电脑多元素联测仪主要技术参数

1、其他元素检测部分

- 、测量范围：0~1.999a吸光度值0~99.99%浓度值
- 、测量精度：符合gb223.3-5-88标准
- 、分析方法：光电比色分析法
- 、可测元素：有色金属，黑色金属材料中常规元素锰，磷，硅，镍，钼，铬，钛，铜，铅，锌，镁，稀土等

2、碳，硫检测部分

- 、测量范围：c:0.01%~6.00% s:0.001%~4.000%
- 、测量时间：45秒左右（不包括取样，采样时间）
- 、测量精度：符合gb223.69-97、gb223.68-97标准
- 、主要特点：全自动检测，检测结果碳、硫联出
- 、分析方法：气体容量法定碳，碘量法定硫

三、mr-rsf电脑多元素联测仪软件系统

- 1、win xp全中文界面，操作方便，易于掌握
- 2、采用串口连接通讯，比usb口更加稳定，快速
- 3、提供曲线管理功能，元素曲线可自行增加，删除和编辑，无数量限制
- 4、提供样品管理功能，可对样品名称、标识进行编辑，并可增加和删除样品名
- 5、分析结果随意查询，可根据时间，操作员，样品名称，标识等多方面查询
- 6、零点自动采集，满度自动跟踪
- 7、自动处理数据并储存；
- 8、根据需要可任意查询，打印保存的实时数据和原始数据

主营；各类炉前铁水碳硅分析仪，碳硫仪，锰磷硅元素分析仪，铁水测温仪，矿石分析仪，金属成份分析仪，钢铁分析仪，快速分析仪，红外测温仪，高频红外碳硫分析仪，光谱仪，锰铁含量分析仪，智能钢铁多元素联测仪，矿石专用高频测硫仪，智能炉前铁水分析仪，各类碳硫高速分析仪，合金分析仪，高速不锈钢分析仪器，碳硫不锈钢分析仪器，有色金属分析仪，黑色金属分析仪，铝合金分析仪，炉前化验仪器，铜合金分析仪，铁矿石分析仪，普碳钢分析仪，生铸铁分析仪，球铁分析仪器，铸钢化验仪器，红外碳硫分析仪，铁水炉前化验，铁水炉前检测，定碳杯，定碳样杯，热电偶，铁水含碳硅量分析仪

其它主营；批发各种 实验仪器 化工设备 化学试剂 玻璃仪器 教学仪器

欢迎广大客户来电咨询

联系人；刘经理 电话；13863661211

业务qq；2439056278 传真；0536-2933220

本产品的加工定制是是，品牌是祥意，型号是MR-CS-F型，类型是多元素分析仪器，测试范围是C:0.01%~6.00%S:0.001%~4.000%，测量时间是45秒左右（不包括取样，采样时间），测量精度是符合GB223.69-97

、GB223.68-97标准，电源电压是220（V\HZ），适用范围是可以对各类金属材料中的碳，硫，锰，磷，硅，镍，铬，铝，锌，铜，稀土，镁等进行精确定量检测。 ，主要特点是全自动检测，检测结果碳、硫联出，可测元素是有色金属，黑色金属材料中常规元素锰，磷，硅，镍，钼，铬，钛，铜，铅，锌，镁，稀土等