

产品名称	规格/型号	贮存条件	检测方法	货期	价格	生产厂家
人oj抗体/抗异亮 氨酰trna合成酶 抗体(oj/ilers)elisa 试剂盒 规格	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹 心法	现货	本品供两种 型号(新版, 老版)	青岛捷世康 生物科技有 限公司

四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批见应分别小于9%和11%

六 检测范围：

20 μg/ml -800 μg/ml

七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2.有效期：6个月

八 其他类似产品：

核酸沉淀溶液(tca法)；核酸沉淀；100ml；室温,6个月；jsk；核酸提取；主要由10%tca组成。

番红酒溶液；细胞核、染色体和植物木质部等染色；100ml；室温,避光,12个月；jsk；染色其他；属于碱性染料,能溶于水和酒精。

过碘酸溶液(1%)；又称高碘酸溶液,是一种氧化剂,常与schiff试剂合用对糖原进行染色；100ml；4 ,避光,6个月；jsk；碳水染色；

蔗糖溶液(30%)；多种物质保存液和辅助液；100ml；4 ,3个月；jsk；免疫组化；主要由蔗糖和去离子水组成。

western抗体洗脱液(酸性)；

亦称为蛋白印迹膜再生液或western一抗二抗去除液,用于western中转移了蛋白的膜的重复利用；100ml；室温,避光,6个月；jsk；免疫印迹；

将用过的膜浸入stripping buffer中,50℃水浴30min,振荡后,tbst洗清洗。

乙酰胆碱酯酶染色液(铅铜硫胆碱法)；乙酰胆碱酯酶和胆碱酯酶染色；3 × 50ml；4℃,避光,6个月；jsk；酶类染色；主要由碘化乙酰硫代胆碱、乙酸钠、硫酸铜、硫化铵等组成。酶活性部位为棕黑色颗粒。

tris饱和酚(ph > 7.8)；提取dna；100ml；4℃,避光,3个月；jsk；核酸提取；主要由苯酚、tris-hcl反复溶解、平衡而得。

tris-tricine阳极缓冲液(5 × ,ph8.9)；tris-tricine缓冲系统的page电泳；500ml；4℃,3个月；jsk；蛋白电泳；主要由1m tris、去离子水,调ph至8.9。

"tmb显色液(组化或膜hrp)

；"用于免疫组化或原位杂交时hrp的显色检测,以及western、southern、northern等hrp的膜显色检测。

；100ml；4℃,避光,12个月；jsk；免疫印迹；"tmb是辣根过氧化物酶的常用底物,在辣根过氧化物酶或其他适当过氧化物酶的催化下,tmb会产生可溶性蓝色产物。蓝色产物通常可以在370nm或620-650nm测定吸光度。