

人肌细胞生成素 MYOG elisa试剂盒

产品名称	人肌细胞生成素 MYOG elisa试剂盒
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	品牌:捷世康 型号:48T/96T
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

本品为捷世康根据多年研究与生产经验生产，部分指标产品采用进口r&d抗体包被，产品具有灵敏度高，快速,准确,操作简单,易于保存等优点。欢迎来电咨询订购。购买产品均有积分相赠（同一单位可累计）可兑现手机、笔记本电脑、豪华双人旅游券等礼品。

一 产品详细介绍：

【产品名称】：人肌细胞生成素(myog)elisa试剂盒|免费代测

【英文名称】：human myogenin,myog elisa kit

【规格】：48t/96t

【产地】：山东青岛

【所需样本体积】：50-100ul

【产品用途】：仅用于科研实验,严禁用于临床诊断。

【检测标本】：血清 血浆 尿液 细胞上清液 组织标本

【样本保存条件】：2-8 下，可放置24-48小时。 -70 下，可放置6个月。

二 蛋白示意图：

三 订购信息：

产品名称	规格/型号	贮存条件	检测方法	货期	价格	生产厂家
人肌细胞生成素 (myog)elisa试剂盒 免费代测	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹心法	现货	本品供两种型号 (新版,老版)	青岛捷世康生物科技有限公司

四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批间应分别小于9%和11%

六 检测范围：

20 μ g/ml -800 μ g/ml

七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2.有效期：6个月

八 其他类似产品：

胰蛋白酶抗原修复液(0.1%)；抗原修复缓冲液；100ml；—20 ，12个月； jsk；免疫组化；主要由胰蛋白酶溶解于氯化钙溶液中,pH值约为7.8。

page不连续凝胶电极缓冲液(2 ×)；page不连续凝胶电泳；500ml；室温,3个月； jsk；蛋白电泳；主要由tris-hcl、甘氨酸组成。

aaf固定液；组织化学中细胞或组织切片的固定。；500ml；室温,避光,6个月； jsk；固定液；主要由乙醇、冰乙酸、甲醛等组成。常用于快速脱水和固定以及冷冻切片的快速固定。

多聚赖氨酸溶液(1 × pll,0.1mg/ml)；一种粘附剂,常用于载玻片的包被；50ml；—20 ，避光,12个月； jsk；

免疫组化；

bradford蛋白定量试剂盒；

分析总蛋白含量,其优点是蛋白中存在的盐、溶剂、金属螯合剂、缓冲液等物质影响很小。 ;500t ; 4 ,12个月 ; jsk ; 蛋白检测 ; "bradford蛋白定量试剂盒是常用的蛋白浓度检测方法之一,当bradford染色液(考马斯亮蓝)和蛋白在酸性条件下结合时,最大吸光值波长立刻由465 nm转移至 595nm,同时颜色由褐色转为蓝色,通过测定吸光值大小并对照标准蛋白的吸光值,推算出蛋白浓度。

ssc缓冲粉剂(20 ×) ; 核酸杂交缓冲液 ; 10 × 1l ; 室温,24月 ; jsk ; 核酸杂交 ; 主要由3m氯化钠、 0.3m柠檬酸三钠组成。

铝染色液(lillie铝试剂法) ; 铝染色 ; 4 × 50ml ; 4 ,避光,6个月 ; jsk ; 金属及盐染色 ; 铝呈红色

acr-bis(30%,29:1) ; 配制丙烯酰胺凝胶(page胶),包括sds-page胶等,可以用于蛋白或核酸的分离。 丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(30%acr-bis,29:1) ; 500ml ; 4 ,避光,3个月 ; jsk ; 蛋白电泳 ; 主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为29:1。