

人A组链球菌菌壁多糖抗体ASPelisa试剂盒

产品名称	人A组链球菌菌壁多糖抗体ASPelisa试剂盒
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	品牌:捷世康 型号:48T/96T
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

本品为捷世康根据多年研究与生产经验生产，部分指标产品采用进口r&d抗体包被，产品具有灵敏度高，快速,准确,操作简单,易于保存等优点。欢迎来电咨询订购。购买产品均有积分相赠（同一单位可累计）可兑现手机、笔记本电脑、豪华双人旅游券等礼品。

一 产品详细介绍：

【产品名称】：人a组链球菌菌壁多糖抗体(asp)elisa试剂盒|诊断试剂

【英文名称】：human antibody to group a streptococcal polysaccharide,asp elisa kit【规格】：48t/96t

【产地】：山东青岛

【所需样本体积】：50-100ul

【产品用途】：仅用于科研实验,严禁用于临床诊断。

【检测标本】：血清 血浆 尿液 细胞上清液 组织标本

【样本保存条件】：2-8℃ 下，可放置24-48小时。 -70℃ 下，可放置6个月。

二 蛋白示意图：

三 订购信息：

产品名称	规格/型号	贮存条件		货期	价格	生产厂家
------	-------	------	--	----	----	------

			检测方法			
人a组链球菌菌壁多糖抗体(asp) elisa试剂盒 诊断试剂	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹心法	现货	本品供两种型号（新版,老版）	青岛捷世康生物科技有限公司

四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批见应分别小于9%和11%

六 检测范围：

20 μ g/ml -800 μ g/ml

七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2．有效期：6个月

八 其他类似产品：

乙型肝炎病毒染色液(shikata地衣红法)；乙肝病毒/hbv染色；3 × 50ml；4 ，避光,6个月；jsk；微生物染色；特异性高,但染色效果易受原料影响,不稳定。hbsag阳性物质呈棕红至深棕色,背景呈浅淡灰棕色肝细胞核不着色。肝细胞内脂褐素也呈深棕色。

gill苏木素染色液(gill)；进行性染色液,尤其适用于细胞学涂片染色；100ml；室温,避光,12个月；jsk；he染色；gill 液为正常浓度,染色时间3分钟。属于半氧化苏木素,比harris苏木素稳定,染色后无需盐酸乙醇分化,其缺点是：黏附的明胶甚至玻片也会染色。

acr-bis(40%,19:1)；配制丙烯酰胺凝胶(page胶),包括sds-page胶等,可以用于蛋白或核酸的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(40%acr-bis,19:1)；100ml；4 ，避光,3个月；jsk；蛋白电泳；主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为19:1。

mes buffer(0.1mol/l,ph8.0); ph缓冲液; 100ml; 4℃, 3个月; jsk; 常规其他;
主要由mes、去离子水、防腐剂等组成,调ph至8.0。

sds-edta染料混合液(2.5×); 凝胶加样缓冲液; 5ml; 4℃, 6个月; jsk; 蛋白电泳;
主要由sds、edta、溴酚蓝、二甲苯青ff、蔗糖等组成。

sds-page浓缩胶缓冲液(4×); 配制sds-page浓缩胶; 100ml; 室温, 12个月; jsk; 蛋白电泳;
含0.4%sds,配制使无需添加sds溶液

ttc染色液(2%);
尸检中的新鲜心脏组织和脑组织以及实验动物模型早期梗死组织的染色,测定脑梗死灶体积; 50ml;
4℃, 避光, 6个月; jsk; 神经染色; ttc与正常组织中的呼吸酶反应而呈红色,而缺血组织内呼吸酶活性下降,不能反应,故不会产生变化呈苍白色。

plp固定液; 又称过碘酸钠-赖氨酸-多聚甲醛固定液,尤其适用于免疫电镜中保护抗原性和超微结构。;
500ml; 4℃, 避光, 6个月; jsk; 固定液;
主要由赖氨酸、磷酸氢二钠、高碘酸钠等组成,对保存抗原性有很好的作用。