

盈嘉供应，数字酸度计PHS-3C

产品名称	盈嘉供应，数字酸度计PHS-3C
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	测量范围:(0.00 ~ 14.00) pH 外形尺寸:300 × 220 × 90 仪器重量:1.3kg
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

产品详情

phs-3c型数字式ph值计是测量溶液酸碱度ph值，同时可测定电动势mv值，各个参数的设置和测量使用开关进行切换，并且使用led数码发光管显示。本仪器采用全量程度温复合玻璃电极，可精确设置被测溶液的温度，由数码发光管显示并同时实现温度补偿。仪器测量精度高、可靠性好、稳定性强、操作使用方便，是实验室理想的测量仪器。

数字酸度计系列对比：

仪器名称	数字酸度计	
仪器型号	phs-3c	phs-3e
仪器特点	3 1/2位led数字显示 具有手动温度补偿功能 可采用一点或二点校准 配用本厂:e-201-c型ph复合电极	采用大屏幕、蓝色背光、双排数字，液晶显示 具有手动、自动温度补偿功能 同时测量或显示ph、温度或mv、温度 二点校准 电器接插件低于平面，有助于防腐和安全 配用本厂：e-201-c型ph复合电极； t-818-b-6型温度传感器

主要技术参数	仪器级别	0.01级	0.01级
	测量范围	ph : (0.00 ~ 14.00) ph mv : (0 ~ ±1800) mv	ph : (-2.00 ~ 18.00)ph mv : (-1999 ~ 0) mv , (0 ~ 1999) mv 温度 : (0 ~ 99.9)
	分辨率	ph : 0.01 ph mv : 1 mv	ph : 0.01ph mv : 1mv 温度 : 0.1
	基本误差	ph : ±0.01 ph ±1个字 mv : ±1 mv ±1个字	ph : ±0.01ph ±1个字 mv : ±1mv ±1个字 温度 : ±0.3 ±1个字
	输入阻抗	不小于 1×10^{12}	1×10^{12}
	稳定性	±0.01 ph ±1个字 / 3h	±0.01ph ±1个字/3h
	温度补偿范围	(0 ~ 60) 手动	(0 ~ 100) 手动或自动
	外形尺寸 (mm)	300 × 220 × 90	300 × 220 × 90
	仪器重量	1.3kg	1.5kg
	仪器配置	ph复合电极1支, ph标准 缓冲试剂2套	ph复合电极1支, ph标准 缓冲试剂2套, 自动温度补偿电极1支