

# 调速多用振荡器大大提高了实验人员的工作效率

产品名称	调速多用振荡器大大提高了实验人员的工作效率
公司名称	常熟市圣海电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市尚湖镇王庄工业区
联系电话	6-0512-52438810 15050338780

## 产品详情

### 调速多用振荡器

是各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室、实验室必备的理想工具，大大提高了实验人员的工作效率，可做试管，分液漏斗、三角烧瓶等容器的溶液分析，解决了其他振荡器工作时移动现象，无噪声，并添置了定时装置，方便了化验人员。

### 调速多用振荡器使用方法：

将电源线插头插入振荡器对应的插孔内，然后将三脚插头插入电源插座中，此时，电源接通，如需要水平振荡则打开水平振荡开关；如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。

### 调速多用振荡器注意事项：

(1)为确保安全，使用时请接上地线。

(2)仪器应保持清洁干燥，严禁液体进入机内。

注意事项：

为确保安全，使用时请接上地线（即三脚插头）

不工作时，应关闭和切断电源，以防发生意外。

调速多用振荡器应保持清洁干燥，严禁用金属锤敲打。  
更多调速多用振荡器产品详情：<http://www.xyyq.com.cn/>

其他产品推荐：[www.xyyq.com.cn/xydz-Products-2452858/](http://www.xyyq.com.cn/xydz-Products-2452858/) HY-4调速多用振荡器

[www.xyyq.com.cn/xydz-Products-2452892/](http://www.xyyq.com.cn/xydz-Products-2452892/) HY-4A数显调速多用振荡器

[www.xyyq.com.cn/xydz-Products-17558839/](http://www.xyyq.com.cn/xydz-Products-17558839/) 商用酸奶机